



ПРАЙС-ЛИСТ
**СЕРВІСНІ
НАБОРИ**
СПЕЦІАЛЬНІ ЦІНИ

Сервісний набір для обслуговування 4.070.002
стоматологічної установки **GALLANT OMNIPRASTİK**

4 620 грн

Сервісний набір для обслуговування 4.070.004
стоматологічної установки **GALLANT PRO**

8 410 грн



4 ШТ

ФІЛЬТР ЗВОРОТНОГО ПОВІТРЯ

Поролон к25 Ø35x20

Артикул: 008.260.000

Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**



1 ШТ

ФІЛЬТР ПЛЯШКИ СЧВ

Артикул: 005.886.010

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

ЕКРАН ПЛЮВАЛЬНИЦІ З СІРОЮ КРИШКОЮ

Артикул: VC-353-02b

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



4 ШТ

ЖОВТИЙ ФІЛЬТР

пиле-слиновідсмоктувача

Артикул: 0725-041-60

Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**



1 ШТ

СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ

ISC O-RING20X24X2,5. 88NBR 156 (GREEN)

Артикул: 94.3771.020-024-2,5

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

КРИШКА ФІЛЬТРА

з ущільнювачами (червоні кільця)

Артикул: 0725-041-05

Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**



1 ШТ

ШЛАНГ СЛИНОВІДСМОКТУВАЧА

Артикул: 006.438.004-01

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

ШЛАНГ ПИЛЕВІДСМОКТУВАЧА

Артикул: 006.438.005-01

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



2 ШТ

ФІЛЬТР (змінний картридж регулятора тиску води, повітря)

Артикул: C 104-F20/3

Періодичність заміни: **1 раз/рік**




1 ШТ

СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ

Артикул: AC-543-06

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

ЗВОРОТНИЙ КЛАПАН

Артикул: 0700-700-14E

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

УЩІЛЬНЮЮЧЕ КІЛЬЦЕ Ø 20MM
(КОМПЛЕКТ З 5 ШТУК)

Артикул: 9000-402-54E

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



4 ШТ

ФІЛЬТР ЗВОРОТНОГО ПОВІТРЯ

Поролон к25 Ø35x20

Артикул: 008.260.000

Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**



1 ШТ

ФІЛЬТР ПЛЯШКИ СЧВ

Артикул: 005.886.010

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

ЕКРАН ПЛЮВАЛЬНИЦІ З СІРОЮ КРИШКОЮ

Артикул: VC-353-02b

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



4 ШТ

ЖОВТИЙ ФІЛЬТР

пиле-слиновідсмоктувача

Артикул: 0725-041-60

Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**



1 ШТ

СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ

ISC O-RING20X24X2,5. 88NBR 156 (GREEN)

Артикул: 94.3771.020-024-2,5

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



2 ШТ

КРИШКА (ЖОВТОГО) ФІЛЬТРА

Артикул: 0725-100-02

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

ШЛАНГ СЛИНОВІДСМОКТУВАЧА

Артикул: 006.438.004-01

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

ШЛАНГ ПИЛЕВІДСМОКТУВАЧА

Артикул: 006.438.005-01

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



2 ШТ

ФІЛЬТР (змінний картридж регулятора тиску води, повітря)

Артикул: C 104-F20/3

Періодичність заміни: **1 раз/рік**




1 ШТ

СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ

Артикул: AC-543-06

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

ЗВОРОТНИЙ КЛАПАН

Артикул: 0700-700-14E

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

УЩІЛЬНЮЮЧЕ КІЛЬЦЕ Ø 20MM
(КОМПЛЕКТ З 5 ШТУК)

Артикул: 9000-402-54E

Періодичність заміни: **1 раз/рік**

Сервісний набір для обслуговування 4.070.003 стоматологічної установки **GALLANT AUTONOME**

15 670 грн

Сервісний набір для обслуговування 4.070.009 стоматологічної установки **GALLANT AUTONOME CONSOLE**

15 670 грн



4 шт

ФІЛЬТР ЗВОРОТНОГО ПОВІТРЯ

Поролон к25 Ø35x20

Артикул: 008.260.000
Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**



1 шт

ФІЛЬТР ПЛЯШКИ СЧВ

Артикул: 005.886.010
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 шт

ЕКРАН ПЛЮВАЛЬНИЦІ З СІРОЮ КРИШКОЮ

Артикул: VC-353-02b
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 шт

ШЛАНГ СЛИНОВІДСМОКТУВАЧА

Артикул: 006.438.004-01
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 шт

ШЛАНГ ПИЛЕВІДСМОКТУВАЧА

Артикул: 006.438.005-01
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 шт

УЩІЛЬНЮЮЧЕ КІЛЬЦЕ Ø 20MM (КОМПЛЕКТ З 5 ШТУК)

Артикул: 9000-402-54E
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



8 шт

ЖОВТИЙ ФІЛЬТР пиле-слиновідсмоктувача

Артикул: 0725-041-60
Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**



1 шт

СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ ISC O-RING20X24X2,5. 88NBR 156 (GREEN)

Артикул: 94.3771.020-024-2,5
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 шт

СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ

Артикул: AC-543-06
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



4 шт

ФІЛЬТР ЗВОРОТНОГО ПОВІТРЯ

Артикул: 008.260.000
Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**



1 шт

ФІЛЬТР ПЛЯШКИ СЧВ

Артикул: 005.886.010
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 шт

ЕКРАН ПЛЮВАЛЬНИЦІ З СІРОЮ КРИШКОЮ

Артикул: VC-353-02b
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 шт

ШЛАНГ СЛИНОВІДСМОКТУВАЧА

Артикул: 006.438.004-01
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 шт

ШЛАНГ ПИЛЕВІДСМОКТУВАЧА

Артикул: 006.438.005-01
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 шт

УЩІЛЬНЮЮЧЕ КІЛЬЦЕ Ø 20MM (КОМПЛЕКТ З 5 ШТУК)

Артикул: 9000-402-54E
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



8 шт

ЖОВТИЙ ФІЛЬТР пиле-слиновідсмоктувача

Артикул: 0725-041-60
Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**



1 шт

СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ ISC O-RING20X24X2,5. 88NBR 156 (GREEN)

Артикул: 94.3771.020-024-2,5
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 шт

СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ

Артикул: AC-543-06
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 шт

БАКТЕРІАЛЬНИЙ ФІЛЬТР

Артикул: 7119100010
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



2 шт

ГУМОВІ ЗАТИСКАЧІ ДЛЯ КАНІСТРИ

Артикул: 210400
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 шт

ФІЛЬТР - ЕЛЕМЕНТ

Артикул: AW20P-060S-7-40B
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 шт

БАКТЕРІАЛЬНИЙ ФІЛЬТР

Артикул: 7119100010
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



2 шт

ГУМОВІ ЗАТИСКАЧІ ДЛЯ КАНІСТРИ

Артикул: 210400
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 шт

ФІЛЬТР - ЕЛЕМЕНТ

Артикул: AW20P-060S-7-40B
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 шт

ВИПУСКНИЙ ФІЛЬТР КОМПРЕСОРА

Артикул: 025200194-000
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



2 шт

КРИШКА (ЖОВТОГО) ФІЛЬТРА

Артикул: 0725-100-02
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 шт

ВИПУСКНИЙ ФІЛЬТР КОМПРЕСОРА

Артикул: 025200194-000
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



2 шт

КРИШКА (ЖОВТОГО) ФІЛЬТРА

Артикул: 0725-100-02
Періодичність заміни: **1 раз/рік**

Сервісний набір для обслуговування 4.070.006
стоматологічної установки **GALLANT LIGHT**

4 520 грн

Сервісний набір для обслуговування 4.070.007
стоматологічної установки **GALLANT CONSOLE**

7 990 грн



4 ШТ

ФІЛЬТР ЗВОРОТНОГО ПОВІТРЯ

Поролон к25 Ø35x20

Артикул: 008.260.000
Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**



1 ШТ

ФІЛЬТР ПЛЯШКИ СЧВ

Артикул: 005.886.010
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

ЕКРАН ПЛЮВАЛЬНИЦІ З СІРОЮ КРИШКОЮ

Артикул: VC-353-02b
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



4 ШТ

ФІЛЬТР ЗВОРОТНОГО ПОВІТРЯ

Поролон к25 Ø35x20

Артикул: 008.260.000
Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**



1 ШТ

ФІЛЬТР ПЛЯШКИ СЧВ

Артикул: 005.886.010
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

ЕКРАН ПЛЮВАЛЬНИЦІ З СІРОЮ КРИШКОЮ

Артикул: VC-353-02b
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



4 ШТ

ЖОВТИЙ ФІЛЬТР

пиле-слиновідсмоктувача

Артикул: 0725-041-60
Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**



1 ШТ

СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ

ISC O-RING20X24X2,5. 88NBR 156 (GREEN)

Артикул: 94.3771.020-024-2,5
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ

Артикул: AC-543-06
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



4 ШТ

ЖОВТИЙ ФІЛЬТР

пиле-слиновідсмоктувача

Артикул: 0725-041-60
Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**



1 ШТ

СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ

ISC O-RING20X24X2,5. 88NBR 156 (GREEN)

Артикул: 94.3771.020-024-2,5
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ

Артикул: AC-543-06
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

ШЛАНГ СЛИНОВІДСМОКТУВАЧА

Артикул: 006.438.004-01
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

ШЛАНГ ПИЛЕВІДСМОКТУВАЧА

Артикул: 006.438.005-01
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



2 ШТ

ФІЛЬТР (змінний картридж регулятора тиску води, повітря)

Артикул: C 104-F20/3
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

ШЛАНГ СЛИНОВІДСМОКТУВАЧА

Артикул: 006.438.004-01
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

ШЛАНГ ПИЛЕВІДСМОКТУВАЧА

Артикул: 006.438.005-01
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



2 ШТ

ФІЛЬТР (змінний картридж регулятора тиску води, повітря)

Артикул: C 104-F20/3
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

УЩІЛЬНЮЮЧЕ КІЛЬЦЕ Ø 20MM
(КОМПЛЕКТ З 5 ШТУК)

Артикул: 9000-402-54E
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

УЩІЛЬНЮЮЧЕ КІЛЬЦЕ Ø 20MM
(КОМПЛЕКТ З 5 ШТУК)

Артикул: 9000-402-54E
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



2 ШТ

КРИШКА (ЖОВТОГО) ФІЛЬТРА

Артикул: 0725-100-02
Періодичність заміни: **1 раз/рік**

Сервісний набір для обслуговування 4.070.008
стоматологічної установки **GALLANT AMBIDEXTER**

6 190 грн

Сервісний набір для обслуговування 4.070.012
стоматологічної установки **GALLANT CART - 5**

650 грн



4 ШТ

ФІЛЬТР ЗВОРОТНОГО ПОВІТРЯ

Поролон к25 Ø35x20

Артикул: 008.260.000

Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**



1 ШТ

ФІЛЬТР ПЛЯШКИ СЧВ

Артикул: 005.886.010

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

ЕКРАН ПЛЮВАЛЬНИЦІ З СІРОЮ КРИШКОЮ

Артикул: VC-353-02b

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



4 ШТ

ФІЛЬТР ЗВОРОТНОГО ПОВІТРЯ

Поролон к25 Ø35x20

Артикул: 008.260.000

Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**



1 ШТ

ФІЛЬТР ПЛЯШКИ СЧВ

Артикул: 005.886.010

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ

Артикул: AC-543-06

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



4 ШТ

ЖОВТИЙ ФІЛЬТР

пиле-слиновідсмоктувача

Артикул: 0725-041-60

Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**



1 ШТ

СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ

ISC O-RING20X24X2,5. 88NBR 156 (GREEN)

Артикул: 94.3771.020-024-2,5

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ

Артикул: AC-543-06

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ

ISC O-RING20X24X2,5. 88NBR 156 (GREEN)

Артикул: 94.3771.020-024-2,5

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

ШЛАНГ СЛИНОВІДСМОКТУВАЧА

Артикул: 006.438.004-01

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

ШЛАНГ ПИЛЕВІДСМОКТУВАЧА

Артикул: 006.438.005-01

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



2 ШТ

КРИШКА (ЖОВТОГО) ФІЛЬТРА

Артикул: 0725-100-02

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

УЩІЛЬНЮЮЧЕ КІЛЬЦЕ Ø 20MM
(КОМПЛЕКТ З 5 ШТУК)

Артикул: 9000-402-54E

Періодичність заміни: **1 раз/рік**

Сервісний набір для обслуговування 4.070.013
стоматологічної установки **GALLANT CART 5 AUTONOME** 2 220 грн

Сервісний набір для обслуговування 4.070.005
стоматологічної установки **GALLANT CART 5 AUTONOME ASP** 9 820 грн



ФІЛЬТР ЗВОРОТНОГО ПОВІТРЯ

Поролон к25 Ø35x20

Артикул: 008.260.000
Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**



ФІЛЬТР ПЛЯШКИ СЧВ

Артикул: 005.886.010
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



ФІЛЬТР ПОВІТРЯНИЙ

Артикул: 5430-982-00
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ

ISC O-RING20X24X2,5. 88NBR 156 (GREEN)

Артикул: 94.3771.020-024-2,5
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ

Артикул: AC-543-06
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



ФІЛЬТР (змінний картридж регулятора тиску води, повітря)

Артикул: C 104-F20/3
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



ВИПУСКНИЙ ФІЛЬТР

пластина (поролон)

Артикул: 9.322.070
Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**



ФІЛЬТР ЗВОРОТНОГО ПОВІТРЯ

Поролон к25 Ø35x20

Артикул: 008.260.000
Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**



ФІЛЬТР ПЛЯШКИ СЧВ

Артикул: 005.886.010
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



ВИПУСКНИЙ ФІЛЬТР ПОПЕРЕДНЬОЇ ОЧИСТКИ НЕРА H13

Артикул: 0252.00028-000
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



ШЛАНГ СЛИНОВІДСМОКТУВАЧА

Артикул: 006.438.004-01
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



ШЛАНГ ПИЛЕВІДСМОКТУВАЧА

Артикул: 006.438.005-01
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



УЩІЛЬНЮЮЧЕ КІЛЬЦЕ Ø 20MM

(КОМПЛЕКТ 3 5 ШТУК)

Артикул: 9000-402-54E
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



ЖОВТИЙ ФІЛЬТР

пиле-слиновідсмоктувача

Артикул: 0725-041-60
Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**



СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ

ISC O-RING20X24X2,5. 88NBR 156 (GREEN)

Артикул: 94.3771.020-024-2,5
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ

Артикул: AC-543-06
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



ВИПУСКНИЙ ФІЛЬТР КОМПРЕСОРА

Артикул: 025200194-000
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



ГУМОВІ ЗАТИСКАЧІ ДЛЯ КАНІСТРИ

Артикул: 210400
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



ФІЛЬТР (змінний картридж регулятора тиску води, повітря)


Артикул: C 104-F20/3
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



КРИШКА ФІЛЬТРА

з ущільнювачами (червоні кільця)

Артикул: 0725-041-05
Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**



ВИПУСКНИЙ ФІЛЬТР

попередньої очистки Vulpred

Артикул: 0250.00001-000
Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**

Сервісний набір для обслуговування 4.070.005 - 01 стоматологічної установки **GALLANT CART 5 AUTONOME ASP** 9 480 грн (без слиновідсмоктувача)



4 ШТ

ФІЛЬТР ЗВОРОТНОГО ПОВІТРЯ

Поролон κ25 Ø35x20

Артикул: 008.260.000

Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**



1 ШТ

ФІЛЬТР ПЛЯШКИ СЧВ

Артикул: 005.886.010

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

ВИПУСКНИЙ ФІЛЬТР ПОПЕРЕДНЬОЇ ОЧИСТКИ HEPA H13

Артикул: 0252.00028-000

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



4 ШТ

ВИПУСКНИЙ ФІЛЬТР

попередньої очистки Bulpred

Артикул: 0250.00001-000

Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**



1 ШТ

ШЛАНГ ПИЛЕВІДСМОКТУВАЧА

Артикул: 006.438.005-01

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

УЩІЛЬНЮЮЧЕ КІЛЬЦЕ Ø 20MM

(КОМПЛЕКТ З 5 ШТУК)

Артикул: 9000-402-54E

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



8 ШТ

ЖОВТИЙ ФІЛЬТР

пиле-слиновідсмоктувача

Артикул: 0725-041-60

Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**



1 ШТ

СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ

ISC O-RING20X24X2,5. 88NBR 156 (GREEN)

Артикул: 94.3771.020-024-2,5

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ

Артикул: AC-543-06

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

ВИПУСКНИЙ ФІЛЬТР КОМПРЕСОРА

Артикул: 025200194-000

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



2 ШТ

ГУМОВІ ЗАТИСКАЧІ ДЛЯ КАНІСТРИ

Артикул: 210400

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



2 ШТ

ФІЛЬТР (змінний картридж регулятора тиску води, повітря)

Артикул: C 104-F20/3

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

КРИШКА КОРПУСА ФІЛЬТРА

з ущільнювачами (червоні кільця)

Артикул: 0725-041-07

Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**