

МЕБЛІ МЕДИЧНІ
УСТАНОВКИ
КРІСЛА ТА СТІЛЬЦІ
ОСВІТЛЕННЯ
КОМПРЕСОРИ І ВІДСМОКТУЮЧІ АГРЕГАТИ
СТЕРИЛІЗАЦІЯ
ДЕЗІНФЕКЦІЯ
ІНСТРУМЕНТИ
ЦИФРОВЕ ОБЛАДНАННЯ
МІКРОСКОП
МОНІТОРИ
ГІГІЄНА ТА ПРОФІЛАКТИКА
АПАРАТ VECTOR
ІМПЛАНТОЛОГІЯ І ХІРУРГІЯ
ДЛЯ ЗУБОТЕХНІЧНИХ ЛАБАТОРІЙ
ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ
ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

FUSSEN



ІНТРАОРАЛЬНИЙ 3D-СКАНЕР FUSSEN S6000

Запрошуємо Вас оцінити переваги цифрової стоматології у Вашій щоденній роботі з використанням інтраоральних систем 3D-сканування FUSSEN.

FUSSEN S6000 відзначається потужним та інтелектуальним програмним забезпеченням, водночас працювати з приладом просто та зрозуміло. Щоб розпочати сканування, потрібно лише створити картку клієнта, обрати тип процедури, виділити робочу ділянку і розпочати сканування, яке займає менше 3 хвилин, що в рази швидше, ніж зняття традиційного відбитка.

Завдяки безперервному скануванню, клінічний час скорочується, а ефективність його зростає. Відображення даних сканування в реальному часі дозволяє лікарю одночасно їх аналізувати, підвищуючи продуктивність. А найголовніше, використання інтраорального сканера у щоденній практиці - це нові можливості, такі як цифрова ортопедія, ортодонтія та хірургія.

Сфери застосування:

- щелепна ортопедія;
- імплантологія;
- комплексні реставрації;
- повне протезування;
- естетична стоматологія;
- зуботехнічні роботи.



Переваги у роботі:

- зручність у використанні;
- відсутність неприємних відчуттів у пацієнтів;
- компактність;
- невелика ручка і сканувальна головка;
- швидке сканування;
- різноманітність протоколів сканування.



СКАНУВАЛЬНА ГОЛІВКА ТА ОПТИКА

Помірна глибина різкості.

Діапазон сканування 15 мм для гнучкої ангуляції дозволяє сканувати без втрати фокусування, передусім це важливо для сканування препаратів зубів, міжзубних ділянок і скан-боді.




Вбудований модуль проти запотівання:

Наконечники сканера з автоматичним дзеркальним підігрівом для забезпечення точності даних.

Фотореалістичні кольорові 3D-знімки

Оптимізація знімання завдяки штучному інтелекту



Fussen S6000	
Технологія зображення	Технологія Fullcolor 3D HD-Video, Accurate 3D automatic data stitching
Сенсор і частота кадрів	CMOS 500 кадрів/с, залежно від виду використання до 75 кадрів/с
Фоторежим	Знімання окремих кадрів, серійне знімання
Насадка / голівка / дзеркало (ДхВхШ)	60,00 x 28,0 мм x 24,0 / 18,0 x 18,5 x 19,0 / кут 45°
Розміри і вага	240 × 39,8 × 57 мм, 350 г
Довжина і роз'єм кабелю	2,0 метра, USB 3.0
CAD, відео, фото	STL, PLY, OBJ, MP4, JPG
Джерело освітлення	світлодіоди (LED)
Придатність до стерилізації в автоклаві	Стерилізація в автоклаві за 121 °C протягом 30 хв і за 134 °C
Калібрування	Повністю автоматичне
Спеціальні функції	штучний інтелект, автоматична оптимізація, аналіз підрізів і ступеня оклюзії
ТОЧНІСТЬ	
Локальна ділянка / сектор / ділянка щелепи	9,8 мкм ± 1,1 мкм / 21,8 мкм ± 3,4 мкм / 31,7 мкм ± 10,9 мкм
Глибина різкості / активна площа	0 - 15 мм / 11 - 12 мм

МЕБЛІ МЕДИЧНІ
УСТАНОВКИ
КРІСЛА ТА СТІЛЬЦІ
ОСВІТЛЕННЯ
КОМПРЕСОРИ І ВІДСМОКТУЮЧІ АГРЕГАТИ
СТЕРИЛІЗАЦІЯ
ДЕЗІНФЕКЦІЯ
ІНСТРУМЕНТИ
ЦИФРОВЕ ОБЛАДНАННЯ
МІКРОСКОП
МОНІТОРИ
ГІГІЄНА ТА ПРОФІЛАКТИКА
АПАРАТ VECTOR
ІМПЛАНТОЛОГІЯ І ХІРУРГІЯ
ДЛЯ ЗУБОТЕХНІЧНИХ ЛАБАТОРІЙ
ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ
ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

МЕБЛІ МЕДИЧНІ
УСТАНОВКИ
КРІСЛА ТА СТІЛЬЦІ
ОСВІТЛЕННЯ
КОМПРЕСОРИ І ВІДСМОКТУЮЧІ АГРЕГАТИ
СТЕРИЛІЗАЦІЯ
ДЕЗІНФЕКЦІЯ
ІНСТРУМЕНТИ

ЦИФРОВЕ
ОБЛАДНАННЯ

МІКРОСКОП

МОНІТОРИ

ГІГІЄНА ТА ПРОФІЛАКТИКА

АПАРАТ VECTOR

ІМПЛАНТОЛОГІЯ І ХІРУРГІЯ

для ЗУБОТЕХНІЧНИХ ЛАБАРАТОРІЙ

для НАВЧАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

СТІЙКА CART FUSSEN

Інтраоральний 3D сканер FUSSEN в комплекті з LOS-CART та вмонтованим комп’ютером – це комплексне рішення, яке включає все необхідне для повноцінної та зручної роботи.

Ряд переваг:

23,8-дюймовий сенсорний екран високої роздільної здатності, який можна нахилити в усіх напрямках, ви забезпечите хорошу взаємодію з пацієнтами.

Він також має всю необхідну потужність для швидко-го, точного та зручного сканування.

Легке переміщення в стоматологічній клініці забезпечується наявністю коліс.

ІНТРАОРАЛЬНИЙ 3D СКАНЕР FUSSEN S6500

Fussen S6500 – це сканер, що поєднує передові можливості та сучасні технології. Завдяки технології антизапотівання, перевіреній роками, він забезпечує безперебійну роботу навіть у складних умовах. Зручний пульт керування та легка вага роблять роботу з пристроєм комфортною та ефективною.

Швидкість сканування складає 20-25 кадрів на секунду, а арку можна завершити всього за 1 хвилину, що дозволяє швидко та легко отримати якісні 3D моделі.



Fussen S6500	
Технологія зображення	Захоплення відео руху Ассу-3D
Антизапотівання	< 30 років
Точність	Точність однієї коронки: 10 мкм (±1,1 мкм)
Технологія зображення	Захоплення відео руху Ассу-3D
Пульт	Так
Вага (без кабелю)	≤240г
Швидкість сканування	20-25 FPS, 1 хв для повної арки
Датчик зображення	Високошвидкісний CMOS
Підключення	USB3.1 Gen 1
Джерело світла	Світлодіодний
Текстура	Колір, сканування для отримання кольорових моделей у реальному часі
Глибина сканування	0-15 мм
Формат файлу	Загальний формат 3D, .STL, PLY, OBJ
Довжина кабелю	2м

ІНТРАОРАЛЬНИЙ 3D-СКАНЕР FUSSEN S7000

Насолоджуйтесь перевагами бездротового сканування з моделлю S7000. Бездротовий зв’язок значно спрощує процес сканування пацієнтів, а кольорові світлодіоди автоматично повідомляють про стан Wi-Fi з’єднання та рівень заряду акумулятора. Завдяки довговічному акумулятору і швидкій перезарядці, яку забезпечують чотири батареї, ви можете впевнено використовувати сканер щодня. Заряду вистачає на 45 хвилин безперервного сканування, а для трьох батарей час зарядки становить лише 60 хвилин. Для максимальної зручності зберігайте заряджені батареї та сканер у добре спроектованому футлярі та зарядній станції.



Помічник S7000 не лише забезпечує бездротову зручність у скануванні, але й має ергономічний дизайн, що робить роботу лікаря комфортною навіть протягом тривалого часу.

Компактні розміри і мала вага роблять сканер ідеальним вибором для стоматологічних клінік з обмеженим простором.

Висока якість сканування та надійна робота роблять його невід’ємною частиною стоматологічної практики, підвищуючи якість послуг і задоволення пацієнтів.



Fussen S7000	
Глибина сканування	0-15 мм
Формат файлу	STL, PLY, OBJ
Дезінфекція наконечника сканера	Автоклавується
Підключення	Wi-Fi
Кількість батарей	4
Акумулятор	Літієва батарея, 3120mAh
Тип наконечників сканера	Стандартний, Бічний, Педіатричний
Термін служби батареї	45 хвилин безперервного сканування
Час зарядки акумулятора	60 хв
Вага	Батарея містить 325 г, без батареї 250 г
Розмір сканера (Д*Ш*В)	248мм*56мм*36мм
Розмір наконечника сканера (Д*Ш*В)	Стандартний наконечник: 93 мм * 20 мм * 20 мм; Бічний наконечник: 93 мм * 21 мм * 17 мм; Педіатричний наконечник: 93 мм*16 мм*15 мм

МЕБЛІ МЕДИЧНІ
УСТАНОВКИ
КРІСЛА ТА СТІЛЬЦІ
ОСВІТЛЕННЯ
КОМПРЕСОРИ І ВІДСМОКТУЮЧІ АГРЕГАТИ
СТЕРИЛІЗАЦІЯ
ДЕЗІНФЕКЦІЯ
ІНСТРУМЕНТИ

ЦИФРОВЕ
ОБЛАДНАННЯ

МІКРОСКОП

МОНІТОРИ

ГІГІЄНА ТА ПРОФІЛАКТИКА

АПАРАТ VECTOR

ІМПЛАНТОЛОГІЯ І ХІРУРГІЯ

для ЗУБОТЕХНІЧНИХ ЛАБАРАТОРІЙ

для НАВЧАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

МЕБЛІ МЕДИЧНІ
УСТАНОВКИ
КРІСЛА ТА СТІЛЬЦІ
ОСВІТЛЕННЯ
КОМПРЕСОРИ І ВІДСМОКТЮЮЧІ АГРЕГАТИ
СТЕРИЛІЗАЦІЯ
ДЕЗІНФЕКЦІЯ
ІНСТРУМЕНТИ
ЦИФРОВЕ ОБЛАДНАННЯ
МІКРОСКОП
МОНІТОРИ
ГІГІЄНА ТА ПРОФІЛАКТИКА
АПАРАТ VECTOR
ІМПЛАНТОЛОГІЯ І ХІРУРГІЯ
ДЛЯ ЗУБОТЕХНІЧНИХ ЛАБАРАТОРІЙ
ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ
ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ




Рентгенівська система Fussen D50

— це передова система 3D-сканування для стоматологічних клінік, що використо-вує технологію КТ (конусно-променева комп’ютерна томографія). Вона забезпечує високу точність діагностики з налаштовува-ними полями огляду, автоматичною сегмен-тацією, корекцією руху пацієнта та зменшен-ням металевих артефактів.

Система ідеально підходить для планування імплантації, ендодонтії та аналізу дихальних шляхів, з низьким рівнем радіаційного на-вантаження та хмарним зберіганням даних для зручної співпраці.

Основні переваги:

- Висока якість зображення: забезпечує деталізо-ване та чітке зображення, що полегшує діагнос-тику найдрібніших патологій.
- Точна передача кольору: природне світло дозво-ляє медичним фахівцям спостерігати реалістичні відтінки, що підвищує точність діагностики.
- Низький рівень випромінювання: використання LED-технології забезпечує низький рівень ви-промінювання, що сприяє безпечному викорис-танням апарату протягом тривалого часу.
- Вбудований штучний інтелект: штучний інтелект у Fussen D50 аналізує зображення в реальному часі, допомагаючи лікарям швидше й точніше діагностувати. Він підвищує точність, виділяю-чи важливі деталі та порівнюючи зображення з попередніми даними. Це прискорює діагностику, зменшує час обробки зображень та дозволяє об-слуговувати більше пацієнтів. Завдяки адаптації системи, точність покращується з часом.



Рентгенівська система D50	
Напруга трубки	60-90 кВ
Струм трубки	4-10 мА
FOV (діаметр, висота)	15 × 9 см; 5 × 5 см
Фокусна точка	0,5 мм
Шкала сірого	16 біт
Воксель	0,25; 0,2; 0,1; 0,075 мм
Загальна фільтрація	2,5 мм Al
Позиція сканування	Стоячи та інвалідний візок
Час контакту	≤15 с
Час реконструкції	<4,5 с




Радіовізіограф F100

– це стоматологічний пристрій з надвисокою чутли-вістю, що дозволяє отримувати зображення високої роздільної здатності за 5 секунд. Цей радіовізіограф ідеально підходить для ендодонтії, пародонтології, рестав-раційних та імплантаційних процедур, а також для діагностики карієсу. Висо-ка швидкість обробки зображень та точність дозволяють лікарям швидко та ефективно ставити діагнози, що підвищує загальну продуктивність стоматоло-гічної практики.

Основні переваги:

- Деталізовані зображення: CMOS APS детектор з роздільною здатністю до 25 LP/мм забезпечує чітке відображення дрібних деталей для точної діагностики.
- Комфорт пацієнта: Тонкий датчик (4,5 мм) з округленими кутами легко пози-ціонується, забезпечуючи мінімальний дискомфорт.
- Низька доза опромінювання: Висока чутливість дозволяє швидко отримати зображення за 5 секунд з меншою до-зою радіації, ніж у PSP-технології.



Радіовізіограф F100		
Роздільна здатність	25 LP/мм	
Відтінки сірого	16 біт	
Розмір пікселя	20 мкм	
Детектор	CMOS APS	
Довжина кабелю	2,7 м	
Товщина	4,5 мм	
Модель	Датчик F100 РОЗМІР 1	Датчик F100 РОЗМІР 2
Активна зона	20x30 мм	26x35 мм
Розміри	25,0 x 38,5 x 4,5 мм	31,0 x 45,0 x 4,5 мм
Поздільна здатність	1000 x 1500	1300 x 1800

МЕБЛІ МЕДИЧНІ
УСТАНОВКИ
КРІСЛА ТА СТІЛЬЦІ
ОСВІТЛЕННЯ
КОМПРЕСОРИ І ВІДСМОКТЮЮЧІ АГРЕГАТИ
СТЕРИЛІЗАЦІЯ
ДЕЗІНФЕКЦІЯ
ІНСТРУМЕНТИ
ЦИФРОВЕ ОБЛАДНАННЯ
МІКРОСКОП
МОНІТОРИ
ГІГІЄНА ТА ПРОФІЛАКТИКА
АПАРАТ VECTOR
ІМПЛАНТОЛОГІЯ І ХІРУРГІЯ
ДЛЯ ЗУБОТЕХНІЧНИХ ЛАБАРАТОРІЙ
ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ
ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

Прайс | Спеціальні ціни на цифрове обладнання Fussen

№	Артикул	Номенклатура	Ціна/грн
1		Інтраоральний 3D сканер FUSSEN S6000	233 200
2		Інтраоральний 3D сканер FUSSEN S6000 + стійка CART з вбудованим комп'ютером	731 400
3		Інтраоральний 3D сканер FUSSEN S6500	317 470
4		Інтраоральний 3D сканер FUSSEN S6500 + стійка CART з вбудованим комп'ютером	582 470
5		Інтраоральний 3D сканер FUSSEN S7000	439 900
6		Інтраоральний 3D сканер FUSSEN S7000 + стійка CART з вбудованим комп'ютером	810 900
7		Стійка CART з вбудованим комп'ютером	318 000
8		Рентгенівська система Dentrux 50 (2 в 1)	1 584 700
9		Рентгенівська система Dentrux 50 (3 в 1)	1 849 700
10		РЕНТГЕНІВСЬКА СИСТЕМА RUBIK X1	2 332 000
11		РЕНТГЕНІВСЬКА СИСТЕМА RUBIK X1 + цефалостат	2 623 500
12		РЕНТГЕНІВСЬКА СИСТЕМА RUBIK X3	2 968 000
13		РЕНТГЕНІВСЬКА СИСТЕМА RUBIK X3 + цефалостат	3 259 500
14		Радовізіограф F 100	42 400

Увага!!! У ціни на інтраоральні сканери включено покрокові інструкції для налаштування приладу та програмного забезпечення:

- як підключити сканер до ноутбука або стійки Cart;
- як встановити програму DentalFlex;
- як зареєструвати лікаря або клініку в програмі DentalFlex;
- як створити картку для пацієнта та додати новий кейс;
- протокол сканування (верхня та нижня щелепа, фіксація оклюзії);
- як відправити 3D-модель у зуботехнічну лабораторію.

Дата: 20.04.2026