



УНИКАЛЬНОЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

S W I S S  M A D E

iOPTIMA



УНИКАЛЬНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

Модернизация стоматологической установки по последнему слову техники пройдет легко и быстро, если Вы выберете систему швейцарского качества iOptima.

Система iOptima с самым производительным в мире микро-мотором без щеток и датчиков и пользовательским интерфейсом на базе iPod touch компании Apple® – идеальное решение для всех реставрационных и эндодонтических процедур. И при этом по разумной цене.

iOptima – I am the one and only

S W I S S  M A D E



УДВОЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Вы сможете сэкономить деньги на приобретении новой стоматологической установки и одновременно повысить эффективность работы, увеличив количество пациентов. Функциональные возможности программного обеспечения iOptima и технические характеристики электроинструментов компании Bien-Air значительно сократят время, затрачиваемое на выполнение Вашей работы.




Просто подключите 4-канальный шланг к панели управления iOptima и получите новую высокоэффективную систему. Загрузите приложение iOptima, и все готово к работе.



ИННОВАЦИОННАЯ
И ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

iOPTIMA APP

Чтобы Вы могли использовать данную систему для любого типа реставрационных и эндодонтических операций, приложение iOptima имеет широкий набор предварительно запрограммированных и персонализируемых опций. Быстро, эффективно и просто.



Бесплатные обновления приложения

Благодаря постоянным усовершенствованиям и выпускаемым обновлениям, система iOPTIMA пополняется новыми инновационными функциями.




- Эргономичный и интуитивный сенсорный интерфейс Apple® iPod
- Предварительно запрограммированные этапы реставрационных операций
- Предварительно запрограммированные этапы эндодонтических операций с использованием эндодонтических файлов ведущих производителей
- Создание и настройка собственных процедур
- Функции автореверса и автоускорения для проведения эндодонтических процедур




НОВЫЙ
УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПАЦИЕНТА



КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ



МОЩНОСТЬ



- Марка MX2 LED
- Марка K
- Марка ST
- Марка W
- Марка N

МИКРОМОТОР MX2

Микромотор компании Bien-Air MX2 LED – это самый производительный на рынке микромотор, позволяющий упростить и оптимизировать выполнение реставрационных работ, профилактических или эндодонтических процедур. Электронная система управления SMART LOGIC автоматически управляет мощностью и поддерживает одинаковую частоту вращения.

Благодаря отказу от использования щеток и датчиков, а также благодаря установке шарикоподшипников с долговечной смазкой вам не потребуется проводить техническое обслуживание.

BRUSHLESS

micro
SERIES

3
YEAR
WARRANTY



- Самые высокие мощность и крутящий момент на рынке
- Шарикоподшипники с долговечной смазкой
- Регулируемое светодиодное освещение
- Наиболее точный контроль крутящего момента даже на очень низкой частоте вращения (100 об/мин)
- Стерилизация без принятия дополнительных мер защиты в автоклаве
- Вращающийся переходник с возможностью поворота на 400°



ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ

УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ MICRO-SERIES

Микромотор MX2 и угловой наконечник Micro-Series вместе занимают меньше места, чем турбина. Благодаря максимально уменьшенному размеру и совершенному балансу, чтобы удерживать инструмент в руке, теперь требуется гораздо меньше усилий, гарантируя большую точность движений и меньшую усталость в конце рабочего дня.


Угловые наконечники Bien-Air CA 1:1 L и 1:5 L Micro-Series

Одинаково эффективны как для работы на низкой, так и на высокой частоте вращения. Помимо обеспечения более стабильной частоты вращения и повышения мощности снижены вдвое вибрация и шум инструмента.



micro
SERIES
EVO
CERTIFIED

- Micro-Series, на 30 % короче и на 23 % легче
- Система защиты от перегрева обеспечивает безопасность пациента
- Самый мягкий в мире кнопочный зажим - освещение на 50 % ярче за счет многожильных жёстких световодов
- Шесть отдельных выходов для воздуха и воды



MICRO HEAD 8:1 ENDO

Угловой наконечник Bien-Air CA 8:1 Endo предназначен для использования с эндодонтическими файлами с укороченным хвостовиком. Обеспечивая непревзойденный обзор больших коренных зубов маленькая головка наконечника является идеальным решением для выполнения ротационных эндодонтических процедур.



bienair-ioptima.com

S W I S S  M A D E

