



Vector®: Ультразвукова Система Лікування Пародонтиту

Понад двадцять років тому компанія DÜRR DENTAL винайшла свій унікальний вібраційний дефлектор, встановивши нові стандарти у безболісному та малоінвазивному лікуванні пародонтиту за допомогою системи Vector®. Ультразвукова енергія точно направляється у визначене місце в лінійному напрямку, а інструменти рухаються паралельно поверхні кореня. Це дозволяє працювати без вібрацій і впроваджується у клінічно ефективний та мінімально інвазивний план лікування.

Сфера його застосування – від усунення над'ясенних і до видалення під'ясенних зубних відкладень. Крім того, система незамінна в профілактиці і лікуванні періімплантитів.

ПРИНЦИП СИСТЕМИ VECTOR:

Лінійна зміна ультразвукової динаміки на 90° в наконечнику Paro, рух інструменту паралельний поверхні кореня, точне вертикальне відхилення під кутом 90°, відсутність коливальних рухів, бережливе видалення біоплівки, бактерій і відкладень, чисті відполіровані поверхні, ретельно і обережно – як ніяка інша система.

VECTOR PARO В КОМПЛЕКТ ВХОДИТЬ: базовий апарат з наконечником Paro, педаль, полірувальна рідина Vector Fluid Polish, дезінфікуючий засіб для Vector/RinsEndo, засіб для очищення Vector, Сервісний набір, коробка для стерилізації Steri-Box та набір інструментів Tool-Kit Paro.

VECTOR PARO PRO В КОМПЛЕКТ ВХОДИТЬ: базовий апарат з наконечником Paro, Скерлерний наконечник, педаль, полірувальна рідина Vector Fluid Polish, дезінфікуючий засіб для Vector/RinsEndo, засіб для очищення Vector, Сервісний набір, 2 коробки для стерилізації Steri-Box, набір інструментів Tool-Kit Paro.

ПАРОДОНТОЛОГІЯ, ПІДТРИМУЮЧА ТЕРАПІЯ І ПЕРІІМПЛАНТИТ

Набір інструментів Tool Kit Recall (3 насадки)	Для пародонтальної підтримуючої терапії і періімплантитів	2031-460-00	
Recall-Probe прямий CFK (3 шт)	Для обробки під'ясенних і над'ясенних лабіальних, буккальних і оральних поверхонь.	2030-153-02E	
Recall-Curette CFK (3 шт)	Для обробки апроксимальних поверхонь.	2030-153-05E	

ПАРОДОНТОЛОГІЯ, ПЕРВИННА ТЕРАПІЯ			
Набір інструментів Tool Kit Paro (5 насадок)	Для пародонтальної терапії	2031-450-00	
Perio-Probe прямий (3 шт)	Для обробки під'ясенних і над'ясенних лабіальних, буккальних і оральних поверхонь.	2030-151-01 E	
Perio-Lancet (3 шт)	Для обробки під'ясенних і над'ясенних лабіальних, буккальних і оральних поверхонь в кишенях до 5 мм.	2030-151-02E	
Perio-Probe вигнутий (3шт)	Для лікування міжкореневих проміжків	2030-151-03E	
Paro Probe Plus (3 шт)	Для універсальної обробки апроксимальних, оральних і вестибулярних поверхонь. Глибина доступу в апроксимальній зоні до 5 мм.	2031-400-06E	
Perio-Curette (3 шт)	Для обробки під'ясенної та над'ясенної апроксимальних поверхонь.	2030-151-04E	
ПАРОДОНТОЛОГІЯ, ПЕРВИННА ТЕРАПІЯ			
Supra-Probe гнучкий	Для дбайливого очищення та промивання поверхні імплантату або зуба.	2030-152-01 E	
ПРОФІЛАКТИКА			
Tool Kit Scaler P1	Для видалення під'ясенних відкладень у глибоких ясенних кишенях.	2032-411-00	
Tool Kit Scaler P2	Для видалення під'ясенних відкладень.	2032-412-00	
Tool Kit Scaler P3	Для видалення під'ясенних відкладень.	2032-413-00	
Tool Kit Scaler P4	Для видалення над'ясенного зубного нальоту на гладких поверхнях і в міжзубних проміжках.	2032-414-00	
МАТЕРІАЛИ			
Полірувальна рідина Vector Fluid Polish «більш ефективна» 200 мл	Суспензія з гідроксиапатитом, фосфатом кальцію та ароматом свіжої м'яти для безболісного очищення зубів, протезів і кореневих поверхонь.	CWZ510C2350	
Засіб для очищення Vector, MD 530 2,5 літра	Готовий розчин для видалення залишків у шлангах та наконечниках системи Vector.	CCA530C61	

МЕБЛІ
МЕДИЧНІ

УСТАНОВКИ

ФАНТОМИ
FRASACO

TECNODENT

КОМПРЕСОРИ ТА
ВІДСМОКТУЮЧІ
АГРЕГАТИСТЕРИЛІЗАЦІЙНЕ
ОБЛАДНАННЯ

ДЕЗІНФЕКЦІЯ

BIEN AIR

ПРОДУКЦІЯ
YOSHIDAЦИФРОВЕ
ОБЛАДНАННЯ
DÜRR DENTAL

ELMA

МОНИТОРИ
NEOVOМІКРОМОТОРИ
IONYX

ОСВІТЛЕННЯ

КАМЕРА
EDUCAM

ASTEON

ОБЛАДНАННЯ
ДЛЯ
ІМПЛАНТОЛОГІЇАПАРАТ
VECTORМІКРОСКОПИ
LABOMED

FUSSEN

ZIRKONZAHN

ЗАПАСНІ
ЧАСТИНИ

Прайс | Апарат Vector

№	Артикул	Номенклатура	Ціна/грн
1	2031-50	Апарат для лікування пародонтозу Vector Paro	234 730
2	2031-51	Апарат для лікування пародонтозу Vector Paro Pro	291 830
3	2031-700-00	Наконечник Paro	61 080
4	2032-200-00	Скалерний наконечник LED	58 910
5	2031-450-00	Набір інструментів Tool Kit Paro	15 320
6	2030-151-01E	Інструмент Perio-Probe прямий (3 шт)	2 470
7	2030-151-02E	Інструмент Perio-Lancet (3 шт)	3 190
8	2030-151-03E	Інструмент Perio-Probe вигнутий (3шт)	3 190
9	2031-400-06E	Інструмент Paro Probe Plus (3 шт)	2 110
10	2030-151-04E	Інструмент Perio-Curette (3 шт)	4 000
11	2031-460-00	Набір інструментів Tool Kit Recall	14 680
12	2030-153-02E	Інструмент Recall-Probe прямий CFK (3 шт)	5 810
13	2030-153-05E	Інструмент Recall-Curette CFK (3 шт)	8 450
14	2030-152-01E	Інструмент Supra-Probe гнучкий (3 шт)	2 470
15	2032-411-00	Набір інструментів Tool Kit Scaler P1	12 330
16	2032-412-00	Набір інструментів Tool Kit Scaler P2	12 240
17	2032-413-00	Набір інструментів Tool Kit Scaler P3	12 330
18	2032-414-00	Набір інструментів Tool Kit Scaler P4	10 150
19	CWZ510C2350	Суспензія стоматологічна Vector Fluid polish	3 600

Дата: 20.04.2026