

МЕБЛІ МЕДИЧНІ		
УСТАНОВКИ		Система гігієни DÜRR пропонує рішення для будь-якої сфери застосування. Кольорові дозувальні кришки посудин полегшують вибір потрібного дезінфекційного засобу. Препарати системи DÜRR занесені до реєстру IDGHM, що гарантує їхню ефективність.
КРИСЛА ТА СТІЛЬЦІ		Блакитний – для інструментів.
ОСВІТЛЕННЯ		Кожен інструмент, що використовується, має бути ретельно очищений і продезінфікований. З препаратами Dürr ID у вас не буде жодних проблем: незалежно від того, чи використовується при цьому дезінфекційний контейнер, фрезатор чи ультразвуковий апарат. Дезінфекцію засобами Dürr також можна проводити в комбінації зі стерилізаторами. Дезрозчини перевірені на сумісність з матеріалами.
КОМПРЕСОРИ І ВІДСМОКТУЮЧІ АГРЕГАТИ		Зелений – для поверхонь.
СТЕРИЛІЗАЦІЯ		Починаючи з підлоги, шаф, дверей, і закінчуючи стоматологічними установками, операційними світильниками і наконечниками. Препаратів Dürr FD досить для оброблення поверхонь зрошення і протиранням. Незначний час впливу, ретельне чищення на великих і малих поверхнях.
ДЕЗІНФЕКЦІЯ		Рожевий – для шкіри рук.
ІНСТРУМЕНТИ		В центрі уваги гігієни рук є захист шкіри від шкідливих впливів, збудників алергії. Ви зможете одразу оцінити позитивні якості препаратів Dürr HD: тут ви знайдете ідеальний препарат для дезінфекції, чищення, захисту і догляду.
ЦИФРОВЕ ОБЛАДНАННЯ		Жовтий – для спеціального призначення.
МІКРОСКОП		Догляд за усіма відсмоктуючими системами і амальгамосепараторами в клініках, дезінфекція і очищення відтисків і зуботехнічних виробів у клініках і лабораторіях – ці два напрямки мають особливо високі вимоги до дезінфікуючих і чистильних засобів. Маркова програма Orotol Yelolow пропонує Вам набір препаратів і виробів для дезінфекції, чищення і догляду за відсмоктуючими системами. Вона базується на нашому багаторічному досвіді. При дезінфекції відтисків за допомогою Dürr Hugojet і MD 520 ви зможете встановити надійний і ефективний гігієнічний шлюз для вихідних і вхідних відтисків.
МОНІТОРИ		
ГІГІЄНА ТА ПРОФІЛАКТИКА		
АПАРАТ VECTOR		
ІМПЛАНТОЛОГІЯ І ХІРУРГІЯ		
ДЛЯ ЗУБОТЕХНІЧНИХ ЛАБАТОРІЙ		
ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ		
ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ		

МЕБЛІ МЕДИЧНІ		
УСТАНОВКИ		ДЕЗІНФЕКЦІЯ І ОЧИЩЕННЯ РУК, ПОВЕРХОНЬ HD 420 Plus
КРИСЛА ТА СТІЛЬЦІ		Готовий спиртовмісний засіб для гігієнічної та хірургічної дезінфекції рук у медичних і стоматологічних закладах. Призначений для швидкої антисептичної обробки шкіри рук медичного персоналу. Містить доглядові компоненти, добре переноситься шкірою, не має ароматизаторів.
ОСВІТЛЕННЯ		Спектр дії: бактерицидна, туберкулоцидна, фунгіцидна, віруліцидна, діє проти HBV, HCV та HIV. Сучасна комбінація активних речовин: спирти (пропаноли).
КОМПРЕСОРИ І ВІДСМОКТУЮЧІ АГРЕГАТИ		Ємність: 1 л, 2,5 л. Код CDN420P5550, CDN420P6150
СТЕРИЛІЗАЦІЯ		ДЕЗІНФЕКЦІЯ
ІНСТРУМЕНТИ		Готовий розчин, який не містить альдегіду, для дезінфекції інструментів, що обертаються, у фрезаторі (15 хв.) або в ультразвуковому апараті (5 хв.) Занесений в реєстр DGHM, включаючи OGHMP.
ЦИФРОВЕ ОБЛАДНАННЯ		Спектр дії: бактерицидна, туберкулоцидна, фунгіцидна, віруліцидна (капсульовані віруси, некапсульовані, в тому числі гепатиту HBV1, HCV7 і HIV3). Активні речовини: спирти у лужному середовищі.
МІКРОСКОП		Ємність: 2,5 л. Код CDI212C61
МОНІТОРИ		
ГІГІЄНА ТА ПРОФІЛАКТИКА		ДЕЗІНФЕКЦІЯ І ОЧИЩЕННЯ ПОВЕРХОНЬ FD 312
АПАРАТ VECTOR		Концентрат, який не містить альдегіду, для дезінфекції і очищення підлоги (придатний для будь-якої підлоги при вологому прибиранні), стін, а також стоматологічного інвентаря (стоматологічних установок), медичного обладнання. Концентрація розчину становить 1%. З 2,5 л. концентрату отримуєте 250 л готового препарату. Занесений в реєстр DGHM.
ІМПЛАНТОЛОГІЯ І ХІРУРГІЯ		Спектр дії: бактерицидна, туберкулоцидна, фунгіцидна, діє проти HBV1, HCV7 і HIV3. Сучасна комбінація активних речовин: четвертинні амонієві сполуки.
ДЛЯ ЗУБОТЕХНІЧНИХ ЛАБАТОРІЙ		Ємність: 2,5 л. Код CDF312C61
ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ		
ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ		

МЕБЛІ МЕДИЧНІ
УСТАНОВКИ
КРІСЛА ТА СТІЛЬЦІ
ОСВІТЛЕННЯ
КОМПРЕСОРИ І ВІДСМОКТУЮЧІ АГРЕГАТИ
СТЕРИЛІЗАЦІЯ
ДЕЗІНФЕКЦІЯ
ІНСТРУМЕНТИ
ЦИФРОВЕ ОБЛАДНАННЯ
МІКРОСКОП
МОНІТОРИ
ГІГІЄНА ТА ПРОФІЛАКТИКА
АПАРАТ VECTOR
ІМПЛАНТОЛОГІЯ І ХІРУРГІЯ
для ЗУБОТЕХНІЧНИХ ЛАБАТОРІЙ
для НАВЧАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ
ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

FD 322

Готовий розчин, який не містить альдегіду, для швидкого знезаражування зрошенням і протиранням. Містить активні очищувальні компоненти. Занесений в реєстр DGHM включаючи OGHMP.

Спектр дії: бактерицидна, туберкулоцидна, фунгіцидна, віруліцидна (капсульовані віруси, некапсульовані Adeno-віруси, в тому числі гепатиту HBVV21, HCV7 і HIV3).
Сучасна комбінація активних речовин: спирти і четвертинні амонієві сполуки.

Ємність: 2,5 л. **Код CDF322C61****

DÜRR розпилювач для зрошення препаратів FD 322/FD 333
Код CEF320C9700

FD 366 sensitive

Робочий розчин для дезінфекції та очищення особливо чутливих поверхонь. Термін дії 1хв.

Спектр дії: бактерицидна, туберкулоцидна, левуроцидна, обмежена віруліцидна дія і дія проти вірусів без оболонки (норовірусів). Швидкий дезінфікуючий вплив.
При застосуванні на стоматологічних установках ідеально в поєднанні з очищувачем для штучної шкіри FD 360. Перевірена сумісність з матеріалами – рекомендується провідними виробниками обладнання.
Активні речовини: спирти, четвертинні сполуки амонію.

Ємність: 2,5 л. **Код CDF366C615**

СПЕЦІАЛЬНІ ОЧИСНИКИ

MD 530

Видаляч цементу. Готовий препарат для видалення кислоторозчинного цементу, зубного каменю, оксидного шару плям від нікотину і т.д., з протезів, мостів, коронок, шпательів, і т.д., крім цього, видаляє корозійний шар, залишки флюсу. Придатний для використання в ультразвуковому апараті. Містить неорганічні кислоти, тензиди, інгібітори корозії. Готовий розчин для видалення кислорозчинних залишків в системі шлангів і наконечника системи Vector.

Ємність: 2,5 л. **Код CCA530C61**



ДЕЗІНФЕКЦІЯ І ОЧИЩЕННЯ ВІДСМОКТУЮЧИХ СИСТЕМ — Orotol Plus

Концентрат, який має здатність гасити піну і не містить альдегіду, для дезінфекції, дезодорації, догляду і очищення стоматологічних установок і амальгамосепараторі. Лише 2% концентрація, – з 2,5 л. концентрату отримуєте 125 л. готового препарату. Занесений до реєстру DGHM, включаючи OGHMP.

Спектр дії: бактерицидна, туберкулоцидна, фунгіцидна, віруліцидна (капсульовані віруси, некапсульовані Adeno-віруси, в тому числі гепатиту HBV12, HCV7 і HIV3).

Ємність: 2,5 л. **Код CDSA110P61****

MD 555

Засіб для очищення аспіраційних систем. 5% (50 мл/літр води) спеціальний очищувальний препарат. Застосування 1-2 хв на тиждень, при великому завантаженні щодня перед обідом. Для попереднього очищення: аспірувати 2 л води.

Приготування розчину в системі догляду для однієї установки: 50 мл (2,5 ковпачки) розчинити в 1 літрі холодної води, перемішати (для двох установок – подвійна кількість).Приєднати аспіраційні шланги на систему догляду, аспірувати розчин.Знову підготувати 1 л розчину і розділити його на не більш ніж чотири плювальниці.Залишити для дії терміном від 0,5 до двох годин (обідня перерва).Після закінчення часу дії аспірувати 2 л.

Ємність: 2,5 л. **Код CCS555C61**

OroCup

Замкнена система для промивання готового препарату Orotol Plus, Orotol Ultra або MD 555 Orotol.
Використання для дезінфекції і очищення: розвести 2 л препарату – збовтати – відсмоктати – готово.
З'єднуючі апарати для всіх відсмоктувальних шлангів виготовлені з поліетилену, стійкий до хімічного і механічного впливів.

Ємність: 2,5 л. **Код 0780-350-00**

ДЕЗІНФЕКЦІЯ І ОЧИЩЕННЯ ВІДТИСКІВ — MD 520

Готовий розчин, який не містить формальдегіду, для дезінфекції і очищення відтисків і зуботехнічних виробів, корозійностійких артикуляторів і т.д. Висока точність майстер-моделей з гіпсу завдяки чудовим очищувальним властивостям. Використовується для відтисків альгінатних, силіконових, поліефірних, гідроколоїдних, полісульфідних. Ніяких негативних змін розмірів і сумісності з гіпсом. Занесений до реєстру DGHM, включаючи OGHMP.

Спектр дії: бактерицидна, туберкулоцидна, фунгіцидна, віруліцидна (капсульовані віруси, некапсульовані Adeno-віруси, гепатиту HBV12, HCV7 і HIV3).
Основа активних речовин: альдегіди і четвертинні амонієві сполуки.

Ємність: 2,5 л. **Код CDA520C61**



МЕБЛІ
МЕДИЧНІ

УСТАНОВКИ

КРІСЛА ТА
СТІЛЬЦІ

ОСВІТЛЕННЯ

КОМПРЕСОРИ І
ВІДСМОКТУЮЧІ
АГРЕГАТИ

СТЕРИЛІЗАЦІЯ

ДЕЗІНФЕКЦІЯ

ІНСТРУМЕНТИ

ЦИФРОВЕ
ОБЛАДНАННЯ

МІКРОСКОП

МОНІТОРИ

ГІГІЄНА ТА
ПРОФІЛАКТИКА

АПАРАТ
VECTOR

ІМПЛАНТОЛОГІЯ
І ХІРУРГІЯ

для
ЗУБОТЕХНІЧНИХ
ЛАБАТОРІЙ

для
НАВЧАЛЬНИХ
ЦЕНТРІВ

ЗАПАСНІ
ЧАСТИНИ

МЕБЛІ МЕДИЧНІ
УСТАНОВКИ
КРІСЛА ТА СТІЛЬЦІ
ОСВІТЛЕННЯ
КОМПРЕСОРИ І ВІДСМОКТУЮЧІ АГРЕГАТИ
СТЕРИЛІЗАЦІЯ
ДЕЗІНФЕКЦІЯ
ІНСТРУМЕНТИ
ЦИФРОВЕ ОБЛАДНАННЯ
МІКРОСКОП
МОНІТОРИ
ГІГІЄНА ТА ПРОФІЛАКТИКА
АПАРАТ VECTOR
ІМПЛАНТОЛОГІЯ І ХІРУРГІЯ
ДЛЯ ЗУБОТЕХНІЧНИХ ЛАБАРАТОРІЙ
ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ
ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ



HYGOBOX

- Міцний і зносостійкий контейнер для транспортування і дезінфекції об’ємом 3 л.
- Ергономічна форма ручок для зручного носіння.
- Стійка знімна сітчаста вставка.
- Шліци спеціальної форми запобігають зчепленню інструментів.
- Розміри (В x Ш x Г): 13 x 32,5 x 21 см.
- Варіації кольору: кришка антрацитового кольору з синьою або жовтою сітчастою вставкою.Кришка доступна в 5 кольорах з білою сітчастою вставкою.

Код: 6030-050-00

HYGOJET

Відбитки і зуботехнічні заготовки, витягнуті з ротової порожнини пацієнта, часто забруднені слиною, кров’ю і секретами. Апарат Hygojet від DÜRR DENTAL забезпечує бездоганну гігієну для зліпків і протезів, ефективно запобігаючи поширенню інфекцій завдяки системі закритого типу, яка виключає можливість перехресної інфекції. Висока продуктивність апарату дозволяє обробляти до 6 відбитків за 12 хвилин.



HYGOJET	
Розміри приладу (В x Ш x Г см)	34 x 56 x 32
Розміри дезінфекційного відсіку (В x Ш x Г см)	20 x 30 x 25
Споживання дезінфікуючого розчину на один зліпок	10 мл
Тиск потоку води (бар)	2,5
Споживання води (л/хв)	2,0
Тиск повітряного потоку (бар)	2,5
Витрата повітря (л/хв)	88
Код	6040-000-00

orochemie

Досконалий захист і проста логіка


Orochemie пропонує комплексну систему дезінфекції для медичної практики з чітким кольоровим кодом для легкого використання.

Перевірена ефективність

Дезінфікуючі засоби Orochemie ефективні проти небезпечних збудників хвороб, таких як туберкульозні бактерії, MRSA, норовірус, віруси гепатиту і ВІЛ, з підтвердженням експертизи та реєстрацією у VАН, DGHM і RKI.

Безпечні та зручні

Препарати Orochemie є токсикологічно безпечними та екологічно нешкідливими, доступні як у вигляді концентратів, так і готових засобів для швидкої дезінфекції.



МЕБЛІ МЕДИЧНІ
УСТАНОВКИ
КРІСЛА ТА СТІЛЬЦІ
ОСВІТЛЕННЯ
КОМПРЕСОРИ І ВІДСМОКТУЮЧІ АГРЕГАТИ
СТЕРИЛІЗАЦІЯ
ДЕЗІНФЕКЦІЯ
ІНСТРУМЕНТИ
ЦИФРОВЕ ОБЛАДНАННЯ
МІКРОСКОП
МОНІТОРИ
ГІГІЄНА ТА ПРОФІЛАКТИКА
АПАРАТ VECTOR
ІМПЛАНТОЛОГІЯ І ХІРУРГІЯ
ДЛЯ ЗУБОТЕХНІЧНИХ ЛАБАРАТОРІЙ
ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ
ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

Прайс | Дезінфекція **Dürr Dental**

№	Артикул	Номенклатура	Ціна/грн
1	CDI220C6150	Дезінфектант для борів ID 220, 2,5 л	2 870
2	CDF312C6150	Дезінфектант для поверхонь FD 312, 2,5 л	3 340
3	CDF322C6150	Дезінфектант для швидкої дезінфекції FD 322, 2,5 л	3 170
4	CEF320C9700	Пляшка з розпилювачем	1 370
5	CDF366C6150	Дезінфектант для делікатних поверхонь FD 366 sensitive, 2,5 л	3 390
6	CCA530C6150	Дезінфектант для видалення цементу та очистки протезів MD 530, 2,5 л.	2 680
7	CDS110P6150	Дезінфектанти для аспіраційного обладнання Orotol plus, 2,5	3 750
8	CCS555C6150	Дезінфектант для очищення медичних аспіраційних систем MD 555, 2,5 л	3 770
9	0780-350-00	OroCup	4 060
10	CDA520C6150	Дезінфектант для дезінфекції відбитків MD 520, 2,5 л	3 300
11	CDH420P5550	Дезінфектант для дезінфекції рук HD420 plus, 1 л	1 210
12	CDH420P6150	Дезінфектант для дезінфекції рук HD420 plus, 2,5 л	2 770
13	6030-051-00	Нугобок колір кришки: синій, вставка фільтру: біла	5 010
14	6030-081-00	Нугобок колір кришки: рожевий, вставка фільтру: біла	5 010
15	6030-061-00	Нугобок колір кришки: жовта, вставка фільтру: біла	5 010
16	6030-091-00	Нугобок колір кришки: бірюзовий, вставка фільтру: біла	5 010
17	6030-060-00	Нугобок колір кришки: антрацит (вугільно-темний), вставка фільтру: жовта	5 010
18	6030-071-00	Нугобок колір кришки: антрацит (вугільно-темний), вставка фільтру: біла	5 010
19	6030-050-00	Коробка для дезінфекції інструменту /Нугобок/	5 010
20	6040-000-00	Пристрій для дезінфекції Нугоjet	238 660

Прайс | Дезінфекція **Orochemie**

№	Артикул	Номенклатура	Ціна/грн
1	N.A20.55.06.60	Дезінфектант для інструментів A20, 1 л	1 330
2	N.B15.91.01.60	Дезінфектант для поверхонь B15, 10 л	7 210
3	N.B15.55.06.60	Дезінфектант для поверхонь B15, 1 л	1 100

4	N.B30.91.01.60	Дезінфектант для поверхонь B30, 10 л	7 330
5	N.B60.11.12.60	Серветки дезінфікуючі в банці B60 (110 шт)	750
6	N.B60.11.NP.60	Серветки дезінфікуючі B60 12 RP	470
7	N.B58.22.01.60	Диспенсер-бокс + рулон серветок (180 шт)	2 850
8	N.B58.22.04.60	Рулон запасних серветок (180 шт)	1 050
9	N.D10.91.01.60	Дезінфектанти для аспіраційного обладнання D10, 10 л	8 420
10	N.D10.55.06.60	Дезінфектанти для аспіраційного обладнання D10, 1 л	970

Дата: 30.06.2026