



Фантомна голова РК-2, суглобовий шарнір шії розташований в основі черепа, що дозволяє працювати в реальних лікувальних позиціях. Повна система лицевих масок і дренажу серії Р-6 так само доступна. Артикулятором Р-2 всі рухи нижньої щелепи можуть бути точно відтворені. Налаштування по висоті дозволяє встановлювати всі моделі Frasaco, а також можлива установка лицевої дуги (моделі і кріплення не входять до комплекту).

РК-1/2 TSE

Стоматологічний тренажер, в складі: фантомна голова РК-1 HGB з обмежувачем руху, лицева маска Р-6 GMN, стоматологічна модель AG-3 DA, стандартний торс Р-6 TSE з ремнями для фіксації на стоматологічному кріслі.

Стоматологічний тренажер, в складі: фантомна голова РК-2 HGB з обмежувачем руху, лицева маска Р-6 GMN, стоматологічна модель AG-3, стандартний торс Р-6 TSE з ремнями для фіксації на стоматологічному кріслі.



РК-2 РТ

Стоматологічний симулятор: фантомна голова РК-2 лицьова маска Р-6 GMN стоматологічна модель AG-3 кронштейн для фіксації до столу Р-TDG.



МЕБЛІ
МЕДИЧНІ

УСТАНОВКИ

КРИСЛА ТА
СТІЛЬЦІ

ОСВІТЛЕННЯ

КОМПРЕСОРИ І
ВІДСМОКТЮЮЧІ
АГРЕГАТИ

СТЕРИЛІЗАЦІЯ

ДЕЗІНФЕКЦІЯ

ІНСТРУМЕНТИ

ЦИФРОВЕ
ОБЛАДНАННЯ

МІКРОСКОП

МОНІТОРИ

ГІГІЄНА ТА
ПРОФІЛАКТИКА

АПАРАТ
VECTOR

ІМПЛАНТОЛОГІЯ
І ХІРУРГІЯ

ДЛЯ
ЗУБОТЕХНІЧНИХ
ЛАБОРАТОРІЙ

ДЛЯ
НАВЧАЛЬНИХ
ЦЕНТРІВ

ЗАПАСНІ
ЧАСТИНИ

**AG-3**

Верхня і нижня моделі щелеп в оклюзійному співвідношенні (32 зуба) з еластичними знімними яснами.

AG-3 28

Верхня і нижня моделі щелеп в оклюзійному співвідношенні (28 зубів) з еластичними знімними яснами.

AG-3 W 20

Модель така ж, як AG-3, але контур ясен вищий, що відповідає 20-ти річному віку пацієнта.

Стоматологічна модель верхньої та нижньої щелепи в стабільній оклюзії на простому артикуляторі. Артикулятор симулює функціональні рухи без можливості налаштування оклюзії. У комплекті: 32 зуби з дюропласту з гвинтовою фіксацією та змінна рожева ясна з рельєфом, ідентичним натуральному, з еластомеру. Призначена для відпрацювання реставрації, протезування та гігієни.

AG-3 DA**AG-3 WOK**

Змінна рожева ясна верхньої щелепи з рельєфом, ідентичним натуральному з еластомеру для AG-3.

AG-3 WUK

Змінні рожеві ясна нижньої щелепи з рельєфом, ідентичним натуральному, з еластомеру для AG-3.



Стоматологічна модель верхньої щелепи з частковою адентією. Виготовлена з твердого термопластику, з зубами з дюропласту та змінною рожевою ясною з спрощеним рельєфом з еластомеру для моделей AG-3. Можливе встановлення ясен з натуральним рельєфом. Призначена для відпрацювання навичок протезування.

AG-3 TOK 100**AG-3 ZE 010**

Набір з 10 стандартних однакових зубів із гвинтовою фіксацією, виконаних із дюропласту для AG-3.

Номер зуба на вибір.

**AG-3 ZPUK**

Зуб з гвинтовою фіксацією з дюропласту, з видимими кореневими каналами червоного кольору, для моделей AG-3
Верх № 21, 24, 26
Низ № 46



Навчальні столи GALIT – інноваційний підхід до стоматологічної освіти

Повний спектр продуктів для облаштування навчальних закладів. GALIT пропонує сучасне стоматологічне обладнання, яке дозволяє студентам отримати практичні навички та підготуватися до майбутньої клінічної роботи.

Навчальний стіл GALIT зі світильником

У стіл інтегровано інструменти лікаря та асистента, навчальний тренажер та вбудовано стоматологічний світильник.

Навчальний стіл GALIT з мікроскопом

У стіл інтегровано інструменти лікаря та асистента, навчальний тренажер та вбудовано стоматологічний мікроскоп.

Навчальний стіл GALIT з монітором

У стіл інтегровано блоки лікаря та асистента, навчальний тренажер та монітор.

GALIT створює зручні та ергономічні умови для навчання майбутніх лікарів-стоматологів.



МЕБЛІ
МЕДИЧНІ

УСТАНОВКИ

КРИСЛА ТА
СТІЛЬЦІ

ОСВІТЛЕННЯ

КОМПРЕСОРИ І
ВІДСМОКТЮЧІ
АГРЕГАТИ

СТЕРИЛІЗАЦІЯ

ДЕЗІНФЕКЦІЯ

ІНСТРУМЕНТИ

ЦИФРОВЕ
ОБЛАДНАННЯ

МІКРОСКОП

МОНІТОРИ

ГІГІЄНА ТА
ПРОФІЛАКТИКА

АПАРАТ
VECTOR

ІМПЛАНТОЛОГІЯ
І ХІРУРГІЯ

ДЛЯ
ЗУБОТЕХНІЧНИХ
ЛАБОРАТОРІЙ

ДЛЯ
НАВЧАЛЬНИХ
ЦЕНТРІВ

ЗАПАСНІ
ЧАСТИНИ

Прайс | Стоматологічні тренажери

№	Артикул	Номенклатура	Ціна/грн
1	PK-2 PT	Стоматологічний тренажер PK-2 PT	100 320
2	PK-1 TSE	Стоматологічний навчальний пристрій з головою фантома PK-1	87 830
3	PK-2 TSE	Стоматологічний навчальний пристрій з головою фантома PK-2	109 100
4	AG-3	Стоматологічна модель в оклюзійному співвідношенні верхньої і нижньої щелепи (32 зуби) протезування та гігієна	14 850
5	AG-3 28	Стоматологічна модель в оклюзійному співвідношенні верхньої і нижньої щелепи (28 зубів)	14 850
6	AG-3 W 20	Стоматологічна модель така як AG-3, але контур ясен вищий, що відповідає 20-ти річному віку пацієнта	14 850
7	AG-3 Z	Модель 32 зуба з гвинтами, зуби з гнатологічною анатомією	5 400
8	AG-3 Z 28	Набір з 28 зубів з гнатологічною анатомією	4 820
9	AG-3 ZE 010	Пакет з 10 моделями зубів	1 600
10	ANA-4	Модель верхньої і нижньої щелепи в стабільній оклюзії (28 зубів) для всіх видів реставрації	14 850
11	AN-4 WOK	Еластична знімна ясна для верхньої щелепи	1 280
12	AN-4 WUK	Еластична знімна ясна для нижньої щелепи	1 280
13	ANKA-4	Стоматологічна модель верхньої та нижньої щелепи клік-система (не гвинтова фіксація)	15 780
14	ANKA-4 Z	Набір з 28 модельних зубів для моделі ANKA-4 клік-система	4 820
15	ANKA-4 ZE 100	Мішок зі 100 модельними зубами для клік-системи	15 100
16	ANA-4 ZPUKN-11	Зуби з анатомічними каналами ANA-4 ZPUKN 11	730
17	ANA-4 ZPUKN-21	Зуби з анатомічними каналами ANA-4 ZPUKN 21	730
18	ANA-4 ZPUKN-26	Зуби з анатомічними каналами ANA-4 ZPUKN 26	730
19	ANA-4 ZPUKN-46	Зуби з анатомічними каналами ANA-4 ZPUKN 46	730
20	ANKA-4 ZPUK-21	Ендодонтичний зуб № 21	1270

21	ANKA-4 ZPUK-24	Эндодонтический зуб № 24	1270
22	ANKA-4 ZPUK-26	Эндодонтический зуб № 26	1270
23	ANKA-4 ZPUK-46	Эндодонтический зуб № 46	1270

Дата: 20.04.2026