



eduCam

КОЛИ ЦІНА МАЄ ЗНАЧЕННЯ!

Запущена у вересні 2016 року, eduCam була першою спеціалізованою стоматологічною камерою, покликаною зробити відео доступним для стоматологів за дуже розумною ціною.

Сьогодні eduCam використовується у всьому світі видатними лекторами, студентами, місцевими стоматологами та гігієністами.

- Найдоступніша багатоцільова Full HD стоматологічна мініатюрна камера
- Кріпиться на будь-яку лупу або світильник
- До 2,5-кратного цифрового зума (збільшення)
- 1080p / 720p / до 3,4 трх фотографій



Кольорові рішення

Роздільна здатність	1080p при кількості 30 кадрів в сек. 2/3,4 Мп стоп-кадр
Вага	23 грами (тільки для корпусу)
Розмір	32 мм x 28 мм x 23 мм (без об'єктива)
Сумісність	Windows, Mac та Android
Підключення	USB 2
Варіанти об'єктива	Стандартний 16 мм
	Високого збільшення 25 мм UHD
	Широкий кут 8 мм



Прайс | Стоматологічна камера Futudent

№	Артикул	Номенклатура	Ціна/грн
1	SMCS2501	Стоматологічна камера smartCam 4k (UHD) Sony IMX auto focus Multi-mount з об'єктивом 25 мм 1 монтажний комплект (ACCKIT01) + 5 ліцензій на програмне забезпечення для FRS	183 170
2	PRCX2501	Стоматологічна камера proCam XS Miniature 4k (UHD) Sony IMX Multi-mount з об'єктивом 25 мм 1 монтажний комплект (ACCKIT01), 5 універсальних насадок для лупи + 5 ліцензій на програмне забезпечення для FRS	161 620
3	PRCX1601	Стоматологічна камера proCam XS Miniature 4k (UHD) Sony IMX Multi-mount з об'єктивом 16 мм 1 монтажний комплект (ACCKIT01), 1 універсальна насадка для лупи + 5 ліцензій на програмне забезпечення для FRS	161 620
5	CMPX01BL CMPX01GR	Стоматологічна камера scoreCam для мікроскопа XS4k (UHD) Sony IMX C-Mount + 1 програмне забезпечення для FRS	161 620

Дата: 20.04.2026