


МЕБЛІ МЕДИЧНІ
УСТАНОВКИ
КРІСЛА ТА СТІЛЬЦІ
ОСВІТЛЕННЯ
КОМПРЕСОРИ І ВІДСМОКТУЮЧІ АГРЕГАТИ
СТЕРИЛІЗАЦІЯ
ДЕЗІНФЕКЦІЯ
ІНСТРУМЕНТИ
ЦИФРОВЕ ОБЛАДНАННЯ
МІКРОСКОП
МОНІТОРИ
ГІГІЄНА ТА ПРОФІЛАКТИКА
АПАРАТ VECTOR
ІМПЛАНТОЛОГІЯ І ХІРУРГІЯ
ДЛЯ ЗУБОТЕХНІЧНИХ ЛАБАРАТОРІЙ
ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ
ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

GALIT

Підприємство Галіт має офіційний дозвіл компанії Dürr Dental SE на випуск компресорів під маркою GalitDürr Dental. Ми використовуємо компресорні агрегати фірми Dürr Dental SE TORNADO 1, TORNADO 2, QUATTRO і мембранні осушувачі Dürr Dental для складання широкого модельного ряду компресорів, які вдало доповнюють номенклатуру.

	Компресор TORNADO 2	
	Продуктивність при 5 бар	124 л/хв
	Об’єм нержавіючого ресивера	19 літрів
	Рівень шуму при 5 бар	68 Дб
	Габарити	48 x 41 x 65
	Вага	40 кг
	Споживана потужність	1,1 кВт
00.2.963.024		

	Компресор TORNADO 2 з мембранним осушувачем	
	Продуктивність при 5 бар	110 л/хв
	Об’єм нержавіючого ресивера	19 літрів
	Рівень шуму при 5 бар	68 Дб
	Габарити	48 x 60 x 70 см
	Вага	48 кг
	Споживана потужність*	1,1 кВт
Споживана потужність 3 ресивером 100 л**		1,1 кВт
00.2.963.025*		00.2.963.043**

	Компресор TORNADO 2x2	
	Продуктивність при 5 бар	235 л/хв
	Об’єм нержавіючого ресивера	100 літрів
	Рівень шуму при 5 бар	70 Дб
	Габарити	109 x 58 x 82 см
	Вага	94 кг
	Споживана потужність*	2,3 кВт
00.2.963.018		

	Компресор TORNADO 2x2 з мембранним осушувачем	
	Продуктивність при 5 бар	205 л/хв
	Об’єм нержавіючого ресивера	100 літрів
	Рівень шуму при 5 бар	70 Дб
	Габарити	109 x 72 x 86
	Вага	102 кг
	Споживана потужність*	2,3 кВт
00.2.963.041		

	Компресор QUATTRO	
	Продуктивність при 5 бар	254 л/хв
	Об’єм нержавіючого ресивера	100 літрів
	Рівень шуму при 5 бар	70 Дб
	Габарити	112 x 46 x 80 см
	Вага	88 кг
	Споживана потужність*	3 кВт
00.2.963.015		

	Компресор QUATTRO з осушувачем для CAD/CAM систем	
	Продуктивність при 5 бар	220 л/хв
	Об’єм нержавіючого ресивера	100 літрів
	Рівень шуму при 5 бар	70 Дб
	Габарити	112 x 56 x 85 см
	Вага	96 кг
	Споживана потужність*	3 кВт
00.2.963.016		

	Компресор TORNADO 40 безмасляний для однієї установки	
	Продуктивність при 5 бар	40 л/хв
	Об’єм нержавіючого ресивера	19 літрів
	Габарити	48 x 41 x 60 см
	Вага	00 кг
	Споживана потужність*	0,6 кВт
00.2.963.006		

	Компресор DUO з мембранним осушувачем	
	Продуктивність при 5 бар	115 л/хв
	Об’єм нержавіючого ресивера	19 літрів
	Рівень шуму при 5 бар	66 dBA
	Габарити	48 x 60 x 73 см
	Вага	53 кг
	Споживана потужність*	1,3 кВт
Робочий тиск		6-7,8 бар
Живлення		230 В
00.2.963.039		

	Компресор DUO TANDEM з мембранним осушувачем	
	Продуктивність при 5 бар	225 л/хв
	Об’єм нержавіючого ресивера	100 літрів
	Рівень шуму при 5 бар	69 dBA
	Габарити	112 x 72 x 85 см
	Вага	106 кг
	Споживана потужність*	2,7 кВт
Робочий тиск		5,5-7,5 бар
Живлення		230 В
00.2.963.040		

МЕБЛІ МЕДИЧНІ
УСТАНОВКИ
КРІСЛА ТА СТІЛЬЦІ
ОСВІТЛЕННЯ
КОМПРЕСОРИ І ВІДСМОКТУЮЧІ АГРЕГАТИ
СТЕРИЛІЗАЦІЯ
ДЕЗІНФЕКЦІЯ
ІНСТРУМЕНТИ
ЦИФРОВЕ ОБЛАДНАННЯ
МІКРОСКОП
МОНІТОРИ
ГІГІЄНА ТА ПРОФІЛАКТИКА
АПАРАТ VECTOR
ІМПЛАНТОЛОГІЯ І ХІРУРГІЯ
ДЛЯ ЗУБОТЕХНІЧНИХ ЛАБАРАТОРІЙ
ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ
ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

КОМПРЕСОРИ ДЛЯ CAD/CAM СИСТЕМ

	Компресор DUO з мембранним осушувачем для CAD/CAM систем	
	Продуктивність при 5 бар	115 л/хв
	Об'єм нержавіючого ресивера	19 літрів
	Рівень шуму при 5 бар	66 dBA
	Габарити	48 x 60 x 73 см
	Вага	53 кг
	Споживана потужність*	1,3 кВт
	Робочий тиск	8-10 бар
Живлення		230 В
00.2.963.039-01		

	Компресор DUO TANDEM з мембранним осушувачем	
	Продуктивність при 5 бар	225 л/хв
	Об'єм нержавіючого ресивера	100 літрів
	Рівень шуму при 5 бар	69 dBA
	Габарити	112 x 72 x 85 см
	Вага	106 кг
	Споживана потужність*	2,7 кВт
	Робочий тиск	8-10 бар
Живлення		230 В
00.2.963.040-01		

	Компресор QUATTRO осушувачем для CAD/CAM систем	
	Продуктивність при 5 бар	220 л/хв
	Об'єм нержавіючого ресивера	100 літрів
	Рівень шуму при 5 бар	70 dBA
	Габарити	112 x 56 x 85 см
	Вага	96 кг
	Споживана потужність*	2,2 кВт
	Робочий тиск	8-10 бар
Живлення		400 В
00.2.963.016-01		

Звукоізолююча шафа 1600 для спільного розміщення компресорів DUO, Tornado 2 та відсмоктуючих агрегатів V300S, V600S, V900S, VS300, VS600, VS900	
Зниження рівня шуму на	15 dBa
Габаритні розміри Ш x Г x В	600 x 780 x 1680 мм
Вага	90 кг
Код	004.101.003

Звукоізолююча шафа 1000 для розміщення одного з компресорів DUO, Tornado 2, Tomado 1 або відсмоктуючого агрегату V300S, V600S, V900S, VS300, VS600, VS900	
Зниження рівня шуму на	15 dBa
Габаритні розміри Ш x Г x В	600 x 780 x 1008 мм
Вага	65 кг
Код	004.101.002

Звукоізолююча шафа 700 для відсмоктуючого агрегату Airmatic	
Зниження рівня шуму на	15 dBa
Габаритні розміри Ш x Г x В	420 x 540 x 680 мм
Вага	65 кг
Код	004.101.002

Відсмоктуючий агрегат сухого відсмоктування для однієї установки	
• Універсальна електронна плата на спеціальному кронштейні. • Основа відсмоктуючого агрегату з вентилятором охолодження.	входить в комплект
Бактерицидний фільтр з глушником для усунення викиду інфікованого повітря в атмосферу кабінету (необхідний при неможливості виведення викиду повітря з агрегату в вентиляційну шахту або назовні будівлі) DS 3 ЕКОМ	451000Z01-006
Звукоізолююча шафа	004.101.001
Споживана потужність	0,45 кВт
00.4.311.005	

Агрегат мокрого відсмоктування VS 250S	
Зниження рівня шуму на	64 dBa
Габаритні розміри Ш x Г x В	275 x 275 x 315 мм
Вага	13 кг
Код	004.311.006



Мобільний відсмоктувач Mobi Suc Easy включає:

- 1. Звукоізолюючу шафу на колесах.
- 2. Відсмоктуючий агрегат AIRMATIC з платою управління.
- 3. Ємність-сепаратор для секретій 4,5 л.
- 4. Шланг пило- та слиновідсмоктувача.
- 5. Фільтр твердих частин.
- 6. Бактерицидний фільтр для виходу повітря.

Напруга живлення	230 В
Максимальний розхід	1100 л/хв
Максимальне розрідження	12 кПа
Рівень шуму	≤60 Дб(А)
Вага	41 кг
Габаритні розміри (ш х г х в)	416 x 583 x 865 Comfort
	416 x 602 x 865 Classic
Споживана потужність	0,6 кВт
Код	2.020.014-01



Мобільний відсмоктувач Mobi Suc Combi включає:

- 1. Звукоізолюючу шафу на колесах.
- 2. Відсмоктуючий агрегат AIRMATIC з платою управління.
- 3. Ємність-сепаратор для секретій 4,5 л.
- 4. Шланг пило- та слиновідсмоктувача.
- 5. Фільтр твердих частин.
- 6. Знімну керамічну плювальницю з клапаном плювальниці Медтронік.
- 7. Бактерицидний фільтр для виходу повітря.

Напруга живлення	230 В
Максимальний розхід	1100 л/хв
Максимальне розрідження	12 кПа
Рівень шуму	≤60 Дб(А)
Вага	48 кг
Габаритні розміри (ш х г х в)	416 x 583 x 1015 Comfort
	416 x 602 x 1015 Classic
Споживана потужність	0,6 кВт
Код	2.020.014-01



VC 65 ХІРУРГІЧНИЙ ВІДСМОКТУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ



Напруга	230 V (1~)
Частота	50/60 Гц
Споживання струму	0,8 А
Продуктивність	65/75 л/хв
Максимальний від'ємний тиск	910 мбар
Розміри (в х ш х г)	35 x 33 x 37 см
Розміри з візком	105 x 45 x 57 см
Вага нетто	16 кг
Вага з візком	27 кг
Рівень шуму	44 дБ (А)



ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

Мобільний столик VC 65 Cart.	06723-000-00
Набір одноразових контейнерів (2л контейнер, одноразові пакети (22) та шланги (25), аксесуари для монтажу) для VC 65.	06729-870-00
Набір для паралельної роботи 2-х одноразових контейнерів (можливий тільки в поєднанні з візком) для VC 65.	06729-870-20
Набір для підключення контейнера до візка для VC 65.	06729-870-10
Одноразові пакети 2л (22) з гелеутворювачем для VC 65.	0670-980-09E

VARIOSUC ХІРУРГІЧНИЙ ВІДСМОКТУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ



Variosuc VS базується на визнаній технології DÜRR DENTAL VS із сепарацією та створенням ва-кууму на одному валу.В комплекті з відсмоктуючим агрегатом VS 300 S.

Рівень шуму	54 дБ(А)
Розміри (В х Ш х Г см)	90 x 37 x 64 см
Вага	31 кг
Напруга	230 В
Частота	50/60 Гц
Шланг DürrComfort GFK	0624-100-55
Шланг DürrComfort GFGK + лійка для слини	0624-100-56
7120-143-00	БАКТЕРІАЛЬНИЙ ФІЛЬТР/заміна фільтра 1 раз на рік/

МЕБЛІ МЕДИЧНІ
УСТАНОВКИ
КРІСЛА ТА СТІЛЬЦІ
ОСВІТЛЕННЯ
КОМПРЕСОРИ І ВІДСМОКТУЮЧІ АГРЕГАТИ
СТЕРИЛІЗАЦІЯ
ДЕЗІНФЕКЦІЯ
ІНСТРУМЕНТИ
ЦИФРОВЕ ОБЛАДНАННЯ
МІКРОСКОП
МОНІТОРИ
ГІГІЄНА ТА ПРОФІЛАКТИКА
АПАРАТ VECTOR
ІМПЛАНТОЛОГІЯ І ХІРУРГІЯ
ДЛЯ ЗУБОТЕХНІЧНИХ ЛАБАТОРІЙ
ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ
ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

DÜRR DENTAL – винахідник безмасляних стоматологічних компресорів – представляє неймовірно тихі і потужні компресори для стоматології, які відповідають якості «Зроблено в Німеччині».

- Безмасляний, сухий, гігієнічний.
- Підвищення продуктивності на 10 %.
- Антибактеріальне покриття всередині ресиверу.
- Низькі експлуатаційні витрати всередині ресиверу.

	Компресор TORNADO 2	
	Продуктивність при 5 бар	124/140 л/хв
	Об’єм нержавіючого ресивера	20 літрів
	Рівень шуму при 5 бар	68 Дб
	Габарити	65 x 48 x 41 см
	Вага	38 кг
	Споживана потужність*	1,5 кВт
5280-01		
	Компресор TORNADO 2 з мембранним осушувачем	
	Продуктивність при 5 бар	110/126 л/хв
	Об’єм нержавіючого ресивера	20 літрів
	Рівень шуму при 5 бар	68 Дб
	Габарити	64 x 48 x 37 см
	Вага	43 кг
	Споживана потужність*	1,7 кВт
5282-01		
	Компресор Quattro з осушувачем	
	Продуктивність при 5 бар	258/293 л/хв
	Об’єм нержавіючого ресивера	50 літрів
	Рівень шуму при 5 бар	≤70 Дб
	Габарити	76 x 74 x 52 см
	Живлення	400 В
	Вага	85 кг
	Споживана потужність*	3 кВт
5452-51		
	Компресор Quattro Tandem з двома осушувачами та двома компресорними агрегатами	
	Продуктивність при 5 бар	516/586 л/хв
	Об’єм нержавіючого ресивера	90 літрів
	Рівень шуму при 5 бар	≤73 Дб
	Габарити	82 x 102 x 62
	Живлення	400 В
	Вага	170 кг
	Споживана потужність*	6 кВт
З можливістю під’єднання до комп’ютерної мережі		4682-54

	Агрегат сухого відсмоктування V 300S	
		1-2 установки
	Потужність	0,58 кВт
	Рівень шуму	63 Дб
	1-фазний	7119-01/002

	Агрегат мокрого відсмоктування з сепаратором VS 300S	
		1-2 установки
	Потужність	0,58 кВт
	Рівень шуму	64 Дб
	1-фазний	7122-01/002

	Агрегат сухого відсмоктування V 600	
		2-3 установки
	Потужність	1,1 кВт
	Рівень шуму	65 Дб
	1-фазний	7127-01/002
	2-фазний	7127-02/002

	Агрегат мокрого відсмоктування з сепаратором VS 600S	
		2-3 установки
	Потужність	1,1 кВт
	Рівень шуму	65 Дб
	1-фазний	7128-01/002
	3-фазний	7128-02/002

	Агрегат сухого відсмоктування V 900S	
		2-5 установки
	Потужність	1,68 кВт
	Рівень шуму	65 Дб
	1-фазний	7131-01/002
	3-фазний	7131-02/002

	Агрегат мокрого відсмоктування з сепаратором VS 900S	
		3-5 установки
	Потужність	1,68 кВт
	Рівень шуму	65 Дб
	1-фазний	7134-01/002
	3-фазний	7134-02/002

	Агрегат сухого відсмоктування V 1200S	
		4-6 установки
	Потужність	2 кВт
	Рівень шуму	65 Дб
	1-фазний	7136-02/003
	3-фазний	7136-02/002

	Агрегат мокрого відсмоктування з сепаратором VS 1200S	
		4-6 установки
	Потужність	2 кВт
	Рівень шуму	65 Дб
	3-фазний	7138-02/002

	Агрегат сухого відсмоктування V 2400S	
		8-12 установки
	Потужність	3,3 кВт
	Рівень шуму	70 Дб
	3-фазний	7137-02

МЕБЛІ МЕДИЧНІ
УСТАНОВКИ
КРІСЛА ТА СТІЛЬЦІ
ОСВІТЛЕННЯ
КОМПРЕСОРИ І ВІДСМОКТУЮЧІ АГРЕГАТИ
СТЕРИЛІЗАЦІЯ
ДЕЗІНФЕКЦІЯ
ІНСТРУМЕНТИ
ЦИФРОВЕ ОБЛАДНАННЯ
МІКРОСКОП
МОНІТОРИ
ГІГІЄНА ТА ПРОФІЛАКТИКА
АПАРАТ VECTOR
ІМПЛАНТОЛОГІЯ І ХІРУРГІЯ
ДЛЯ ЗУБОТЕХНІЧНИХ ЛАБАТОРІЙ
ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ
ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ



	Продуктивність при 6 бар	70 л/хв
	Об’єм ресивера	10 л
	Рівень шуму (50 Гц)	≤ 64 дБ
	Габарити	485 x 350 x 555 мм
	Вага	38 кг
DK 50-10Z на основі 402101001-303		
DK 50-10Z/М з осушувачем 4021010A1-302		

	Продуктивність при 6 бар	70 л/хв
	Об’єм ресивера	10 л
	Рівень шуму (50 Гц)	≤ 46 дБ
	Габарити	580 x 440 x 655 мм
	Вага	53 кг
DK 50-10S в шафі 402102001-303		
DK 50-10S/М з осушувачем в шафі 4021020A1-302		

	Продуктивність при 6 бар	135 л/хв
	Об’єм ресивера	25 л
	Рівень шуму	≤ 67 дБ
	Габарити	460 x 500 x 720 мм
	Вага	58 кг
DK 50-2V на основі 403D01001-303		
DK 50-2V/М з осушувачем 4032010A1-303		

	Продуктивність при 6 бар	215 л/хв
	Об’єм ресивера	110 л
	Рівень шуму	≤ 73 дБ
	Габарити	1085 x 625 x 815 мм
	Вага	113 кг
DK 50 2x2V/100/М з осушувачем 4041010A5-402		

	Продуктивність при 6 бар	70 л/хв
	Об’єм ресивера	25 л
	Рівень шуму (50 Гц)	≤ 66 дБ
	Габарити	460 x 500 x 710 мм
	Вага	48 кг
DK 50-PLUS на основі 403C01001-403		
DK 50-PLUS/М з осушувачем 4031010A1-403		

	Продуктивність при 6 бар	70 л/хв
	Об’єм ресивера	25 л
	Рівень шуму (50 Гц)	≤ 47 дБ
	Габарити	560 x 675 x 880 мм
	Вага	87 кг
DK 50-PLUS S в шафі 403C02001-403		
DK 50-PLUS S/М з осушувачем в шафі 4031020A1-403		

	Продуктивність при 6 бар	135 л/хв
	Об’єм ресивера	25 літри
	Рівень шуму	≤ 51.5 дБ
	Габарити	560 x 675 x 880 мм
	Вага	96 кг
DK 50-2V S в шафі 403D02001-303		
DK 50-2V S/М з осушувачем в шафі 4032020A1-303		

	Продуктивність при 6 бар	70 л/хв
	Об’єм ресивера	25 л
	Рівень шуму (50 Гц)	≤ 47 дБ
	Габарити	560 x 685 x 1255 мм
	Вага	114 кг
DUO на основі 420122005-400		
DUO/М з осушувачем 4201220A5-400		

	Продуктивність при 6 бар	135 л/хв
	Об’єм ресивера	25 л
	Рівень шуму	≤ 51,5 дБ
	Габарити	560 x 685 x 1255 мм
	Вага	121 кг
DUO 2V на основі 420222005-400		
DUO 2V/М з осушувачем 4202220A5-400		

Прайс | Компресори та відсмоктуючі агрегати

GALIT

№	Артикул	Номенклатура	Ціна/грн
1	002.963.024	Компресор TORNADO 2 19л	98 290
2	002.963.025	Компресор TORNADO 2 з осушувачем 19л/	159 810
3	002.963.043	Компресор TORNADO 2 з осушувачем 100л/	166 490
4	002.963.018	Компресор TORNADO 2x2 100л/	205 940
5	002.963.041	Компресор TORNADO 2x2 з осушувачем 100л/	276 820
6	002.963.015	Компресор QUATTRO	248 390
7	002.963.016	Компресор QUATTRO з осушувачем повітря	309 580
8	002.963.006	Компресор TORNADO-40 19л	50 140
9	004.311.005	Відсмоктуючий агрегат Аірматік (Галіт)	39 610
10	002.963.039	Компресор DUO з осушувачем 19л/	186 210
11	002.963.040	Компресор DUO TANDEM з осушувачем	319 940
12	002.963.039-01	Компресор DUO з осушувачем 8-10 бар	190 560
13	002.963.040-01	Компресор DUO TANDEM з осушувачем 8-10 бар	323 280
14	002.963.016-01	Компресор QUATTRO з осушувачем повітря 8-10 бар	326 290
15	004.101.003	Шафа звукоізолююча 1600	58 340
16	004.101.002	Шафа звукоізолююча 1000	39 290
17	004.101.001	Шафа звукоізолююча 700	11 660
18	002.020.014	Мобільний відсмоктувач MobiSuc Easy	85 840
19	002.020.014-01	Мобільна система відсмоктування MobiSuc Combi	128 760
20	2.020.014-02	Мобільний відсмоктувач MobiSuc Easy Comfort	97 750
21	2.020.014-03	Мобільна система відсмоктування MobiSuc Combi Comfort	140 680
22	00.4.311.006	VS 250 S Відсмоктуючий агрегат	57 810
23		Аспіраційний відсмоктувач CART S	89 970

Dürr Dental

№	Артикул	Номенклатура	Ціна/грн
1	5280-01	Компресор Tornado 2	175 820

2	5282-01	Компресор Tornado 2 з мембранним осушувачем	253 760
3	5452-51	Компресор Quattro з мембранним осушувачем	470 370
4	4682-54	Компресор Quattro Tandem для 2 агрегатів	743 170
5	7119-01/002	V 300 S відсмоктуючий агрегат (230 V, 1ф)	84 290
6	7127-01/002	V 600 центральний відсмоктуючий агрегат (230 V, 1ф)	183 070
7	7127-02/002	V 600 центральний відсмоктуючий агрегат (400 V, 3ф)	183 070
8	7122-01/002	VS 300 S комбінований відсмоктуючий агрегат (230 V, 1ф)	114 190
9	7131-01/002	V 900 S центральний відсмоктуючий агрегат (230 V, 1ф)	214 790
10	7131-02/002	V 900 S центральний відсмоктуючий агрегат (400 V, 3ф)	214 790
11	7128-01/002	VS 600 центральний комбінований відсмоктуючий агрегат (230 V, 1ф)	221 140
12	7128-02/002	VS 600 центральний комбінований відсмоктуючий агрегат (400 V, 3ф)	221 140
13	7134-01/002	VS 900 S центральний комбінований відсмоктуючий агрегат (230 V, 1ф)	293 640
14	7134-02/002	VS 900 S центральний комбінований відсмоктуючий агрегат (400 V, 3ф)	293 640
15	7137-02	V 2400 центральний відсмоктуючий агрегат	399 680
16	7138-02/002	VS 1200 S центральний комбінований відсмоктуючий агрегат (400 V, 3ф)	320 830
17	7136-02/002	V 1200 S центральний відсмоктуючий агрегат (400V, 3ф)	240 170
18	0672500000	Хірургічний відсмоктуючий пристрій VC 65	257 390
19	0672300000	Мобільний столик VC 65 Cart	69 510
20	0672987000	Набір одноразових контейнерів (2л контейнер, одноразові пакети (22) та шланги (25), аксесуари для монтажу)	23 290
21	0672987020	Набір для паралельної роботи 2-х одноразових контейнерів (можливий тільки в поєднанні з візком)	7 010
22	0672987010	Набір для підключення контейнера до візка	2 180
23	0670-980-09E	Одноразові пакети 2л (22) з гелеутворювачем	9 240
24	0670-01	Хірургічний відсмоктуючий пристрій VC 45	232 920
25	0670-02	Хірургічний відсмоктуючий пристрій VC 45 з педаллю	244 700
26	0670-980-00	Колектор секретії 1,5 літрів контейнер	27 100
27	0670-980-04	Колектор секретії 3,0 літрів контейнер VC 45	32 170
28	0670-150-00	VC 45 Cart	61 990

29	0670-982-00	Бактерицидний фільтр VC 45	3 790
30	0624-100-55	Variosuc VS Мобільна відсмоктуюча система (шланг GFK)	277 330
31	0624-100-56	Variosuc VS Мобільна відсмоктуюча система (шланг GFGK)	290 920
32	7120-143-00	Фільтр вихідного повітря вірусно-бактеріальний для V/VS/VSA 300 S	12 190

Еком

№	Артикул	Номенклатура	Ціна/грн
1	402101001-303	Компресор DK50-10 Z на основі, на 10 л, продуктивність 70 л/хв при 6 бар (230В/50Гц)	73 470
2	4021010A1-302	Компресор DK50-10 Z/М з мембранним осушувачем, на 10 л, продуктивність 60 л/хв при 6 бар (230 В/50 Гц)	111 530
3	402102001-303	Компресор DK50-10 S в шафі, на 10 л, продуктивність 70 л/хв при 6 бар (230 В/50 Гц)	90 060
4	4021020A1-302	Компресор DK50-10 S/М з осушувачем в шафі, на 10 л, продуктивність 60 л/хв при 6 бар (230В/50Гц)	134 430
5	403D01001-303	Компресор DK50 2V на основі, на 25 л, продуктивність 135 л/хв при 6 бар	109 120
6	4032010A1-303	Компресор DK50 2V/М на основі з осушувачем, на 25 л, продуктивність 135 л/хв при 6 бар	160 770
7	403C01001-403	Компресор DK50 PLUS на основі, на 25 л, продуктивність 70 л/хв при 6 бар (230 В/50 Гц)	80 360
8	4031010A1-403	Компресор DK50 PLUS/М з осушувачем, на основі, на 25 л, продуктивність 60 л/хв при 6 бар (230 В/50 Гц)	130 410
9	403C02001-403	Компресор DK50 PLUS S в шафі, на 25 л, продуктивність 70 л/хв при 6 бар (230 В/50 Гц)	124 150
10	4031020A1-403	Компресор DK50 PLUS S/М з осушувачем в шафі, на 25 л, продуктивність 60 л/хв при тиску 6 бар (230 В/50 Гц)	180 060
11	403D02001-303	Компресор DK50 2VS в шафі, на 25 л, продуктивність 135 л/хв при 6 бар	156 070
12	4032020A1-303	Компресор DK50 2VS/М з осушувачем в шафі, 25 л, продуктивність 104 л/хв при 6 бар	206 980
13	420122005-400	Компресор DUO (DK Plus з відсмоктуючим агрегатом в звукоізолюючій шафі)	177 760
14	4201220A5-400	Компресор DUO/М (DK Plus/М з відсмоктуючим агрегатом в звукоізолюючій шафі)	232 520
15	420222005-400	Компресор DUO 2V (DK 50 2V з відсмоктуючим агрегатом в звукоізолюючій шафі)	224 600
16	4202220A5-400	Компресор DUO 2V/М (DK 50 2V/М з відсмоктуючим агрегатом в звукоізолюючій шафі)	275 110

17	4041010A5-402	Компресор DK50 2x2V/110/М з мембранним осушувачем, на 110 л, продуктивність 215 л/хв при 6 бар	315 120
----	---------------	--	---------

Дата: 20.04.2026