



Турбіна TORNADO X LED/LK

Bien Air представив новий інструмент - Tornado X, який підтверджує високий стандарт якості компанії.

Технологія Асси-Chuck гарантує надійне затискання бора, усуває вібрації та забезпечує стабільність і комфорт під час роботи.

Cool Touch™ захищає від перегріву турбіни та запобігає опікам пацієнтів. Керамічні підшипники турбіни Tornado X забезпечують надійну роботу на високих швидкостях, що гарантує тривале та комфортне використання.



Турбіна TORNADO LED/LK

Турбінний наконечник з новим захисним покриттям Protective Shield забезпечує високу стійкість до подряпин і довговічність при інтенсивному використанні. Ефективна система затиску борів гарантує високу точність.

Ідеально збалансований ротор і керамічні шарикопідшипники мінімізують вібрацію та шум, а збільшена потужність скорочує час процедури. Технологія захисту від тепла Cool Touch у кнопці головки наконечника запобігає нагріванню турбіни, знижуючи ризик опіків для пацієнтів.



Турбіна BLACK PEARL + ECO

Boralina та Blackpearl Eco розширюють ваш потенціал та можливості набагато більше, ніж інші високошвидкісні наконечники в своєму класі. Технологія Асси-Chuck, яка використовується для фіксації бурів та гасіння вібрації, забезпечує стабільність і точність при будь-якій швидкості обертання. Унікальний механізм фіксації кнопкової вставки Bien-Air забезпечує швидку та зручну зміну бору за допомогою легкого тиску, гарантуючи надійне, але точне замикання.



Турбіна BORA 2

Bora 2 має на 35% більший термін служби, ніж попередня модель. Міцна голівка з нержавіючої сталі витримує механічні удари, забезпечуючи довговічність. Збільшена на 18% потужність дозволяє стоматологам ефективніше працювати та заощаджувати час.

Зменшена головка Bora 2 включає систему Асси-Spray Quattro Mix™ з чотирма асиметричними розпилювачами, що точно спрямовані на наконечник бора, уникаючи ефекту туману. Оснащена світлодіодним освітленням, яке забезпечує денне світло.

Bora 2 забезпечує більшу точність, ширше поле огляду та легший доступ до віддалених частин ротової порожнини, що підвищує комфорт та ефективність роботи стоматологів.



	TORNADO LED/ LK	TORNADO X LED/LK	BLACK PEARL + ECO	BORA 2 LED/LK
Потужність (Вт)	27/30	20	13	20
Вихід спрею	4-канальний	3 окремі розпилювачі повітря та води	2 x 1 окремо	4 змішані (повітря/вода)
Рівень шуму (dBA)	55		62	59
Діаметр голівки (мм)	12,2	12.6	12	11,9
Розмір головки (мм)	13,1 мм (21,3 мм із бором 19 мм)	14.5	13,8 (22,5 мм з бором 19 мм)	13,2 (21,4 з бором 19 мм)
Швидкість (об./хв.)	410 000	340 000	310 000	380 000
Світло	Світлодіодний	Світлодіодний	-	Світлодіодний
Інтенсивність світла (KLux)	прибл. 21		-	прибл. 26/18
Керамічні шаропідшипники	Так	Так	Немає	Так
Вага (г)	60	60/61	50	60/58
Зчеплення	Unifix/ Multiflex®	Unifix/ MULTIFLEX®	Midwest	Unifix/ Multiflex LED®
Гарантія	2 роки	5 років	1 рік	2 роки
Код	1600908-001/ 1600907-001	1601085-001/ 1601086-001	1600040-001	1601152-001/ 1601153-001



Кутові наконечники CA 1:1

Відкрийте новий наконечник Bien-Air з інноваційним кутовим наконечником CA 1:1, який забезпечує точність і довговічність. Серія Мікро поєднує компактний дизайн та потужність, зменшуючи навантаження на руку на 30% для комфорту.

Ассу-Spray Sep.3 з dualook™ забезпечує повне охолодження бора, а система Ассу-Chuck™ гарантує стабільність і точність завдяки механізму гасіння вібрацій та кнопці Soft Push™ для легкого зняття бора.

	CA 1:1 L	CA 1:1 L Micro-Series	CA 1:1
Коефіцієнт передачі	1:1	1:1	1:1
Максимальна швидкість (об/хв)	40 000	40 000	40 000
Діаметр головки (мм)	9.8	9.8	9.8
Розмір головки (мм)	15.3	15.3	15.3
Вага (г)	86	79	88
Рівень шуму (дБа)	57	57	57
Система розпилення	2х3 окремі розпилювачі повітря/вода	2х3 окремі розпилювачі повітря/вода	2х3 окремі розпилювачі повітря/вода
Система освітлення	Технологія багатониткового оптичного скла	Технологія багатониткового оптичного скла	-
Система зчеплення	ISO 3964 & Bien-Air Micro-Series	ISO 3964 & Bien-Air Micro-Series	ISO 3964 & Bien-Air Micro-Series
Гарантія	2-3 роки	2-3 роки	2-3 роки
Код	1600384-001	1600691-001	1600424-001

Прямі наконечники РМ 1:1

РМ 1:1, розроблений для витримки повторюваного бічного тиску, забезпечує виняткову точність і стійкість до вібрацій. Інструмент працює тихо та має перевірену систему фіксації бора, що гарантує стабільність.

Нова Micro-Series від Bien-Air поєднує інноваційний компактний дизайн, завдяки чому інструменти на 30% коротші і на 23% легші. Це покращує потужність і маневреність, зменшуючи фізичне навантаження та підвищуючи комфорт роботи.



	PM 1:1 EXT	PM 1:1 Micro-Series	PM 1:1
Тип	Прямий наконечник	Прямий наконечник з внутрішнім спреєм	Прямий наконечник
Співвідношення	1:1 (прямий)	1:1 (прямий)	1:1 (прямий)
Зчеплення	Е-тип відповідно до ISO 3964	Сумісний із серією Micro	Е-тип відповідно до ISO 3964
Система блокування	Стопорне кільце	Стопорне кільце	Стопорне кільце
Розмір бора	Хвостовик бора Ø 2,35 мм	Хвостовик бора Ø 2,35 мм	Хвостовик бора Ø 2,35 мм
Очищення/стерилізація	Термічна машина/паровий автоклав до 135°С (275° F)		
Гарантія	2-3 роки	2-3 роки	2-3 роки
Іригація	Змінні гільзи зі зрошувальною трубкою або без неї	-	Внутрішня
Код	1600052-001	1600693-001	1600383-001

Наконечники CA NOVA

CA Nova, виготовлений з нержавіючої сталі, є найкомфортнішим наконечником у лінійці, покращуючи ергономіку та зменшуючи втому зап'ястя.

Моноблочна рукоятка зменшує вібрацію і шум, підвищуючи комфорт користувача. Антиретракційний клапан і система захисту Sealed Head мінімізують ризик перехресного зараження.

Технологія Cool Touch+ запобігає перегріванню, знижуючи ризик опіків. CA Nova відрізняється надійністю і довговічністю порівняно з попередніми моделями.

	CA Nova 1:1 L	CA Nova 1:1 L MS	CA Nova 1:5 L	CA Nova 1:5 L MS
Спрей	1 розділене повітря/вода	1 розділене повітря/вода	4 асиметричні змішані (повітря/вода)	4 асиметричні змішані (повітря/вода)
Максимальна швидкість (об/хв)	40 000	40 000	200 000	200 000
Матеріал	Нержавіюча сталь			
Діаметр головки (мм)	Зверху 8.3 Знизу 6.4	Зверху 8.3 Знизу 6.4	Зверху 8.9 Знизу 6.2	Зверху 8.9 Знизу 6.2
Висота головки з бором 19 мм (мм)	23.9	23.9	21.9	21.9
Вага (г)	72	67	72	66
Рівень шуму (дБа)	55	55	56	56
Світло	Унікальний стрижень із багатожильного скла			
Керамічні шари-копідшипники	Так	Так	Так	Так
Гарантія	2 роки	2 роки	2 роки	2 роки
Код	1601137-001	1601136-001	1601139-001	1601138-001



Мікромотори

Електродвигуни Bien-Air здобули популярність завдяки своїй високій точності та надійності. Безщіткова технологія забезпечує вражаючу продуктивність як для високошвидкісних, так і для низькошвидкісних процедур.

	MX2	MC3 LED	MC2 LED	MCX/ MCX LED	MC2 IR
Додатки	Реставрація, профілактика, ендодонтія	Відновлювальний, Профілактичний			
Тип	Безщітковий внутрішній спрей	Щітковий внутрішній спрей	Щітковий внутрішній спрей	Безщітковий внутрішній спрей	Щітковий внутрішній спрей
Діапазон швидкостей	100-40 000 об / хв	60-40 000 об / хв	60-40 000 об / хв	100*-40 000 т./хв	60-40 000 об / хв
Макс.крутний момент	3,5 Нсм	2,8 Нсм	2 Нсм	2,5 Нсм	2 Нсм
Вага (г)	90 г	100 г	110гг	76 г	75 гр
Розміри	Ø 21 x 50 мм*	Ø 21 x 95 мм	Ø 23 x 79 мм	Ø 21 x 42 мм*	Ø 23,5 x 81 мм
Світло	Світлодіод з регулюванням інтенсивності				Немає
Макс.рів.шуму	51 дБА	54 дБА	54 дБА	51 дБА	50 дБА
Підлягає стерилізації	Так	-	-	Так	-
Обертання шланга	400°	400°	0°	400°	0°
Гарантія	3-4 роки	1,5-2,5 роки	1,5-2,5 роки	3-4 роки	1,5-2,5 роки
КОД	1600677-001	1600680-001	1600681-001	1600751-001/ 1600780-001	1600073-001

Lubricare 2 автоматично виконує технічне обслуговування стоматологічних наконечників, забезпечуючи їх очищення та змащування, що є необхідним для щоденної практики.



Тривалість циклу	20 секунд турбіна, 40 секунд редуктор
Ємність	4 шляхи (2 очищення, 2 змащення) і 1 смуга патрона
Рейтинг	Змінний струм від 100 В до 240 В, 50/60 Гц
Споживання енергії	від 10 ВА до 25 ВА
Швидкість потоку повітря	60 НЛ/хв до 100 НЛ/хв (0,3 МПа до 0,5 МПа)
Повітряний тиск	Від 0,3 МПа до 0,5 МПа (рекомендовано 0,4 МПа)
Вага	прибл. 8 кг
Зовнішні розміри (ШхГхВ)	300 мм x 300 мм x 365 мм
Код	1601156-001

Інтегроване в стоматологічне крісло, універсальне рішення **iOptima INT** пропонує повний спектр лікування без додаткового обладнання. Система дозволяє виконувати реставраційні, ендодонтичні (зворотно-поступальний режим), хірургічні процедури та встановлення імплантатів, а також має функцію п'єзомасштабування. Керувати нею легко за допомогою планшета Apple®, що забезпечує зручне робоче середовище, займаючи мінімум місця.



КОМПЛЕКТ «СТАНДАРТ» Комплект включає: 1 х мотор Mx2	1700704-001
КОМПЛЕКТ «КОМФОРТ» Комплект включає: 2 х моторів Mx2	1700705-001
КОМПЛЕКТ «ВСЕ В ОДНОМУ» Комплект включає: 1 х мотор Mx2 + 1 х мотор МХ-і	1700706-001

OptimaINT та мікромотори MX2 і MCX

гарантують ідеальний контроль над інструментом, регулюючи швидкість, крутний момент і напрямок обертання. Блоки керування Optima INT та DMX з технологією Smart Logic оптимізують потужність мікромоторів МХ для максимального контролю. Філософія Easy-Nav Optima INT забезпечує інтуїтивність і адаптивність до більшості стоматологічних крісел, ідеально підходить для модернізації пневматичного крісла в еру електроніки.



ОПТИМА MX2^{int} набір з DMX2 Pro для 2-ох мікромоторів, з перетворювачем	1700392-001
ОПТИМА MX2^{int} набір з DMX2 Pro для 1 мікромотора, з перетворювачем	1700386-001

Optima MCX - система включає настільний блок керування та мікромотор MCX, дозволяє стоматологам оновити свої пристрої за доступною ціною. Забезпечує ефективну роботу та простоту використання. Підключення електричних наконечників легко виконується, а система дозволяє насолоджуватися перевагами безщіткових мікромоторів. Просто підключіть існуючу турбіну до блоку управління ОПТИМА, виберіть швидкість і керуйте електричним наконечником за допомогою педалі.

Код	1700595-001
-----	-------------



Прайс | Продукція Vien Air

№	Артикул	Номенклатура	Ціна/грн
1	1700566-001	Турбінний наконечник TORNADO LED + з'єднувач UNIFIX 4H L	60 710
2	1600363-001	З'єднувач UNIFIX 4H L	12 730
3	1700853-001	Турбінний наконечник Bora 2 LED + з'єднувач RA Unifix	44 920
4	1700854-001	Турбінний наконечник Bora 2 LK + з'єднувач RA LK	48 700
5	1502237-001	Набір для ремонту TU Bora L PREMIUM	13 670
6	1600040-001	Турбінний наконечник BLACK PEARL ECO 4H	14 470
7	1502249-001	Набір для ремонту Blackpearl ECO PREM	7 270
8	1600386-001	Кутовий наконечник CA 1:5 L	45 340
9	1600384-001	Кутовий наконечник CA 1:1 L	24 780
10	1600424-001	Кутовий наконечник CA 1:1	22 530
11	1600690-001	Кутовий наконечник CA 1:5 L Micro-series	45 340
12	1600691-001	Кутовий наконечник CA 1:1 L Micro-series	24 780
13	1600693-001	Прямий наконечник PM 1:1 Micro-series	21 000
14	1600052-001	Прямий наконечник PM 1:1 EXT SPRAY	23 610
15	1601137-001	PM CA 1:1L NOVA	43 370
16	1601139-001	PM CA 1:5L NOVA	54 400
17	1601136-001	PM CA 1:1L NOVA MS	43 370
18	1601138-001	PM CA 1:5L NOVA MS	54 400
19	1700818-001	Комплект DMCX LED без конвертора	41 590
20	1600677-001	Мікромотор MX2	41 670
21	1600680-001	Мікромотор MC3 (LED)	42 200
22	1600681-001	Мікромотор ISOLITE (LED)	40 850
23	1600780-001	Мікромотор MCX	29 930
24	1600751-001	Мікромотор MCX LED	30 400
25	1600073-001	Мікромотор MC2 IR	30 390
26	1600700-001	Шланг MX2 400 GREY	11 580

27	1600756-001	Шланг MCX GREY	5 840
28	1600064-006	Масило для наконечників MAINT LUBRIFLUID	2 180
29	1600036-006	Масило для наконечників MAINT SPRAYNET	2 180
30	1600617-006	Масило для наконечників MAINT AQUA CARE	1 390
31	1600037-006	Масило для наконечників MAINT LUBRIMED CARTRIDGE	1 850
32	1000003-001	Пристосування для змащування наконечників MAINT GREASER	1 660
33	1700704-001	Комплект iOptima int-1xMX2-Full	116 070
34	1700705-001	Комплект iOptima int-2xMX2-Full	182 630
35	1700706-001	Комплект iOPTIMA MX2++MXi	188 980
36	1700392-001	Комплект OPTIMA MX2 INT PRO 2M	196 240
37	1700386-001	Комплект OPTIMA MX2 INT PRO	121 800
38	1700595-001	Комплект Optima MCX	90 560
39	1700427-001	Набір DMCX LED	55 170
40	1700431-001	Набір DMCX	48 500
41	1601156-001	Система обслуговування LUBRICARE 2	148 100

Дата: 20.04.2026