

МЕБЛІ МЕДИЧНІ
УСТАНОВКИ
КРІСЛА ТА СТІЛЬЦІ
ОСВІТЛЕННЯ
КОМПРЕСОРИ І ВІДСМОКТЮЮЧІ АГРЕГАТИ
СТЕРИЛІЗАЦІЯ
ДЕЗІНФЕКЦІЯ
ІНСТРУМЕНТИ
ЦИФРОВЕ ОБЛАДНАННЯ
МІКРОСКОП
МОНІТОРИ
ГІГІЄНА ТА ПРОФІЛАКТИКА
АПАРАТ VECTOR
ІМПЛАНТОЛОГІЯ І ХІРУРГІЯ
ДЛЯ ЗУБОТЕХНІЧНИХ ЛАБОРАТОРІЙ
ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ
ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ




Labomed PRIMA Premium. Мікроскопи PRIMA PRO Premium та PRIMA LITE Premium пропонують розширені можливості підключення, забезпечуючи зручну інтеграцію з різними пристроями — смартфонами, екранами та файловими серверами. Моделі підтримують бездротову передачу зображення у форматі 4K, мають HDMI та USB виходи, що ідеально підходить для документування, навчання, презентацій і командної роботи в клініці.

PRIMA LITE Premium— функціональність у компактному форматі

- Одинарний розсіювач променя (C-mount), 4K.
- Система камери: 4K, кріплення C-mount, з педаллю, USB-мишкою та USB-накопичувачем.
- USB-вихід на важелі мікроскопа.
- 3 виходи HDMI 4K для кількох моніторів.
- Вбудований передавач 4K HDMI (до 30 м, 60 кадрів/с, затримка <5 мс).
- Універсальний USB-порт для зарядки.


Схема використання аксесуарів PRIMA LITE:



PRIMA PRO Premium — повна інтеграція та керування.

- Підтримка DSLR-камер через оптичну трубу з адаптерами.
- Вбудований передавач 4K HDMI (до 30 м, 60 кадрів/с, затримка <5 мс).
- 3 виходи HDMI 4K для підключення кількох моніторів.
- Сенсорний LCD-екран 3.0” з можливістю нахилу (вгору 180°, вниз 45°).
- USB-вихід на важелі мікроскопа.
- Підтримка Bluetooth 4.2 та WiFi IEEE 802.11b/g/n.
- Зарядний USB-порт для iPhone.

Схема використання аксесуарів PRIMA PRO:



МЕБЛІ МЕДИЧНІ
УСТАНОВКИ
КРІСЛА ТА СТІЛЬЦІ
ОСВІТЛЕННЯ
КОМПРЕСОРИ І ВІДСМОКТЮЮЧІ АГРЕГАТИ
СТЕРИЛІЗАЦІЯ
ДЕЗІНФЕКЦІЯ
ІНСТРУМЕНТИ
ЦИФРОВЕ ОБЛАДНАННЯ
МІКРОСКОП
МОНІТОРИ
ГІГІЄНА ТА ПРОФІЛАКТИКА
АПАРАТ VECTOR
ІМПЛАНТОЛОГІЯ І ХІРУРГІЯ
ДЛЯ ЗУБОТЕХНІЧНИХ ЛАБОРАТОРІЙ
ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ
ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

Прайс | СПЕЦІАЛЬНІ ЦІНИ на мікроскопи Labomed

№	Артикул	Номенклатура	Ціна в грн
1	6181501	Мікроскоп PRIMA LITE з мобільною стійкою, об'єktiv 250 мм	497 400
2	6181502	Мікроскоп PRIMA LITE з монтажем на стіні, об'єktiv 250 мм	466 490
3	6181503	Мікроскоп PRIMA LITE з монтажем на стелі, об'єktiv 250 мм	497 400
4	6181501-007	Мікроскоп PRIMA LITE з мобільною стійкою, об'єktiv Nuvar 7	619 250
5	6181501-010	Мікроскоп PRIMA LITE з мобільною стійкою, об'єktiv Nuvar 10	668 410
6	6181501P	Мікроскоп PRIMA LITE PREMIUM з мобільною стійкою, об'єktiv Nuvar 10	830 900
7	6181503P	Мікроскоп PRIMA LITE PREMIUM з монтажем на стелі, об'єktiv Nuvar 10	830 900
8	6181502P	Мікроскоп PRIMA LITE PREMIUM з монтажем на стіні, об'єktiv Nuvar 10	799 990
9	6183601	Мікроскоп PRIMA PRO з мобільною стійкою, об'єktiv Nuvar 10	937 380
10	6183602	Мікроскоп PRIMA PRO з монтажем на стіні, об'єktiv Nuvar 10	911 030
11	6183603	Мікроскоп PRIMA PRO з монтажем на стелі, об'єktiv Nuvar 10	937 380
12	6183601P	Мікроскоп PRIMA PRO PREMIUM з мобільною стійкою, об'єktiv Nuvar 10	1 103 230
13	6183603P	Мікроскоп PRIMA PRO PREMIUM з монтажем на стелі, об'єktiv Nuvar 10	1 103 230
14	6183602P	Мікроскоп PRIMA PRO PREMIUM з монтажем на стіні, об'єktiv Nuvar 10	1 077 430
15	6183200	Об'єktiv LENS WD=200MM	24 660
16	6183250	Об'єktiv LENS WD=250MM	24 660
17	6183300	Об'єktiv LENS WD=300MM	24 660

18	6183400	Об'єктив LENS WD=400MM	24 660
19	6183070	Об'єктив NUVAR 7 WD=200 ~270MM	168 030
20	6182010	Об'єктив NUVAR 10 WD=300 ~400MM	217 730
21	6183020	Об'єктив NUVAR 20 WD=200 ~400MM для Prima Pro	269 940
22	6122015-810	Біноклярний тубус з нахилом від 0° до 120°	177 050
23	6122011	Окуляр 10X/18	11 460
24	6132013	Окуляр 12,5X/18	11 460
25	6134130-111	Кріплення Nikon	4 290
26	6134130-110	Кріплення Canon	4 290
27	6134130-112	Кріплення SONY NEX/A5XXX	3 100
28	6134130-113	Кріплення CANON EOSM	3 100
29	6214051	Подвійна діафрагма	31 780
30	6134115-801	Ротаційна пластина	23 690
31	6134160	Подвійний розщеплювач променя	81 050
32	6134131-800	Оптична труба відеокамери DSLR без кільця	52 260
33	6134131-106	Адаптер компенсатора довжини труби	2 390
34	6134131-107	Універсальне кріплення для камери	3 690

Дата: 20.04.2026