



Інноваційні технології компанії **AG Neovo** є результатом екологічного підходу до досліджень і розробки нових продуктів. Виходячи за рамки традиційних дизайнерських рішень і застосувань матеріалів, інновації компанії AG Neovo дозволили підвищити продуктивність і функціональність, які зараз добре відомі в галузі.

TX-2202A Білий:



- Роздільна здатність FHD 1920 x 1080.
- 10-точкова проектована ємнісна сенсорна технологія.
- Універсальні можливості підключення: входи сигналу VGA, HDMI, DisplayPort.
- Медичний адаптер живлення, сертифікований за стандартами IEC/EN 60601-1.
- Windows 11 готова – підтримка plug-and-play для Windows 7/8/10/11.

Монітор TX-2202A White використовує мультисенсорну технологію PCAP, мінімізуючи вплив забруднення. Забезпечує точний 10-точковий мультисенсорний дотик, включаючи реакцію на латексні рукавички. З медичним блоком живлення та різними портами підключення, такими як DisplayPort, HDMI, VGA, цей монітор ідеально підходить для використання у медичних візках чи інформаційних кіосках у сфері охорони здоров'я.

DR-22G:

- Роздільна здатність Full HD 1920 x 1080p.
- Оптичний скляний екран NeoV для клініки.
- Підтримка PiP/PbP.
- Дизайн металевого корпусу.
- Ярлик для перемикавання в режим рентгена.
- Додаткова ручка для установки стоматологічного крісла.
- Сертифіковано за IEC/EN 60601-1 та IEC/EN 60601-1-2.



AG Neovo DR-22G - 22-дюймовий стоматологічний монітор з режимом рентгеновського освітлювача для швидкого перегляду рентгеновських знімків. З покращеною гамма-корекцією та регульованим вирівнюванням чорного, цей монітор дозволяє стоматологам оцінювати стан зубів, розташування щелеп та лицьової кістки перед лікуванням. Екран з оптичного твердого скла NeoV™ і білий металевий корпус відповідають вимогам медичної очистки, забезпечуючи легкість очищення та дезінфекції моніторів.

Прайс | Монітори Neovo

№	Артикул	Номенклатура	Ціна/грн
1	TX2202A	Монітор медичний сенсорний 22" LED білий	45 920
3	DR-2202	Монітор медичний 22" LED білий (RAL 9003)	42 700
4	TX2401	Монітор медичний 24" LED білий (RAL 9003)	54 890
5	DR-24G	Монітор медичний 24" LED білий (RAL 9003)	44 510
6		Подовжувач USB 10m	2 390
7		Подовжувач HDMI-HDMI 10m	2 920

Дата: 20.04.2026