

МЕБЛІ МЕДИЧНІ
УСТАНОВКИ
КРІСЛА ТА СТІЛЬЦІ
ОСВІТЛЕННЯ
КОМПРЕСОРИ І ВІДСМОКТУЮЧІ АГРЕГАТИ
СТЕРИЛІЗАЦІЯ
ДЕЗІНФЕКЦІЯ
ІНСТРУМЕНТИ
ЦИФРОВЕ ОБЛАДНАННЯ
МІКРОСКОП
МОНІТОРИ
ГІГІЄНА ТА ПРОФІЛАКТИКА
АПАРАТ VECTOR
ІМПЛАНТОЛОГІЯ І ХІРУРГІЯ
ДЛЯ ЗУБОТЕХНІЧНИХ ЛАБАРАТОРІЙ
ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ
ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ



Електрокоагулятор SERVOTOME – це медичний прилад, призначений для використання в ортодонтії, пародонтології та хірургії порожнини рота. Він забезпечує одночасне розсічення тканин і гемостаз під час операцій у щелепно-лицьовій області. Завдяки безкровному операційному полю хірург має кращий огляд, що скорочує час операції та підвищує її ефективність. Крім того, зменшується ризик інфекції, оскільки рани залишаються відкритими коротший час.



Надійний і компактний пристрій:

Завдяки своїй компактності, апарат може використовуватися не лише в планових, а й в екстрених ситуаціях. Він оснащений зручним інтерфейсом, який легко та швидко налаштовується. Апарат має лише два потенціометри (для розрізання та коагуляції), що дозволяє дуже точно змінювати налаштування залежно від типу тканини.

ЕЛЕКТРОПРОВІДНИЙ БРАСЛЕТ

Безпека та зручність:

- Проста фіксація.
- Невеликий розмір для уникнення концентрації тепла.
- Прямий контакт зі шкірою.
- Легко дезінфікується.



Розміри (Ш x В x Г)	250 x 110 x 240 мм
Вага	1,2 кг
Код	F57210
Комплект постачання: Базовий блок, наконечник з кабелем, що автоклавується, бокс з 10 електродами, заземлюючий браслет.	

МЕБЛІ
МЕДИЧНІ

УСТАНОВКИ

КРІСЛА ТА
СТІЛЬЦІ

ОСВІТЛЕННЯ

КОМПРЕСОРИ І
ВІДСМОКТУЮЧІ
АГРЕГАТИ

СТЕРИЛІЗАЦІЯ

ДЕЗІНФЕКЦІЯ

ІНСТРУМЕНТИ

ЦИФРОВЕ
ОБЛАДНАННЯ

МІКРОСКОП

МОНІТОРИ

ГІГІЄНА ТА
ПРОФІЛАКТИКА

АПАРАТ
VECTOR

ІМПЛАНТОЛОГІЯ
І ХІРУРГІЯ

ДЛЯ
ЗУБОТЕХНІЧНИХ
ЛАБАРАТОРІЙ

ДЛЯ
НАВЧАЛЬНИХ
ЦЕНТРІВ

ЗАПАСНІ
ЧАСТИНИ


PIEZOTOME CUBE - це ваш надійний партнер для атравматичної кісткової хірургії з п'єзотехнологією від компанії Acteon. Пристрій призначений для проведення різноманітних ультразвукових хірургічних процедур у стоматології. Він відкриває нові можливості та методи для імплантологів, щелепно-лицевих хірургів та інших фахівців, які працюють з твердими тканинами.

Переваги продукту:

- Вибіркове різання: Розрізається лише кісткова тканина, без ризику пошкодження м'яких тканин.
- Контрольована іригація: Запатентована помпа забезпечує подачу води вдвічі більше, ніж інші апарати, що запобігає перегріву кістки, зменшуючи біль і набряки після операції.
- Стабільна робота: Кавітаційний спрей із мікробульбашками зупиняє кровотечу, а стабільна іригація забезпечує чітку роботу.
- Технології «NEWTRON» і «Cruise Control»: Гарантують точні вібрації насадки для безперервних розрізів, автоматично регулюючи частоту й потужність.
- Контроль температури: Запобігає перегріву наконечника і насадок.
- Світлодіодний наконечник Cube LED: Легко розбирається та автоклавується, підсвітка 100000 Lux покращує видимість.
- Широкий вибір насадок: Понад 80 хірургічних насадок для різних процедур, включно з синус-ліфтингом і розщепленням альвеолярного гребеня.

В комплект поставки входить:

- Пристрій Piezotome Cube
- Наконечник Piezotome Cube LED
- Педаль управління
- Набір насадок Essential II – 6 насадок (B51 Slim II, B54 II, LC2 II, SL1 II, SL2 II, SL3 II)
- Динамометричний ключ
- Іригаційна лінія
- Тримач для іригаційної лінії
- Тримач для наконечника Piezotome Cube LED



ХІРУРГІЯ. ВІДКРИТИЙ СИНУС - ЛІФТИНГ			
SL1 F87511		SL2 F87512	
Використовуєть для формування кісткового вікна і згладжування гострих кутів.		Використовуєть для згладжування стінок кісткового вікна і точної остеопластики.	
SL3 F87513		SL4 F87514	
Використовується для відшарування слизової оболонки верхньощелепної пазухи в ділянці країв кісткового вікна.		Використовується для відшарування мембрани всередині пазухи. Під кутом 90°.	
SL5 F87515			
Використовується для відшарування мембрани всередині пазухи. Під кутом +/-135°.			
ХІРУРГІЯ. ЗАКРИТИЙ СИНУС - ЛІФТИНГ			
TKW1 F87531		TKW2 F87532	
Використовується для свердління та формування отвору в кістковій тканині верхньої щелепи. Діаметр: 1,35 мм.		Використовується для свердління кісткової тканини та розширення пілотного отвору до дна верхньощелепної пазухи. Діаметр: 2,1 мм.	
TKW3 F87533		TKW4 F87534	
Використовується для свердління кісткової тканини та розширення доступу до мембрани верхньощелепної пазухи. Діаметр: 2,35 мм.		Використовується для свердління кісткової тканини та розширення входу каналу доступу до мембрани верхньощелепної пазухи. Діаметр: 2,80 мм.	
TKW5 F87535			
Використовується для відшарування мембрани під час закритого синусліфтингу. Діаметр: 3 мм.			

ХІРУРГІЯ. ВИДАЛЕННЯ І ФРАГМЕНТАЦІЯ ЗУБІВ			
LC1 F87507		LC2 F87542	
Використовуєть для проведення сепарації (синдесмотомії) і перирадикулярної остеотомії.		Насадка дозволяє працювати вузько між коренем та альвеолярною кісткою, уникнувши ризику пошкодження кортикальної пластинки.	
LC2R F87544		LC2L F87543	
Насадка з поворотом в право на 45° полегшує роботу в дистальних ділянках зубів та має тонку форму для комфортної роботи в обмежених просторах.		Насадка з поворотом в ліво на 45° полегшує роботу в дистальних ділянках зубів та має тонку форму для комфортної роботи в обмежених просторах.	
NINJA F87545			
Обопільно-гостра насадка для розпилювання коренів, з лазерними позначками кожні 3 мм, особливо ефективна при гемсекції та ампутації коренів.			
ХІРУРГІЯ. ПОДОВЖЕННЯ КЛІНІЧНОЇ КОРОНКИ			
CE1 F87551		CE2 F87552	
Використовується для остеопластики в області країв кісткової тканини.		Використовується для остеопластики в області країв кісткової тканини.	
CE3 F87553			
Використовується для проведення тонкої остеотомії.			
ХІРУРГІЯ. РОЗШИРЕННЯ ГРЕБЕНЯ			
CS1 F87561		CS2 F87562	
Використовується для проведення пілотної лінії остеотомії.		Використовується для проведення остетомії на глибину до 8 мм.	

МЕБЛІ МЕДИЧНІ				
УСТАНОВКИ				
КРІСЛА ТА СТІЛЬЦІ				
ОСВІТЛЕННЯ				
КОМПРЕСОРИ І ВІДСМОКТУЮЧІ АГРЕГАТИ				
СТЕРИЛІЗАЦІЯ				
ДЕЗІНФЕКЦІЯ				
ІНСТРУМЕНТИ				
ЦИФРОВЕ ОБЛАДНАННЯ				
МІКРОСКОП				
МОНІТОРИ				
ГІГІЄНА ТА ПРОФІЛАКТИКА				
АПАРАТ VECTOR				
ІМПЛАНТОЛОГІЯ І ХІРУРГІЯ				
ДЛЯ ЗУБОТЕХНІЧНИХ ЛАБАРАТОРІЙ				
ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ				
ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ				

CS3 F87563		CS4 F87564	
Використовується для розрізання мезіальних та дистальних країв основного розрізу на глибину до 8 мм.		Використовується для розщеплення кісткової тканини на глибині 8 мм.	
CS5 F87565		CS6 F87566	
Використовується для розщеплення кісткової тканини. на глибині 8 мм.		Використовується для розщеплення кісткової тканини на глибині 8 мм.	
ХІРУРГІЯ. МІНІМАЛЬНО ІНВАЗИВНЕ ОРТОДОНТИЧНЕ ЛІКУВАННЯ			
PZ1 F87571		PZ3 F87574	
Використовується для фронтальної кортикотомії.		Використовується для фронтальної кортикотомії при скупчених коренях зубів.	
ХІРУРГІЯ. ОСТЕОТОМІЯ/ОСТЕОПЛАСТИКА			
BS2L F87502		BS2R F87503	
Лівостороння кутова пила для розрізання кортикальної кістки у гілці нижньої щелепи		Правостороння кутова пила для розрізання кортикальної кістки у гілці нижньої щелепи	
BS1S SLIM F87525		BS1L LONG F87527	
Призначена для глибоких розрізів кортикальної кістки перед імплантацією, ортодонтичних втручань та кісткової distraкції.		Використовується для полегшення забору кісткових блоків з області гілки нижньої щелепи.	
BS1 RD F87557		BS4 F87504	
Велика робоча поверхня 280° для комфортної роботи та спрощення доступу.		Використовується для остеопластики і збору кісткової тирси.	
BS5 F87505		BS6 F87506	
Використовується для тонкої остеотомії.		Використовується для остеопластики, .	

МЕБЛІ МЕДИЧНІ				
УСТАНОВКИ				
КРІСЛА ТА СТІЛЬЦІ				
ОСВІТЛЕННЯ				
КОМПРЕСОРИ І ВІДСМОКТУЮЧІ АГРЕГАТИ				
СТЕРИЛІЗАЦІЯ				
ДЕЗІНФЕКЦІЯ				
ІНСТРУМЕНТИ				
ЦИФРОВЕ ОБЛАДНАННЯ				
МІКРОСКОП				
МОНІТОРИ				
ГІГІЄНА ТА ПРОФІЛАКТИКА				
АПАРАТ VECTOR				
ІМПЛАНТОЛОГІЯ І ХІРУРГІЯ				
ДЛЯ ЗУБОТЕХНІЧНИХ ЛАБАРАТОРІЙ				
ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ				
ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ				

	Набір універсальний У наборі - 6 основних наконечників АСТЕОН для витягування, нарощування коронок та п'єзоциркулярного препарування. Насадки: для екстракції (LC1 і LC2 II), розширення коронки (BS6, CE1 і CE3 II), та п'єзоцизії (PZ1 II).	F87539
	Базовий набір Piezotome Набір з популярними насадками для Piezotome ультразвукової кісткової хірургії. Насадки: BS1S, BS4, SL1, SL2, SL3, LC2.	F87528
	Набір для кісткової хірургії Наконечники призначені для безпечної трансплантації блоків кістки та ремоделювання структур без ризику пошкодження м'яких тканин. Насадки: BS1S, BS2L, BS2R, BS4, BS5, BS6	F87509
	Набір для розширення гребеня Наконечники безпечно розширюють гребінь, уникаючи ризику перелому кістки, що дозволяє негайно чи відкладено встановлювати імплантат після загоєння. Насадки: CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6.	F87567
	Набір для синус-ліфтингу Набір для синус-ліфтингу забезпечує легкий та безпечний підйом бічного синуса. Насадки: SL1, SL2, SL3, SL4, SL5	F87510
	Набір для інтраліфтингу Внутрішній синус-ліфтинг з гребневим підходом дозволяє безпечно виконувати неінвазивні операції. Насадки: TKW1, TKW2, TKW3, TKW4, TKW5	F87536
	Набір для розширення коронки Розроблений для процедур розширення коронки. Насадки: BS6, CE1, CE2, CE3.	F87554
	Набір для вилучення Набір призначений для видалення зубів мудрості, переломів коренів та репресованих зубів. Насадки: LC1, LC2, LC2L, LC2R, Ninja.	F87546

МЕБЛІ МЕДИЧНІ
УСТАНОВКИ
КРІСЛА ТА СТІЛЬЦІ
ОСВІТЛЕННЯ
КОМПРЕСОРИ І ВІДСМОКТУЮЧІ АГРЕГАТИ
СТЕРИЛІЗАЦІЯ
ДЕЗІНФЕКЦІЯ
ІНСТРУМЕНТИ
ЦИФРОВЕ ОБЛАДНАННЯ
МІКРОСКОП
МОНІТОРИ
ГІГІЄНА ТА ПРОФІЛАКТИКА
АПАРАТ VECTOR
ІМПЛАНТОЛОГІЯ І ХІРУРГІЯ
ДЛЯ ЗУБОТЕХНІЧНИХ ЛАБАТОРІЙ
ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ
ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ



CHIROPRO

Імплантологія - важлива галузь медицини. Система Chiropro третього покоління від компанії Bien-Air ідеально підходить для фахівців у цій сфері, завдяки своїй високій продуктивності і багатофункціональності. Особливо для тих, хто також виконує хірургічні процедури, рекомендується ознайомитися з Chiropro PLUS, спеціально розробленою для пероральної та оро-щелепно-лицьової хірургії. Ця система забезпечує широкі можливості для різних пародонтальних, хірургічних та оральних процедур, включаючи гемісектомію.

Комплект CHIROPRO PLUS + CA 20:1L

ІМПЛАНТОЛОГІЯ І ХІРУРГІЯ

- Максимальний крутний момент 88 Ncm
- Пристрій Chiropro Plus 3rdGen.
 - Наконечник CA 20:1L Micro Series.
 - Мікромотор MX-i LED PLUS 3rdGen, 3 роки гарантії.
 - Кабель для мікромотора MX-i LED PLUS 3rdGen.
 - Педаль керування.
 - Підставка для наконечника.
 - Одноразові іригаційні трубки 5 шт.
 - Стерильні захисні плівки 2 шт.

Комплект CHIROPRO + CA 20:1L

ІМПЛАНТОЛОГІЯ

- Максимальний крутний момент 70 Ncm
- Пристрій Chiropro Plus 3rdGen.
 - Наконечник CA 20:1L Micro Series.
 - Мікромотор MX-i LED PLUS 3rdGen, 3 роки гарантії.
 - Кабель для мікромотора MX-i LED 3rdGen.
 - Педаль керування.
 - Підставка для нако.нечника.
 - Одноразові іригаційні трубки 5 шт.
 - Стерильні захисні плівки 2 шт.



CA 20:L Micro Series	1600692-001
MX-i LED 3rdGen	1601008-001
MX-i LED PLUS 3rdGen	1600755-001
Кабель для мікромотору MX-i LED PLUS 3rdGen	1601069-001
Кабель для мікромотору MX-i LED 3rdGen	1601009-001
Одноразові іригаційні трубки (10 шт.)	1500984-010
Стерильні захисні плівки (10 шт.)	1502329-010
Код Комплект CHIROPRO PLUS + CA 20:1L	1700709-001
Код Комплект CHIROPRO + CA 20:1L	1700707-001



PIEZOSURGERY® white

Piezosurgery White Mectron - сучасний ультразвуковий апарат, призначений для операцій на кістковій тканині, що забезпечує високий рівень безпеки та легкість у керуванні. Цей пристрій ідеально підходить для щелепно-лицьової хірургії, оскільки здатний різати мінералізовані кісткові тканини з мінімальним ризиком пошкодження м'яких тканин. Piezosurgery White забезпечує оптимальний баланс між ефективністю та безпекою розрізу, а його матеріали легко піддаються очищенню, дезінфекції та стерилізації.

Клінічні переваги:

- Мікрометричні надрізи: PIEZOSURGERY® дозволяє виконувати мінімально інвазивні операції з високою точністю і тактильним відчуттям.
- Вибіркові розрізи: Захищають м'які тканини, уникнення пошкоджень нервів та судин, що особливо важливо для безпеки пацієнта під час операцій.
- Ефект кавітації: Забезпечує максимальну видимість і безкровне операційне поле, що сприяє точному виконанню хірургічних втручань.

Ці аспекти роблять технологію PIEZOSURGERY® ідеальним вибором для високо-точних хірургічних процедур у стоматології та імплантології.

Комплект обладнання: 1 установка Piezosurgery white, 1 ключ із регульованим обертовим моментом K8, 1 набір із 8 трубок для насосів, 1 педаль керування, 1 кабель живлення і кейс (наконечник у комплект не входить).

Додаткові опції та запасні деталі	
Наконечник зі світлодіодною підсвіткоюдля Piezosurgery touch/white	03120134
Наконечник без світлодіодної підсвітки для Piezosurgery white	03120217
Наконечник для Piezosurgery III	03120023
Ключ із регульованим крутним моментом K8	02900109
Відвід	03230006
Набір із 8 трубок для насосів	02900039
Код PIEZOSURGERY	05120063





МЕБЛІ МЕДИЧНІ
УСТАНОВКИ
КРІСЛА ТА СТІЛЬЦІ
ОСВІТЛЕННЯ
КОМПРЕСОРИ І ВІДСМОКТУЮЧІ АГРЕГАТИ
СТЕРИЛІЗАЦІЯ
ДЕЗІНФЕКЦІЯ
ІНСТРУМЕНТИ
ЦИФРОВЕ ОБЛАДНАННЯ
МІКРОСКОП
МОНІТОРИ
ГІГІЄНА ТА ПРОФІЛАКТИКА
АПАРАТ VECTOR
ІМПЛАНТОЛОГІЯ І ХІРУРГІЯ
ДЛЯ ЗУБОТЕХНІЧНИХ ЛАБАТОРІЙ
ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ
ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

МЕБЛІ МЕДИЧНІ					МЕБЛІ МЕДИЧНІ
УСТАНОВКИ					УСТАНОВКИ
КРІСЛА ТА СТІЛЬЦІ					КРІСЛА ТА СТІЛЬЦІ
ОСВІТЛЕННЯ					ОСВІТЛЕННЯ
КОМПРЕСОРИ І ВІДСМОКТУЮЧІ АГРЕГАТИ					КОМПРЕСОРИ І ВІДСМОКТУЮЧІ АГРЕГАТИ
СТЕРИЛІЗАЦІЯ					СТЕРИЛІЗАЦІЯ
ДЕЗІНФЕКЦІЯ					ДЕЗІНФЕКЦІЯ
ІНСТРУМЕНТИ					ІНСТРУМЕНТИ
ЦИФРОВЕ ОБЛАДНАННЯ					ЦИФРОВЕ ОБЛАДНАННЯ
МІКРОСКОП					МІКРОСКОП
МОНІТОРИ					МОНІТОРИ
ІМПЛАНТОЛОГІЯ І ХІРУРГІЯ					ІМПЛАНТОЛОГІЯ І ХІРУРГІЯ
АПАРАТ VECTOR					АПАРАТ VECTOR
ІМПЛАНТОЛОГІЯ І ХІРУРГІЯ					ІМПЛАНТОЛОГІЯ І ХІРУРГІЯ
ДЛЯ ЗУБОТЕХНІЧНИХ ЛАБАТОРІЙ					ДЛЯ ЗУБОТЕХНІЧНИХ ЛАБАТОРІЙ
ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ					ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ
ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ					ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

ПІДГОТОВКА МІСЦЯ ІМПЛАНТАЦІЇ			
IM2A 03510001 Пілотна остеото- мія в передньому відділі (на верхній щелепі)		IM2P 03510002 Пілотна остеотомія в задньому відділі (на верхній щеле- пі)	
IM3A 03510003 Для підготовки місця імплантації: вставляти з по- двійним зрошен- ням, щоб уникнути перегріву (верхня щелепа).		IM3P 03510004 Для завершення підготовки місця імплантації: встав- ляти з подвійним зрошенням, щоб уникнути перегріву (верхня щелепа).	
ОСТЕОТОМІЯ			
OT1 03370001 Завершити осте- отомію близько до м'яких тканин (напр., мембрана пазухи, судина, альвеолярний нерв).		OT2 03370002 Високоточна ос- теотомія в тонких структурах, таких як розширення хребта, міжзубні кортикотомії та не- травматичні опе- рації на носовому відділі хребта.	
OT4 03370004 Відкоригувати вісь пілотної остеотомії, завершити підго- товку ложа імплан- тату біля альве- олярного нерва; техніка підходу до гребеня пазухи.		OT5 03370005 Нетравматичні ос- теотомії та остеоп- ластика на тонкій кістці та/або біля делікатних струк- тур.	
OT6 03370006 Остеотомія великих відділів кістки при щелепно-лицьовій хірургії.		OT7 03370007 Всі техніки остео- томії верхньої та нижньої щелепи: розширення гре- беня,техніка кор- тикотомії,кісткова блокова пластика.	
OT8L + OT8R 03370013 03370012 Техніки остеотомії верхньої та ниж- ньої щелепи, вклю- чаючи кісткову блокову пластику.			

OP1 03380001 Ремодельовання кістки та збір кіст- кової крихти		OP2 03380002 Остеотомія кістки, ремодельовання та видалення запаль- них тканин.	
OP3 03380003 Пародонтальна остеотомія, по- довження корон- ки, збір кісткової крихти, видалення запальних тканин (кіста тощо).		OP4 03380004 інтерпроксималь- на остеопластика та вирівнювання коренів.	
OP5 03380005 Видалення та планування коре- нів у резекційній та регенеративній пародонтальній хірургії.		OP6 03380006 Препарування кореня в пародон- тальній хірургії.	
OP7 03370007 Доступ для остео- томії та видалення запальних тканин в периапікальній частині верхньоще- лепної кістки.			
ВІДШАРУВАННЯ			
EL1 03390001 Відшарування пе- ретинки пазухи, 2 мм навколо рамки кісткового вікна		EL2 03390002 Відшарування мембрани пазухи у внутрішніх зонах	
EL3 03390003 Відшарування мембрани пазухи у внутрішніх зонах			

ЕНДОНАСАДКИ РЕТРО			
EN1 02170001		EN2 02170002	
Обробка апікаль-ного кореня.		дбайливе вида-лення апікального кореня	
НАСАДКИ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ			
EX1 03400001		EX2 03400002	
Для відсікання анкілозу, техніки кореневої фракції.		Аналоги EX1 в за-дніх областях.	
ПЕРІОДОНТАЛЬНІ НАСАДКИ			
PS1 03180001		PS2 03180003	
Скейлінг кореня.		Видалення відкла-день і запальних тканин, видалення зламаної верхівки кореня.	
PS6 03180005		PP1 03180002	
Скейлінг кореня.		Розшарування мембрани пазухи у внутрішніх зонах	
OT12 03370020		IM3.4P 03510028	
Дослідження технік остеотомії, де вико-ристання стандарт-них п'єзоелектрич-них пилок потребує складного хірургіч-ного підходу.		Для завершення підготовки місця імплантації: встав-ляти з подвійним зрошенням, уни-кати перегріву (верхня щелепа).	
PR1 03390004		OT11 03370019	
Розшарування мембрани пазухи у внутрішніх зонах		Видалення ба-зальної кори та підняття мембрани пазухи під час гре-бінцевого синус-лі-фтингу (PIEZO LIFT).	

Базовий комплект		Ретро хірур-гічний набір	
OT2, OT7, OP1, OP3 і EX1		EN1, EN3, EN5R, EN5L, OP7	
01520001		01520005	
Набір для синус-ліфтингу		Набір для чищення імплантів S	
OT1, OT5, EL1, EL2 і EL3		ICS і 5 наконечни-ків IC1	
01520002		0216033-001	
Набір для підготовки імплантатів pro		Резекційний періоральний набір	
IM1S, IM2A, IM2P, IM3A, IM3P, OT4, P2-3, P3-4, IM4A, IM4P, PIN IM1S, PIN 2-2.4		OT13, OT14, OP5A, OP8, OP9	
01520011		01520022	
Набір для остеотомії		Набір для латерального синус-ліфтин-гу	
OT7, OT7S-4, OT7S-3, OT8R, OT8L		SLC, SLO-H, SLS, SLE1, SLE2	
01520010		01520023	
Екстракційний набір		Набір п'єзоліфтів	
EX1, EX2, EX3, PS2 і PS6		PL1, PL2, PL3	
01520003		01520024	
Набір для експлантації		Набір для видалення третього моляра	
EXP3-L, EXP3-R, EXP4-L і EXP4-R		EXL1, EXL2, EXL3, EX1 і SLO-H	
01520021		01520025	

Прайс | Система для імплантології та хірургії Bien Air

№	Артикул	Номенклатура	Ціна/грн
1	1700709-001	Комплект Chiropro PLUS 3RD GEN CA 20:1 L	236 900
2	1700707-001	Комплект CHIROPRO 3RD GEN CA 20:1L	211 240
3	1600692-001	CA 20:1 L Micro-series	74 730
4	1601008-001	Мікромотор MX-i LED 3RD GEN	46 370
5	1600755-001	Мікромотор MX-i LED	48 690
6	1601069-001	Кабель MX-i LED	22 700
7	1601009-001	Кабель MX-i LED 3RD GEN	22 700
8	1500984-010	Іригаційна лінія (10/шт)	4 760

Прайс | Система для імплантології та хірургії Mectron

№	Артикул	Номенклатура	Ціна/грн
1	05120063	Ультразвуковий прилад Piezosurgery White	194 850
2	03120134	Наконечник зі шнуром Piezosurgery White LED (з підсвідкою)	64 960
3	03120217	Наконечник в комплекті зі шнуром Piezosurgery White	49 850
4	03120023	Наконечник в комплекті зі шнуром Piezosurgery I, II + 3	49 850
5	02900109	Динамометричний ключ K8	2 980
6	03230006	Іригаційний набір (50 шт)	8 820
7	02900039	Набір трубок Piezosurgery	1 260
8	01520001	Базовий набір (OT2, OT7, OP1, OP3 і EX1)	31 220
9	01520002	Набір для синус-ліфтингу (OT1, OT5, EL1, EL2? EL3)	28 960
10	01520005	Ретрохірургічний набір (EN1, EN3, EN5R, EN5L, OP7)	31 220
11	02160033-001	Набір для очищення імплантів S	7 810
12	01520011	Набір для підготовки імплантатів pro (IM1S, IM2A, IM2P, IM3A, IM3P, OT4, P2-3, P3-4, IM4A, IM4P, PIN IM1S, PIN 2-2.4)	103 220
13	01520022	Резекційний періоральний набір (OT13, OT14, OP5A, OP8, OP9)	46 330
14	01520010	Набір для остеотомії (OT7, OT7S-4, OT7S-3, OT8R, OT8L)	36 260

15	01520023	Набір для латерального синус-ліфтингу (SLC, SLO-H, SLS, SLE1, SLE2)	30 970
16	01520003	Екстракційний набір (EX1, EX2, EX3, PS2 і PS6)	26 690
17	01520024	Набір п'єзоліфтів (PL1, PL2, PL3)	25 680
18	01520021	Набір для експлантації (EXP3-L, EXP3-R, EXP4-L і EXP4-R)	33 240
19	01520025	Набір для видалення третього моляра (EXL1, EXL2, EXL3, EX1 і SLO-H)	36 260
20	03510001	Насадка IM2A	14 100
21	03510002	Насадка IM2P	14 100
22	03510003	Насадка IM3A	15 060
23	03510004	Насадка IM2P	15 060
24	03370001	Насадка OT1	8 060
25	03370008	Насадка OT1A	8 060
26	03370002	Насадка OT2	5 800
27	03370004	Насадка OT4	8 060
28	03370005	Насадка OT5	8 060
29	03370009	Насадка OT5A	8 060
30	03370010	Насадка OT5B	8 060
31	03370006	Насадка OT6	5 800
32	03370007	Насадка OT7	8 060
33	03370008	Насадка OT7A	8 060
34	03370012	Насадка OT8R	8 060
35	03370013	Насадка OT8L	8 060
36	03380001	Насадка OP1	5 800
37	03380002	Насадка OP2	5 800
38	03380003	Насадка OP3	5 800
39	03380011	Насадка OP3A	5 800
40	03380004	Насадка OP4	7 810
41	03380005	Насадка OP5	7 810
42	03380012	Насадка OP5A	7 810
43	03380006	Насадка OP6	7 810
44	03380007	Насадка OP7	5 800
45	03390001	Насадка EL1	4 280
46	03390002	Насадка EL2	4 280

47	03390003	Насадка EL3	4 280
48	02170001	Насадка EN1	8 060
49	02170002	Насадка EN2	4 280
50	03400001	Насадка EX1	6 550
51	03400002	Насадка EX2	6 550
52	03400003	Насадка EX3	6 550
53	03180001	Насадка PS1	4 280
54	03180003	Насадка PS2	4 280
55	03180005	Насадка PS6	4 280
56	03180002	Насадка PP1	4 280
57	03370019	Насадка OT11	9 570
58	03370020	Насадка OT12	9 320
59	03370021	Насадка OT12S	9 320
60	03510025	Насадка IM2.8A	15 060
61	03510026	Насадка IM2.8P	15 060
62	03510027	Насадка IM2.4A	15 060
63	03510028	Насадка IM2.4P	15 060
64	03390004	Насадка PR1	6 800
65	03390005	Насадка PR2	6 800

Прайс | Система для імплантології та хірургії Acteon

№	Артикул	Номенклатура	Ціна/грн
1	F57210	Коагулятор Satelec Servotome	93 650
2	F50118	Piezotome CUBE	332 310
3	F87502	Насадка для внутрішньоротової хірургії BS2L II	11 410
4	F87503	Насадка для внутрішньоротової хірургії BS2R II	11 410
5	F87504	Насадка для внутрішньоротової хірургії BS4 II	11 410
6	F87505	Насадка для внутрішньоротової хірургії BS5 II	11 390
7	F87506	Насадка для внутрішньоротової хірургії BS6 II	11 410
8	F87509	Набір насадок для кісткової хірургії BS	82 070
9	F87510	Набір для синус-ліфтингу SL	145 020
10	F87511	Насадка для внутрішньоротової хірургії SL1 II	8 590
11	F87512	Насадка для внутрішньоротової хірургії SL2 II	8 590
12	F87513	Насадка для внутрішньоротової хірургії SL3 II	8 590

13	F87514	Насадка для внутрішньоротової хірургії SL4 II	8 590
14	F87515	Насадка для внутрішньоротової хірургії SL5 II	8 590
15	F87525	Насадка для внутрішньоротової хірургії BS1S II	11 410
16	F87527	Насадка для внутрішньоротової хірургії BS1L	12 450
17	F87528	Набір базовий ESSENTIAL	81 820
18	F87531	Насадка для внутрішньоротової хірургії TKW1 II	13 140
19	F87532	Насадка для внутрішньоротової хірургії TKW2 II	13 140
20	F87533	Насадка для внутрішньоротової хірургії TKW3 II	13 140
21	F87534	Насадка для внутрішньоротової хірургії TKW4 II	13 140
22	F87535	Насадка для внутрішньоротової хірургії TKW5 II	14 520
23	F87536	Набір для інтраліфтингу INTRALIFT	64 450
24	F87539	Набір універсальний	68 450
25	F87507	Насадка для внутрішньоротової хірургії LC1 II	8 010
26	F87542	Насадка для внутрішньоротової хірургії LC2 II	8 010
27	F87543	Насадка для внутрішньоротової хірургії LC2L	10 070
28	F87544	Насадка для внутрішньоротової хірургії LC2R	10 070
29	F87545	Насадка для внутрішньоротової хірургії NINJA II	14 600
30	F87546	Набір для видалення LC	62 940
31	F87551	Насадка для внутрішньоротової хірургії CE1	9 970
32	F87552	Насадка для внутрішньоротової хірургії CE2	9 970
33	F87553	Насадка для внутрішньоротової хірургії CE3	9 870
34	F87554	Набір для розширення коронки CE	42 290
35	F87557	Насадка для внутрішньоротової хірургії BS1 RD II	13 370
36	F87561	Насадка для внутрішньоротової хірургії CS1	10 170
37	F87562	Насадка для внутрішньоротової хірургії CS2	9 970
38	F87563	Насадка для внутрішньоротової хірургії CS3	9 970
39	F87564	Насадка для внутрішньоротової хірургії CS4	9 970
40	F87565	Насадка для внутрішньоротової хірургії CS5	14 800
41	F87566	Насадка для внутрішньоротової хірургії CS6	14 900
42	F87567	Набір для розширення альвеолярного гребеня	55 390
43	F87571	Насадка PIEZOCISION PZ1	13 390
44	F87574	Насадка PIEZOCISION PZ3	13 290
45	F87576	Набір для п'єзоцизії PIEZOCISION	27 190

Дата: 20.04.2026