

ПРАЙС-ЛИСТ ВІД 20. 04. 2026

**ВИРОБИ ДЛЯ ПЕРЕДСТЕРИЛІЗАЦІЙНОЇ ТА
СТЕРИЛІЗАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ
ІНСТРУМЕНТІВ**



GALIT

Стоматологічне обладнання

ЗМІСТ:

КАСЕТИ ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ ІНСТРУМЕНТІВ.....	4
ТРИМАЧІ ДЛЯ БОРІВ.....	6
ТРИМАЧІ ДЛЯ ДОВГИХ БОРІВ.....	8
ЗНІМНІ СТІЙКИ ДЛЯ КАСЕТ.....	11
КОНТЕЙНЕРИ ДЛЯ ПРИЛАДІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ.....	12

Примітки:

1. Ціни в каталозі подані в гривнях.

2. Всі ціни в каталозі вказані на умовах EXW (самовивіз із Тернополя). Вартість доставки по Україні визначається додатково.

КАСЕТИ ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ ІНСТРУМЕНТІВ



Касети для стерилізації виготовлені за спеціальною технологією!

Спеціальна технологія обробки нержавіючої сталі усуває гострі кромки на касеті та надає металу благородний матовий вигляд.

Матеріали: нержавіюча сталь та силікон.

Касета обладнана відтягуючим зажимом для фіксації, надійно прикріпленим до неї.

У закритому положенні зажим надійно фіксує інструменти.

Силіконові вставки доступні у шести кольорах.

Для замовлення касет із логотипом стоматологічної клініки необхідно надати логотип клініки в одному із форматів:

.cdr
.dwg
.ai
.pdf
.jpeg (не рекомендується).

Артикул: 006.118.003-00

Колір: **брендовий колір**

КАСЕТА ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ ТРЬОХ ІНСТРУМЕНТІВ 18 X 5

1 650

Розмір: 18,0 x 5,0 x 3,0 см.

Доступні кольори силіконових вставок:



Артикул: 006.118.003-01
Колір: **синій колір**

Артикул: 006.118.003-02
Колір: **зелений**

Артикул: 006.118.003-03
Колір: **жовтий**

Артикул: 006.118.003-04
Колір: **червоний**

Артикул: 006.118.003-05
Колір: **пурпуровий**



Артикул: 006.118.005-01

Колір: **синій**

КАСЕТА ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ П'ЯТИ ІНСТРУМЕНТІВ 18 X 7

1 980

Розмір: 18,0 x 7,0 x 3,0 см.

Доступні кольори силіконових вставок:



Артикул: 006.118.005-00
Колір: **брендовий колір**

Артикул: 006.118.005-02
Колір: **зелений**

Артикул: 006.118.005-03
Колір: **жовтий**

Артикул: 006.118.005-04
Колір: **червоний**

Артикул: 006.118.005-05
Колір: **пурпуровий**



КАСЕТИ ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ ІНСТРУМЕНТІВ




Артикул: 006.118.010-02
Колір: **зелений**

КАСЕТА ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ ДЕСЯТИ ІНСТРУМЕНТІВ 18 X 13

2 860

Розмір: 18,0 x 13,0 x 3,0 см.

Доступні кольори силіконових вставок:



Артикул: 006.118.010-00
Колір: **брендовий колір**

Артикул: 006.118.010-01
Колір: **синій**

Артикул: 006.118.010-03
Колір: **жовтий**

Артикул: 006.118.010-04
Колір: **червоний**

Артикул: 006.118.010-05
Колір: **пурпуровий**




Артикул: 006.118.015-03
Колір: **жовтий**

КАСЕТА ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ П'ЯНАДЦЯТИ ІНСТРУМЕНТІВ 18 X 19

3 390

Розмір: 18,0 x 19,0 x 3,0 см.

Доступні кольори силіконових вставок:



Артикул: 006.118.015-00
Колір: **брендовий колір**

Артикул: 006.118.015-01
Колір: **синій**

Артикул: 006.118.015-02
Колір: **зелений**

Артикул: 006.118.015-04
Колір: **червоний**

Артикул: 006.118.015-05
Колір: **пурпуровий**



Артикул: 006.118.020-04
Колір: **червоний**

КАСЕТА ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ ДВАДЦЯТИ ІНСТРУМЕНТІВ 18 X 25

4 270

Розмір: 18,0 x 25,0 x 3,0 см.

Доступні кольори силіконових вставок:



Артикул: 006.118.020-00
Колір: **брендовий колір**

Артикул: 006.118.020-01
Колір: **синій**

Артикул: 006.118.020-02
Колір: **зелений**

Артикул: 006.118.020-03
Колір: **жовтий**

Артикул: 006.118.020-05
Колір: **пурпуровий**



ТРИМАЧІ ДЛЯ БОРІВ



Силіконові вставки надійно утримають будь-який тип борів!

Матеріали: нержавіюча сталь та силікон.

Тримачі можуть обертатися, щоб зберігати бори рівно чи під кутом.

Фіксують бори FG чи CA незалежно від їх діаметру.

Надійно утримують бори та безпечно зберігають інструменти. Економлять час для асистента.

Доступні для різної кількості борів та різної висоти. Чудово підходять для ультразвукових мийок, дезінфекторів, автоклавів.

Для замовлення тримачів із логотипом стоматологічної клініки необхідно надати логотип клініки в одному із форматів:

.cdr; .dwg; .ai; .pdf; .jpeg (не рекомендується).

Артикул: 006.153.001-01

Колір: синій колір

ТРИМАЧ ДЛЯ 2 БОРІВ СИНІЙ СИЛІКОН

580

Розмір: 3,0 x 3,3 x 2,1 см.



Артикул: 006.153.002-01

Колір: синій колір

ТРИМАЧ ДЛЯ 4 БОРІВ СИНІЙ СИЛІКОН

730

Розмір: 3,0 x 5,1 x 2,1 см.



Артикул: 006.153.003-01

Колір: синій колір

ТРИМАЧ ДЛЯ 6 БОРІВ СИНІЙ СИЛІКОН

890

Розмір: 3,0 x 4,1 x 2,6 см.



ТРИМАЧІ ДЛЯ БОРІВ



Артикул: 006.153.004-01
Колір: синій колір

ТРИМАЧ ДЛЯ 8 БОРІВ СИНІЙ СИЛІКОН

1 090

Розмір: 3,0 x 5,1 x 2,6 см.



Артикул: 006.153.005-01
Колір: синій колір

ТРИМАЧ ДЛЯ 10 БОРІВ СИНІЙ СИЛІКОН

1 270

Розмір: 3,0 x 6,1 x 2,6 см.



Артикул: 006.153.006-01
Колір: синій колір

ТРИМАЧ ДЛЯ 12 БОРІВ СИНІЙ СИЛІКОН

1 370

Розмір: 3,0 x 7,2 x 2,6 см.



Артикул: 006.153.007-01
Колір: синій колір

ТРИМАЧ ДЛЯ 16 БОРІВ СИНІЙ СИЛІКОН

1 670

Розмір: 3,0 x 9,3 x 2,6 см.



ТРИМАЧІ ДЛЯ ДОВГИХ БОРІВ



Артикул: 006.153.008-01
Колір: синій колір

ТРИМАЧ ДЛЯ ДОВГИХ (4 СМ) 2 БОРІВ СИНІЙ СИЛІКОН
Розмір: 4,0 x 3,3 x 2,1 см.

670



Артикул: 006.153.009-01
Колір: синій колір

ТРИМАЧ ДЛЯ ДОВГИХ (4СМ) 4 БОРІВ СИНІЙ СИЛІКОН
Розмір: 4,0 x 3,3 x 2,1 см.

780



Артикул: 006.153.010-01
Колір: синій колір

ТРИМАЧ ДЛЯ ДОВГИХ (4 СМ) 6 БОРІВ СИНІЙ СИЛІКОН
Розмір: 4,0 x 7,6 x 2,1 см.


1020



Артикул: 006.153.011-01
Колір: синій колір

ТРИМАЧ ДЛЯ ДОВГИХ (4 СМ) 8 БОРІВ СИНІЙ СИЛІКОН
Розмір: 4,0 x 5,1 x 2,6 см.

1140



ТРИМАЧІ ДЛЯ ДОВГИХ БОРІВ



Артикул: 006.153.012-01

Колір: синій колір

ТРИМАЧ ДЛЯ ДОВГИХ (4 см) 12 БОРІВ СИНІЙ СИЛІКОН

1 410

Розмір: 4,0 x 7,2 x 2,6 см.



Артикул: 006.153.013-01

Колір: синій колір

ТРИМАЧ ДЛЯ ДОВГИХ (5 см) 6 БОРІВ СИНІЙ СИЛІКОН

1 060

Розмір: 5,0 x 7,6 x 2,1 см.



Артикул: 006.153.014-01

Колір: синій колір

ТРИМАЧ ДЛЯ ДОВГИХ (5 см) 12 БОРІВ СИНІЙ СИЛІКОН

1 490

Розмір: 5,0 x 7,2 x 2,6 см.



Артикул: 006.153.015-01

Колір: синій колір

ТРИМАЧ ДЛЯ ДОВГИХ (6 см) 6 БОРІВ СИНІЙ СИЛІКОН

1 110

Розмір: 6,0 x 7,6 x 2,1 см.



ТРИМАЧІ ДЛЯ ДОВГИХ БОРІВ



Артикул: 006.153.016-01
Колір: синій колір

ТРИМАЧ ДЛЯ ДОВГИХ (7 СМ) 6 БОРІВ СИНІЙ СИЛІКОН
Розмір: 7,0 x 7,6 x 2,1 см.

1 490



Артикул: 006.153.017-01
Колір: синій колір

ТРИМАЧ ДЛЯ 6 НАСАДОК СКЕЛЕРА СИНІЙ СИЛІКОН
Розмір: 5,0 x 6,1 x 3,5 см.
Діаметр насадок: 2,0 - 3,5 мм.

1 710



Артикул: 006.153.018-01
Колір: синій колір

ТРИМАЧ ДЛЯ 6 НАСАДОК СКЕЛЕРА СИНІЙ СИЛІКОН
Розмір: 5,0 x 6,1 x 3,5 см.
Діаметр насадок: 3,5 - 5,0 мм.

1 710



Артикул: 006.153.019-01
Колір: синій колір

ТРИМАЧ ДЛЯ 6 НАСАДОК СКЕЛЕРА СИНІЙ СИЛІКОН
Розмір: 6,0 x 7,6 x 2,1 см.
Діаметр насадок: 5,0 - 6,5 мм.





1 710



ЗНІМНІ СТІЙКИ ДЛЯ КАСЕТ

Для ефективного використання камери термодезінфектора MELAtherm®10 (MELAG) при завантаженні циклу, основна корзина поділена на шість сегментів, щоб зручно комбінувати різні набори корзин, лотків для омивки, знімних стійок для касет та контейнерів для інструментів.

Знімні стійки та контейнери, виготовлені так, щоб, при завантаженні корзини, їх можна було поєднати таким чином, щоб оптимально заповнити усі шість сегментів:




Артикул: АЕГА6.151.001

ЗНІМНА СТІЙКА ДЛЯ КАСЕТ

5 290

Розмір: 6,0 x 18,2 x 26,0 см.




Артикул: АЕГА6.151.002

ЗНІМНА СТІЙКА ДЛЯ КАСЕТ

9 500

Розмір: 6,0 x 18,2 x 39,0 см.




Артикул: АЕГА6.151.003

ЗНІМНА СТІЙКА ДЛЯ КАСЕТ

5 360

Розмір: 6,0 x 36,2 x 13,0 см.





КОНТЕЙНЕРИ ДЛЯ ПРИЛАДІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ

Артикул: АЕГА6.107.001

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ

9 070

Розмір: 12,5 x 18,0 x 13,2 см.




Артикул: АЕГА6.107.002

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ПРИЛАДІВ

7 940

Розмір: 12,5 x 18,2 x 26,0 см.




Артикул: АЕГА6.107.003

СТАНДАРТНИЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ПРИЛАДІВ

7 890

Розмір: 12,5 x 36,2 x 13,2 см.



ПРИМІТКИ

ПРИМІТКИ

Приватне підприємство «ГАЛІТ»

📍 вул. 15-го Квітня, 6Є,
с.Байківці, Тернопільська обл.
Тернопільський район, 47711

☎ 0-800-502-998

✉ office@galit.te.ua

🌐 www.galit.te.ua