

GALIT

ПРАЙС-ЛИСТ
**СЕРВІСНІ
НАБОРИ**
СПЕЦІАЛЬНІ ЦІНИ

Прайс-лист від 17.02.2023 року

Сервісний набір для обслуговування 4.070.002
стоматологічної установки Gallant Omnipraktik

3 430 грн

Сервісний набір для обслуговування 4.070.003
стоматологічної установки Gallant Autonomie

12 430 грн



008.260.000
ФІЛЬТР ЗВОРОТНОГО ПОВІТРЯ Поролон к25 Ø35x20
Періодичність заміни:
1 раз/3 місяці



005.886.010
ФІЛЬТР ПЛЯШКИ СЧВ
Періодичність заміни:
1 раз/рік



VC-353-02b
ЕКРАН ПЛЮВАЛЬНИЦІ З СІРОЮ КРИШКОЮ
Періодичність заміни:
1 раз/рік



008.260.000
ФІЛЬТР ЗВОРОТНОГО ПОВІТРЯ Поролон к25 Ø35x20
Періодичність заміни:
1 раз/3 місяці



005.886.010
ФІЛЬТР ПЛЯШКИ СЧВ
Періодичність заміни:
1 раз/рік



VC-353-02b
ЕКРАН ПЛЮВАЛЬНИЦІ З СІРОЮ КРИШКОЮ
Періодичність заміни:
1 раз/рік



0725-041-60
ЗМІННИЙ КАРТРИДЖ (жовтого) фільтра пиле-слино-відсмоктувачів
Періодичність заміни:
1 раз/3 місяці



94.3771.020-024-2,5
СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ ISC O-RING20X24X2,5 88NBR 156 (GREEN)
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



0725-041-05
КРИШКА (ЖОВТОГО) ФІЛЬТРА з ущільнювачами (червоні кільця)
Періодичність заміни:
1 раз/3 місяці



006.438.004
ШЛАНГ СЛИНОВІДСМОКТУВАЧА
Періодичність заміни:
1 раз/рік



006.438.005
ШЛАНГ ПИЛЕВІДСМОКТУВАЧА
Періодичність заміни:
1 раз/рік



9000-402-54E
УЩІЛЬНЮЮЧЕ КІЛЬЦЕ Ø 20MM (КОМПЛЕКТ З 5 ШТУК)
Періодичність заміни:
1 раз/рік



006.438.004-01
ШЛАНГ СЛИНОВІДСМОКТУВАЧА
Періодичність заміни:
1 раз/рік



006.438.005-01
ШЛАНГ ПИЛЕВІДСМОКТУВАЧА
Періодичність заміни:
1 раз/рік



C 104-F20/3
ФІЛЬТР (змінний картридж регулятора тиску води, повітря)
Періодичність заміни:
1 раз/рік



0725-041-60
ЗМІННИЙ КАРТРИДЖ (жовтого) фільтра пиле-слино-відсмоктувачів
Періодичність заміни:
1 раз/3 місяці



94.3771.020-024-2,5
СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ ISC O-RING20X24X2,5
Періодичність заміни:
1 раз/рік



AC-543-06
СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ
Періодичність заміни:
1 раз/рік



025200194-000
ВИПУСКНИЙ ФІЛЬТР КОМПРЕСОРА
Періодичність заміни:
1 раз/рік



AC-543-06
СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ
Періодичність заміни:
1 раз/рік



0700-700-14E
ЗВОРОТНИЙ КЛАПАН
Періодичність заміни:
1 раз/рік



9000-402-54E
УЩІЛЬНЮЮЧЕ КІЛЬЦЕ Ø 20MM (КОМПЛЕКТ З 5 ШТУК)
Періодичність заміни:
1 раз/рік



7119100010
БАКТЕРІАЛЬНИЙ ФІЛЬТР
Періодичність заміни:
1 раз/рік



210400
ГУМОВІ ЗАТИСКАЧІ ДЛЯ КАНІСТРИ
Періодичність заміни:
1 раз/рік



AW20P-060S-7-40B
ФІЛЬТР - ЕЛЕМЕНТ
Періодичність заміни:
1 раз/рік



0725-100-02
КРИШКА (ЖОВТОГО) ФІЛЬТРА
Періодичність заміни:
1 раз/рік

Сервісний набір для обслуговування 4.070.004
стоматологічної установки Gallant PRO

6 360 грн

Сервісний набір для обслуговування 4.070.005
стоматологічної установки Gallant Cart 5 Autonome

7 130грн



008.260.000
ФІЛЬТР ЗВОРОТНОГО ПОВІТРЯ Поролон к25 Ø35x20
Періодичність заміни:
1 раз/3 місяці



005.886.010
ФІЛЬТР ПЛЯШКИ СЧВ
Періодичність заміни:
1 раз/рік




VC-353-02b
ЕКРАН ПЛЮВАЛЬНИЦІ З СІРОЮ КРИШКОЮ
Періодичність заміни:
1 раз/рік



008.260.000
ФІЛЬТР ЗВОРОТНОГО ПОВІТРЯ Поролон к25 Ø35x20
Періодичність заміни:
1 раз/3 місяці



005.886.010
ФІЛЬТР ПЛЯШКИ СЧВ
Періодичність заміни:
1 раз/рік



0252.00028-000
ВИПУСКНИЙ ФІЛЬТР ПОПЕРЕДНЬОЇ ОЧИСТКИ
Періодичність заміни:
1 раз/рік



0725-041-60
ЗМІННИЙ КАРТРИДЖ (жовтого) фільтра пиле-слино-відсмоктувачів
Періодичність заміни:
1 раз/3 місяці



94.3771.020-024-2,5
СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ ISC O-RING20X24X2,5 88NBR 156 (GREEN)
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



0725-100-02
КРИШКА (ЖОВТОГО) ФІЛЬТРА
Періодичність заміни:
1 раз/рік



006.438.004-01
ШЛАНГ СЛИНОВІДСМОКТУВАЧА
Періодичність заміни:
1 раз/рік



006.438.005-01
ШЛАНГ ПИЛЕВІДСМОКТУВАЧА
Періодичність заміни:
1 раз/рік



9000-402-54E
УЩІЛЬНЮЮЧЕ КІЛЬЦЕ Ø 20MM (КОМПЛЕКТ З 5 ШТУК)
Періодичність заміни:
1 раз/рік



006.438.004
ШЛАНГ СЛИНОВІДСМОКТУВАЧА
Періодичність заміни:
1 раз/рік



006.438.005
ШЛАНГ ПИЛЕВІДСМОКТУВАЧА
Періодичність заміни:
1 раз/рік



C 104-F20/3
ФІЛЬТР (змінний картридж регулятора тиску води, повітря)
Періодичність заміни:
1 раз/рік



0725-041-60
ЗМІННИЙ КАРТРИДЖ (жовтого) фільтра пиле-слино-відсмоктувачів
Періодичність заміни:
1 раз/3 місяці



94.3771.020-024-2,5
СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ ISC O-RING20X24X2,5
Періодичність заміни:
1 раз/рік



AC-543-06
СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ
Періодичність заміни:
1 раз/рік



025200194-000
ВИПУСКНИЙ ФІЛЬТР КОМПРЕСОРА
Періодичність заміни:
1 раз/рік




AC-543-06
СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ
Періодичність заміни:
1 раз/рік



0700-700-14E
ЗВОРОТНИЙ КЛАПАН
Періодичність заміни:
1 раз/рік



9000-402-54E
УЩІЛЬНЮЮЧЕ КІЛЬЦЕ Ø 20MM (КОМПЛЕКТ З 5 ШТУК)
Періодичність заміни:
1 раз/рік



0250.00001-000
ВИПУСКНИЙ ФІЛЬТР попередньої очистки Vulpred
Періодичність заміни:
1 раз/3 місяці



210400
ГУМОВІ ЗАТИСКАЧІ ДЛЯ КАНІСТРИ
Періодичність заміни:
1 раз/рік



025200061-000
ФІЛЬТР
Періодичність заміни:
1 раз/рік



0725-041-05
КРИШКА (ЖОВТОГО) ФІЛЬТРА з ущільнювачами (червоні кільця)
Періодичність заміни:
1 раз/3 місяці

Сервісний набір для обслуговування 4.070.006
стоматологічної установки Gallant Light

3 480 грн

Сервісний набір для обслуговування 4.070.007
стоматологічної установки Gallant Console

6 050 грн



008.260.000
ФІЛЬТР ЗВОРОТНОГО ПОВІТРЯ Поролон к25 Ø35x20
Періодичність заміни:
1 раз/3 місяці



005.886.010
ФІЛЬТР ПЛЯШКИ СЧВ
Періодичність заміни:
1 раз/рік



VC-353-02b
ЕКРАН ПЛЮВАЛЬНИЦІ З СІРОЮ КРИШКОЮ
Періодичність заміни:
1 раз/рік



008.260.000
ФІЛЬТР ЗВОРОТНОГО ПОВІТРЯ Поролон к25 Ø35x20
Періодичність заміни:
1 раз/3 місяці



005.886.010
ФІЛЬТР ПЛЯШКИ СЧВ
Періодичність заміни:
1 раз/рік



VC-353-02b
ЕКРАН ПЛЮВАЛЬНИЦІ З СІРОЮ КРИШКОЮ
Періодичність заміни:
1 раз/рік



0725-041-60
ЗМІННИЙ КАРТРИДЖ (жовтого) фільтра пиле-слино-відсмоктувачів
Періодичність заміни:
1 раз/3 місяці



94.3771.020-024-2,5
СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ ISC O-RING20X24X2,5 88NBR 156 (GREEN)
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



AC-543-06
СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ
Періодичність заміни:
1 раз/рік



0725-041-60
ЗМІННИЙ КАРТРИДЖ (жовтого) фільтра пиле-слино-відсмоктувачів
Періодичність заміни:
1 раз/3 місяці



94.3771.020-024-2,5
СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ ISC O-RING20X24X2,5 88NBR 156 (GREEN)
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



C 104-F20/3
ФІЛЬТР (змінний картридж регулятора тиску води, повітря)
Періодичність заміни:
1 раз/рік



006.438.006
ШЛАНГ СЛИНОВІДСМОКТУВАЧА
Періодичність заміни:
1 раз/рік



006.438.005-01
ШЛАНГ ПИЛЕВІДСМОКТУВАЧА
Періодичність заміни:
1 раз/рік



C 104-F20/3
ФІЛЬТР (змінний картридж регулятора тиску води, повітря)
Періодичність заміни:
1 раз/рік



006.438.004
ШЛАНГ СЛИНОВІДСМОКТУВАЧА
Періодичність заміни:
1 раз/рік



006.438.005
ШЛАНГ ПИЛЕВІДСМОКТУВАЧА
Періодичність заміни:
1 раз/рік



0725-100-02
КРИШКА (ЖОВТОГО) ФІЛЬТРА
Періодичність заміни:
1 раз/рік



9000-402-54E
УЩІЛЬНЮЮЧЕ КІЛЬЦЕ Ø 20MM (КОМПЛЕКТ З 5 ШТУК)
Періодичність заміни:
1 раз/рік



AC-543-06
СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ
Періодичність заміни:
1 раз/рік



9000-402-54E
УЩІЛЬНЮЮЧЕ КІЛЬЦЕ Ø 20MM (КОМПЛЕКТ З 5 ШТУК)
Періодичність заміни:
1 раз/рік

Сервісний набір для обслуговування 4.070.008
стоматологічної установки Gallant Ambidexter

4 340 грн



008.260.000
ФІЛЬТР ЗВОРОТНОГО ПОВІТРЯ Поролон к25 Ø35х20
Періодичність заміни:
1 раз/3 місяці



005.886.010
ФІЛЬТР ПЛЯШКИ СЧВ
Періодичність заміни:
1 раз/рік



VC-353-02b
ЕКРАН ПЛЮВАЛЬНИЦІ З СІРОЮ КРИШКОЮ
Періодичність заміни:
1 раз/рік



0725-041-60
ЗМІННИЙ КАРТРИДЖ
(жовтого) фільтра пиле-слино-відсмоктувачів
Періодичність заміни:
1 раз/3 місяці



94.3771.020-024-2,5
СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ
ISC O-RING20X24X2,5
88NBR 156 (GREEN)
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



AC-543-06
СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ
Періодичність заміни:
1 раз/рік



006.438.004-01
ШЛАНГ СЛИНОВІДСМОКТУВАЧА
Періодичність заміни:
1 раз/рік



006.438.005-01
ШЛАНГ ПИЛЕВІДСМОКТУВАЧА
Періодичність заміни:
1 раз/рік



0725-100-02
КРИШКА (ЖОВТОГО) ФІЛЬТРА
Періодичність заміни:
1 раз/рік



9000-402-54E
УЩІЛЬНЮЮЧЕ КІЛЬЦЕ Ø 20MM (КОМПЛЕКТ З 5 ШТУК)
Періодичність заміни:
1 раз/рік

Сервісний набір для обслуговування 4.070.009
стоматологічної установки Gallant Autonome Console

12 430 грн



008.260.000
ФІЛЬТР ЗВОРОТНОГО ПОВІТРЯ Поролон к25 Ø35х20
Періодичність заміни:
1 раз/3 місяці



005.886.010
ФІЛЬТР ПЛЯШКИ СЧВ
Періодичність заміни:
1 раз/рік



VC-353-02b
ЕКРАН ПЛЮВАЛЬНИЦІ З СІРОЮ КРИШКОЮ
Періодичність заміни:
1 раз/рік



006.438.004
ШЛАНГ СЛИНОВІДСМОКТУВАЧА
Періодичність заміни:
1 раз/рік



006.438.005
ШЛАНГ ПИЛЕВІДСМОКТУВАЧА
Періодичність заміни:
1 раз/рік



9000-402-54E
УЩІЛЬНЮЮЧЕ КІЛЬЦЕ Ø 20MM (КОМПЛЕКТ З 5 ШТУК)
Періодичність заміни:
1 раз/рік



0725-041-60
ЗМІННИЙ КАРТРИДЖ
(жовтого) фільтра пиле-слино-відсмоктувачів
Періодичність заміни:
1 раз/3 місяці



94.3771.020-024-2,5
СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ
ISC O-RING20X24X2,5
Періодичність заміни:
1 раз/рік



AC-543-06
СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ
Періодичність заміни:
1 раз/рік



5180-982-00
ФІЛЬТР ПОВІТРЯНИЙ ЗМІННИЙ
Періодичність заміни:
1 раз/рік




7119100010
БАКТЕРІАЛЬНИЙ ФІЛЬТР
Періодичність заміни:
1 раз/рік



210400
ГУМОВІ ЗАТИСКАЧІ ДЛЯ КАНІСТРИ
Періодичність заміни:
1 раз/рік



AW20P-060S-7-40B
ФІЛЬТР - ЕЛЕМЕНТ
Періодичність заміни:
1 раз/рік



0725-100-02
КРИШКА (ЖОВТОГО) ФІЛЬТРА
Періодичність заміни:
1 раз/рік