

GALIT

EXPERTS IN DENTISTRY



GALLANT CONSOLE

EXPERTS IN DENTISTRY

GALIT — визнаний лідер у виробництві медичного обладнання в Україні, завдяки унікальному поєднанню якісних європейських компонентів, універсальності та ергономічного дизайну.

ЕКСПЕРТНІСТЬ – ПОНАД УСЕ!

Чверть століття вектор бренду GALIT залишається незмінним — розробляти надійне та довговічне стоматологічне обладнання і надавати інноваційні експертні рішення для стоматологів-професіоналів у всьому світі. Ми дбаємо про довговічність наших продуктів і рішень, оскільки цінуємо довговічність стосунків з нашими клієнтами.

ЦІННОСТІ БРЕНДУ:

Якість – ми діємо у відповідності до міжнародних стандартів якості щодо медичних виробів.


Довіра – повага, сумлінність та щирість керують нашими діями.

Турбота – наші люди та клієнти надихають нас діяти віддано та пристрасно.

Інновації – ми застосовуємо останні технології для досягнення найкращих результатів.

Партнерство – ми співпрацюємо з лікарями-професіоналами та нашими партнерами, щоб перемагати разом.

Відданість – ми працюємо скрупульозно для забезпечення виняткових результатів з найкращим обслуговуванням клієнтів.



Чому лікарі обирають GALLANT Console для своєї щоденної практики?

ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ

Кріплення крісла до гідроблоку покращує ергономіку роботи лікаря та асистента. Вільний простір під кріслом забезпечує зручну взаємодію з пацієнтом під час лікування. Поворотна плювальниця з обертанням на 180° гарантує комфортний доступ асистента та зручність для пацієнта.

ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ТА ГНУЧКІСТЬ

Масивна та стабільна конструкція установки дозволяє безпечно закріплювати додаткове обладнання — мікроскоп, рентген або монітор — для ефективної та точної роботи. Довгі важелі світильника забезпечують оптимальне освітлення та зручність під час проведення лікування.

ЯКІСТЬ І НАДІЙНІСТЬ

GALLANT CONSOLE оснащена європейськими комплектуючими з гарантією, що забезпечує довговічність і стабільну роботу.

GALLANT CONSOLE — ергономічна та надійна стоматологічна установка, що поєднує комфорт для пацієнта та зручність роботи лікаря та асистента.



КРІСЛО ПАЦІЄНТА

Максимум комфорту,
мінімум зусиль

Крісло пацієнта є важливою та невід’ємною частиною стоматологічної установки. У GALIT ми подбали про те, щоб пацієнт відчував максимальний комфорт на кожному етапі лікування, а лікар міг повністю зосередитись на своїй роботі.

Усі стоматологічні установки GALIT оснащені ергономічними кріслами преміум класу від італійського виробника Tecnodent. Вони вирізняються продуманим дизайном, високою надійністю та комфортом, перевіреним європейськими стандартами.



C95 pillow



C2002 pillow



UNI headrest in structural PU

Максимальне навантаження на крісло до 210 кг



Індивідуальний вибір кольору обшивки з палітри понад 25 варіантів. Для підвищеного комфорту, окрім стандартної обшивки, доступні варіанти з Soft Foam або Memory Foam.



Крісло може бути оснащене лівим або/та правим підлокітником для максимальної зручності пацієнта.



Додаткова функція Trendelenburg (синхронне піднімання ніг на 15° при опусканні спинки крісла на 90°) забезпечує правильний кровообіг.



Високоточний джойстик дозволяє просто і ефективно керувати кріслом без використання рук.

9002 Білий	300 40 20 Бузковий	3012 Персиковий	5003* Темно-синій
5011 Сталево-синій	6001 Бежево-сірий	7502 Антрацит	4009* Бузковий
3493 Бірюзовий	3016 Коралово-червоний	6033 М'ятно-зелений	8017 UM33** Коричневий замшевий
1300T Цинково-жовтий	1011 Світло-сірий	3491 Барвінково-синій	7021** Чорно-сірий сатин
1414 Червоний	5515 Яблучно-зелений	1604Т Бордовий	15141*** Металік-спаркл синій
3494 Шовковий сірий	5023 Пастельно-блакитний	1007 Чорний	14966*** Металік-спаркл зелений
1009 D Електричний синій	5510 Пурпурний		21366*** Платиновий

*Колір може відрізнатись від реального



Ергономіка створена на основі досвіду



**БЛОК ЛІКАРЯ НОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ
З ВЕРХНЬОЮ ПОДАЧЕЮ ШЛАНГІВ**

М'які балансувальні пружини забезпечують легкість і комфорт у роботі з інструментами. Рука лікаря не перевантажується навіть під час тривалих процедур.




**БЛОК ЛІКАРЯ З ВЕРХНЬОЮ
ПОДАЧЕЮ ШЛАНГІВ**



**БЛОК ЛІКАРЯ НОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ
З НИЖНЬОЮ ПОДАЧЕЮ ШЛАНГІВ**

Легкий контроль позиціонування та кута нахилу інструментів забезпечує максимальний комфорт і ергономіку під час роботи.




**БЛОК ЛІКАРЯ З НИЖНЬОЮ
ПОДАЧЕЮ ШЛАНГІВ**

ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

Для блоку лікаря передбачено два варіанти панелі управління: стандартна або сучасна сенсорна панель.

Стандартна панель управління

Дозволяє легко регулювати потужність усіх інструментів та змінювати положення крісла пацієнта. Усе під рукою для повного контролю процесу лікування.



Сенсорна панель управління

Інтуїтивний інтерфейс, розширені функціональні можливості та відображення всіх параметрів у реальному часі допомагають лікарю миттєво реагувати на зміни, працювати точніше і продуктивніше.



ІНСТРУМЕНТИ

Блок лікаря стоматологічної установки GALIT може бути оснащений п'ятьма інструментами, підібраними згідно з побажаннями лікаря та стандартами сучасної стоматології. Усі інструменти розміщуються в зручному та звичному для лікаря порядку, що забезпечує комфорт під час роботи та сприяє підвищенню ефективності процедур.

Широкий вибір інструментів дозволяє налаштувати робоче місце відповідно до індивідуальних уподобань лікаря, а також до видів лікувальних процедур — від профілактики до хірургії. Таким чином GALIT гарантує гнучкість у виборі та ергономічність обладнання.



ПЛЮВАЛЬНИЦЯ



Керамічна чаша плювальниці з функцією обертання на 180° забезпечує зручність для асистента та максимальний комфорт для пацієнта під час лікувальних процедур.

БЛОК АСИСТЕНТА

Блок асистента DÜRR Comfort

Забезпечує ефективну взаємодію між стоматологом та асистентом — ключовий фактор для якісного та комфортного лікування.

Основні переваги:

- Регулювання кута нахилу тримачів інструментів.
- Легке переміщення блоку в горизонтальній площині.
- Можливість комплектації від 2 до 5 інструментів.



Блок асистента PRO

Завдяки продуманій ергономічній конструкції забезпечує зручне розташування інструментів і легке управління кріслом пацієнта.

Основні переваги:

- Можливість комплектації до 4 інструментів.
- Незалежна робота аспіраційної системи — слиновідсмоктувач та пило-відсмоктувач працюють окремо, що підвищує ефективність.
- Легке переміщення блоку в горизонтальній площині.





СВІТИЛЬНИК

Майстерність у деталях

Усі стоматологічні установки GALIT оснащені світильниками від лідера ринку — італійської компанії FARO. Кожна модель забезпечує високоточне, рівномірне освітлення, зручне керування та знімні ручки для автоклавування.

Температурні режими світильників:



Для точної передачі кольору зубів, протезування та терапії



Для ортодонції, терапії та дитячої стоматології



Для хірургії



Composave: без передчасного затвердіння



MAIA LED

Світлове поле: 170 x 95 мм.

Сила світлового потоку:
3 000 - 45 000 LUX на відстані 700 мм.

5 000 K

EVA LED TUNABLE WHITE

Світлове поле: 190 x 100 мм.


Сила світлового потоку:
3 000 - 50 000 LUX на відстані 700 мм.



В75. Стоматологічний режим:

Світлове поле: 200 x 100 мм.



Сила світлового потоку:
3 000 - 50 000 LUX на відстані 700 мм.



В75. Хірургічний режим:

Світлове поле: ϕ 250 мм.

Сила світлового потоку:
до 160 000 LUX на відстані 800 мм.





ПЕДАЛЬ КЕРУВАННЯ

В асортименті GALIT представлено педаль з різною функціональністю, що дозволяє обрати оптимальне рішення для конкретних потреб стоматолога.

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА ПЕДАЛЬ З КАБЕЛЕМ:



- увімкнення/вимкнення стоматологічних інструментів;
- увімкнення/вимкнення спрею та продувки для стоматологічних інструментів;
- регулювання швидкості/потужності стоматологічних інструментів.

БЕЗПРОВІДНА БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА ПЕДАЛЬ:



- Удосконалена педаль оснащена безпроводним Bluetooth з'єднанням та високострумовою батареєю великої ємності, що гарантує довгий термін експлуатації (до 6 місяців).

ПНЕВМАТИЧНА ПЕДАЛЬ:



- увімкнення/вимкнення стоматологічних інструментів

СТАНДАРТНЕ ВИКОНАННЯ	СТАЦІОНАРНИЙ ГІДРОБЛОК:
	Стаціонарний гідроблок з консольно закріпленим кріслом на спеціальному підйомномумеханізмі
	Керамічна чаша плювальниці зі змивом та електронним керуванням наповнення склянки
	Система чистої води 2 л
	Кругла стійка для блоку лікаря та світильника на горизонтальних важелях.
	БЛОК ЛІКАРЯ нової конструкції з верхньою або нижньою подачею шлангів, на 5 інструментів, включає:
	Поворотний важіль із пневмогальмом
	Пульт керування кріслом та регулюванням потужності всіх динамічних інструментів та фуқція Endo
	КРІСЛО ПАЦІЄНТА STING спеціальна версія (Tecnodont, Італія), включає:
	Повністю електромеханічний підйом і рухи спинки
ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ	Програма для перевстановлення на «0» позицію
	Програма для позиції спльовування
	Ножний пульт керування на основі крісла
	Аварійна зупинка на основі
	Аварійна зупинка на спинці
	Здвоєний підголівник UNI
	Широка спинка крісла
	ДЛЯ БЛОКУ ЛІКАРЯ:
	Пневмовихід з підсвіткою
	Мікромотор MCX LED (1000-40000 об/хв) Bien Air
	Другий мікромотор MCX LED (1000-40000 об/хв) Bien Air
	П’єзоелектричний скелер Compact piezo P2K з двома насадками Mectron
	П’єзоелектричний скелер Compact piezo LED Mectron
	П’єзоелектричний скелер Newtron LED Acteon
	П’єзоелектричний скелер UDS-N6 LED Woodpecker
	Пістолет 3-х функційний DCI
	Пістолет 3-х функційний MINIMATE Luzzani Dental
	Фотополімерна лампа Starlight S × 5
	Столик великий з силіконовим ковриком
	Нагрівач води для інструментів блоку лікаря
	Перестальник помпа Сателек
	Електронне регулювання спрею
	ДЛЯ БЛОКУ АСИСТЕНТА:
	Блок асистента з пультом, слиновідсмоктувач та пиловідсмоктувач з фільтром Dürr Comfort. Розміщення інструментів (зліва на право)
	Пилевідсмоктувач
	Слиновідсмоктувач
	Пістолет 3-х функційний DCI
	Пістолет 3-х функційний MINIMATE Luzzani Dental
	Фотополімерна лампа Starlight S × 5
	Діатермокоагулятор
	Блок асистента Pro з пультами, слиновідсмоктувачем та пиловідсмоктувачем. Розміщення інструментів (зліва на право)

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ	Пилевідсмоктувач
	Слиновідсмоктувач
	Пістолет 3-х функційний DCI для Pro
	Пістолет 3-х функційний MINIMATE Luzzani Dental для Pro
	Фотополімерна лампа Starlight S × 5 для Pro
	Діатермокоагулятор для Pro
	СЕНСОРНА ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ:
	Мікромотор MCX LED Bien Air +шланг
	Другий мікромотор MCX LED Bien Air +шланг
	Мікромотор MX2 LED Bien Air + шланг
ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ	Другий мікромотор MX2 LED Bien Air + шланг
	Мікромотор MXI LED Bien Air + шланг
	Другий мікромотор MXI LED Bien Air + шланг
	ДЛЯ ГІДРОБЛОКУ:
	Важіль кріплення монітора (без кабелів) у зоні плювальниці
	Металева плита на підлогу для кріплення установки та крісла
	Серветниця
	Цетральний клапан включення води
	Цетральний клапан включення повітря
	ОПЦІЇ СЕПАРАТОРА:
	Сепаратор CATTANI
	Сепаратор CATTANI з клапаном вибору Dürr Dental
	Сепаратор центробіжний CS1 з клапаном вибору Dürr Dental
	Клапан вибору Dürr Dental
	Клапан плювальниці Dürr Dental
	Сепаратор соди CF1 для CS1 Dürr Dental
	ОПЦІЇ СВІТИЛЬНИКА:
	Світильник FARO MAIA LED
	Світильник FARO EVA LED
	ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЧНОГО КРІСЛА:
	Заміна крісла STING на крісло моделі 2009 NEXT (підголівник UNI, три програми)
	Лівий / Правий підлокітник
	Додаткові три програми
	Функція Тренделенбург (Підняття ніг на 15° при нахилі спинки крісла на 90°).
	Обшивка крісла Soft foam
	Спеціальний килимок для захисту сидіння від пошкоджень
	ОПЦІЇ ПЕДАЛІ:
	Педаль пневматична
	Багатофункційна педаль FARO, нового зразка
	Безпроводна багатофунуційну педаль FARO
	ВАРІАНТИ ПІДКЛЮЧЕННЯ УСТАНОВКИ:
	Розподільча коробка (зовнішній підвід)

**СЕРВІСНИЙ НАБІР ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ
УСТАНОВКИ GALLANT CONSOLE**
Артикул: 4.070.007



Заглушка (жовтого) фільтра
Періодичність заміни: 1 раз/рік.

Артикул: 0725-100-02



Змінний картридж (жовтого) фільтра
пиле-слино-відсмоктувачів
Періодичність заміни: 1 раз/3 місяці.

Артикул: 0725-041-60



Шланг пилевідсмоктувача
Періодичність заміни: 1 раз/рік.

Артикул: 006.438.005-01



Шланг слиновідсмоктувача
Періодичність заміни: 1 раз/рік.

Артикул: 006.438.004-01



Фільтр зворотного повітря
Поролон к25 Ø35x20
Періодичність заміни: 1 раз/3 місяці.

Артикул: 008.260.000



Екран плювальниці з сірою кришкою
Періодичність заміни: 1 раз/рік.

Артикул: вс-353-02b

Сервісний набір - Ваша впевненість у безперебійній роботі обладнання.



Фільтр пляшки счв
Періодичність заміни: 1 раз/рік.

Артикул: 005.886.010



Кільце ущільнююче счв
isc o-ring20x24x2,5
88nbr 156 (green)
Періодичність заміни: 1 раз/рік.

Артикул: 94.3771.020-024-2,5



Фільтр (змінний картридж регулятора тиску
води, повітря)
періодичність заміни: 1 раз/рік.

Артикул: С 104-F20/3



Кільце ущільнююче счв
Періодичність заміни: 1 раз/рік.

Артикул: АС-543-06



Ущільнююче кільце Ø 20мм
(комплект з 5 штук)
Періодичність заміни: 1 раз/рік.

Артикул: 9000-402-54E

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Якість, що відповідає міжнародним стандартам

СЕРТИФІКАТ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ ЩОДО МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ



Найперше, щоб реалізовувати свою продукцію на ринку України (постанова КМУ № 753) GALIT є сертифікований органом з оцінки відповідності ТОВ «УкрМедСерт» UA.TR.099.




ISO СЕРТИФІКАТ

У 2008 році Система управління якістю (СУЯ) GALIT вперше підтвердила відповідність міжнародним стандартам ISO 13485, що поширюється на дизайн, розробку, виробництво, монтаж, сервісне обслуговування та реалізацію стоматологічного обладнання. У такий спосіб, GALIT отримав сертифікат MD 574675.

Запровадження та підтримка СУЯ на нашому підприємстві гарантує високу якість всіх наших виробів. Придбавши медичне обладнання від GALIT, Ви можете бути впевненими у тривалій експлуатації наших продуктів і надійності наданих нами послуг. Це дозволить Вам зекономити час та гроші у майбутньому.

СЕ СЕРТИФІКАТ

Слідом за цим, медичні вироби GALIT пройшли процедуру сертифікації на відповідність вимогам міжнародного стандарту Directive 93/42/EEC on Medical devices. Як підсумок, GALIT отримав сертифікат CE 703906, який поширюється на дизайн, розробку та виробництво стоматологічних установок Gallant.



Для підтвердження дії наявних сертифікатів GALIT, міжнародний нотифікований орган BSI (2797) (Велика Британія) веде безперервне спостереження за ефективністю СУЯ GALIT та нагляд за медичними виробами.

Сертифікація щодо медичних виробів – це засвідчення відповідності виробництва вимогам безпеки, а також захист споживачів від неякісних товарів.

Якість, що вражає. Інновації, що надихають



Від проєкту до втілення, команда GALIT слідкує за кожним етапом роботи. При замовленні нестандартних опцій установки, першим кроком його виконання є технічне конструкторське рішення, тому клієнт отримує продукт із гарантією якості від виробника.

Виробничі площі GALIT становлять 5000 м кв. Наявність сучасних виробничих потужностей забезпечує максимальну точність і якість продукції, а також короткі терміни виконання замовлень.



Маючи професійний конструкторський відділ, сучасне обладнання, найкращих спеціалістів на виробництві, а також серед партнерів понад 30 відомих брендів стоматологічного обладнання, GALIT створює експертні рішення, що відповідають потребам та бажанням навіть найвибагливіших клієнтів.

Ми дбаємо про довговічність наших стоматологічних установок, оскільки цінуємо довговічність стосунків з нашими клієнтами!

EXPERTS IN DENTISTRY!



GALIT

ПП «Галіт»
вул. 15 Квітня, 6Є, с.Байківці,
Тернопільський р-н, 47711, Україна

0 800 502 998

office@galit.te.ua
service@galit.te.ua

CE 2797

Версія: 20251221

Технічна специфікація чи зовнішній вигляд обладнання можуть бути змінені без попереднього узгодження.