



GALIT

УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОДОЛОГІЇ



GALIT виробник медичного обладнання №1 в Україні:

- 25 років досвіду. Власне виробництво площею 5000 м2
- Понад 40 000 задоволених клієнтів на 5 континентах світу.
- Більше 1000 товарів в асортименті від 30 світових брендів.
- 2 діючих сертифікати виданих BSI: CE 703906 (Standard/scheme number or name: 93/42/EEC Annex II, Sec 3.2 (2007/47)) та MD 574675 (Standard/scheme number or name: ISO 13485: 2016).

Від проєкту до втілення наша команда слідкує за кожним етапом роботи, починаючи з проєктування та завершуючи монтажем готового продукту. Усі етапи виробничого циклу відбуваються в наших приміщеннях, включаючи лазерне різання металу на високоточному обладнанні та фарбування з гарантією найвищих стандартів якості.


ПП «Галіт», вул. 15 Квітня, 6Є, с.Байківці,
Тернопільський р-н, 47711, Україна,
0 800 502 998
office@galit.te.ua, service@galit.te.ua



Естетика та функціональність

Запрошуємо до світу інновацій у сфері подології з компанією GALIT! Ми пропонуємо високоякісні та функціональні установки, розроблені для потреб сучасного лікаря-подолога. Наші установки змонтовані на масивній металевій плиті з колесами, що забезпечує мобільність і комфорт у Вашій щоденній професійній практиці.

Установка для подології з відсмоктуючим агрегатом та компресором




Модуль з шістьма шухлядами та пластиковими лотками.
Модуль з відсмоктуючим агрегатом та швидкоземним фільтром зі звукоізоляцією.
Модуль з безмасляним компресором ЕКОМ ДК50-10Z зі звукоізоляцією.
Світильник Faro MAIA з LED світлом, потужністю 35000 Lux на пантографічній консолі з трьома осями обертання.
Пневматична педаль управління.
Блок інструментів на поворотному важелі з оптосенсорами для вибору інструментів включає:

пилевідсмоктувач з насадкою; мікроmotor MCX LED 40000 об/хв з прямим наконечником PM 1:1; трьохфункційний пульт вода-повітря DCI .

Загальна вартість: 417 510 грн

Установка для подології з відсмоктуючим агрегатом та підключенням до компресора



Модуль з шістьма шухлядами та пластиковими лотками.
Модуль з відсмоктуючим агрегатом та швидкоземним фільтром зі звукоізоляцією.
Світильник Faro MAIA з LED світлом, потужністю 35000 Lux на пантографічній консолі з трьома осями обертання.
Пневматична педаль управління.
Блок інструментів на поворотному важелі з оптосенсорами для вибору інструментів включає:

пилевідсмоктувач з насадкою; мікроmotor MCX LED 40000 об/хв з прямим наконечником PM 1:1; трьохфункційний пульт вода-повітря DCI .

Загальна вартість: 300 690 грн

Установка для подології з компресором та підключенням до відсмоктуючого агрегату

Модуль з шістьма шухлядами та пластиковими лотками.
Модуль з безмасляним компресором ЕКОМ ДК50-10Z зі звукоізоляцією.


Світильник Faro MAIA з LED світлом, потужністю 35000 Lux на пантографічній консолі з трьома осями обертання.

Пневматична педаль управління.

Блок інструментів на поворотному важелі з оптосенсорами для вибору інструментів включає:

пилевідсмоктувач з насадкою; мікроmotor MCX LED 40000 об/хв з прямим наконечником PM 1:1; трьохфункційний пульт вода-повітря DCI .

Загальна вартість: 350 050 грн



Установка для подології з підключенням до компресора та відсмоктуючого агрегату


Модуль з шістьма шухлядами та пластиковими лотками.
Світильник Faro MAIA з LED світлом, потужністю 35000 Lux на пантографічній консолі з трьома осями обертання.

Пневматична педаль управління.

Блок інструментів на поворотному важелі з оптосенсорами для вибору інструментів включає:

пилевідсмоктувач з насадкою; мікроmotor MCX LED 40000 об/хв з прямим наконечником PM 1:1; трьохфункційний пульт вода-повітря DCI .

Загальна вартість: 251 270 грн



Карт Autonome з ASP для лікаря-подолога

Звукоізолююча шафа на колесах із вмонтованими:

компресором DK 50 з нержавіючим ресивером; відсмоктуючим агрегатом з бактерицидним фільтром; 5 л контейнером для відходів; 2 л системою чистої води.

Світильник Faro MAIA з LED світлом, потужністю 35000 Lux на пантографічній консолі з трьома осями обертання.

Пневматична педаль управління.

Блок інструментів з оптосенсорами включає:

пилевідсмоктувач з насадкою; мікроmotor MCX LED 40000 об/хв з прямим наконечником PM 1:1; трьохфункційний пульт вода-повітря DCI; турбінний пневмовихід без турбінного наконечника.

Загальна вартість: 346 240 грн

