

DK50 DI invent

Інтелектуальний та компактний медичний компресор із сучасним дизайном та тихою роботою, призначений для одного апарату штучної вентиляції легень або анестезії. Вбудований вискооефективний осушувач з фільтром 0,01 мкм гарантує виняткову якість повітря, що подається. Інтелектуальний блок управління контролює всі ключові параметри і відображає їх на 2,5" LCD дисплеї. Компресор пропонує всі стандартні режими роботи, включаючи STAND-BY і BACK-UP. Як опція компресор може поставлятися на шасі з колесами, що мають гальма, а також з тримачем та полицею для вентилятора.



DK50 DE easy

Компактний медичний компресор із простою конструкцією та безшумною роботою, призначений для одного апарату штучної вентиляції легень або анестезії. Інтегрована система зменшення точки роси забезпечує подачу чистого повітря, що не конденсується. Пристрій пропонує стандартні режими роботи, у тому числі STAND-BY і BACK-UP, а також моніторинг робочих параметрів компресора на загальному дисплеї. Додаткові аксесуари включають компактний візок з колесами, що мають гальма та полицю для вентилятора.



DK50 DS smart

Компактний медичний компресор зі стильним дизайном та безшумною роботою, призначений для одного апарату штучної вентиляції легень чи анестезії. Інтегрована система зниження температури точки роси забезпечує подачу чистого повітря, що не конденсується. Пристрій пропонує всі стандартні режими роботи, включаючи STAND-BY та BACK-UP, а також моніторинг робочих параметрів компресора на загальному дисплеї. Як опція, компресор може поставлятися на компактному візку з колесами, що мають гальма і полицю для вентилятора.



Візок SD30

- Для компресорів DK50 DS, DK50 DE.
- Призначена для встановлення ШВЛ апарату.
- Додаткові аксесуари – тримач зволожувача.
- Коліщатка з гальмами.



Прайс | Медичні компресори й аксесуари

Еком

№	Артикул	Номенклатура	Ціна/грн
Медичні компресори Invent line			
1	430700019-100	Медичний компресор DK 50 DI на гумових ніжках (об'єм 2л, продуктивність 55л/хв при 3,5 бар, 230В/50-60Гц)	268 390
2	430700019-101	Медичний компресор DK 50 DI на шасі з колесами (об'єм 2л, продуктивність 55л/хв при 3,5 бар, 230В/50-60Гц)	292 190
3	430700019-102	Медичний компресор DK 50 DI на візку з вентилятором (об'єм 2л, продуктивність 55л/хв при 3,5 бар, 230В/50-60Гц)	317 080
Медичні компресори Smart line			
4	430402009-000	Медичний компресор DK 50 DS - Basic (об'єм 2л, продуктивність 40л/хв при 3,5 бар, 230В/50Гц)	220 770
5	430402009-003	Медичний компресор DK 50 DS - Basic на колесах (об'єм 2л, продуктивність 40л/хв при 3,5 бар, 230В/50Гц)	227 300
6	430402009-104	Медичний компресор DK 50 DS - Standard (об'єм 2л, продуктивність 50л/хв при 3,5 бар, 230В/50Гц)	227 780
7	430402009-101	Медичний компресор DK 50 DS - Standard на колесах (об'єм 2л, продуктивність 50л/хв при 3,5 бар, 230В/50Гц)	234 310
8	430402009-700	Медичний компресор DK 50 DS - Advanced (об'єм 2л, продуктивність 60л/хв при 3,5 бар, 230В/50Гц)	234 730
9	430402009-701	Медичний компресор DK 50 DS - Advanced на колесах (об'єм 2л, продуктивність 60л/хв при 3,5 бар, 230В/50Гц)	241 140
Медичні компресори Easy line			
10	430402009-210	Медичний компресор DK 50 DE - Basic (об'єм 2л, продуктивність 40л/хв при 3,5 бар, 230В/50Гц)	180 470
11	430402009-200	Медичний компресор DK 50 DE - Basic на колесах (об'єм 2л, продуктивність 40л/хв при 3,5 бар, 230В/50Гц)	187 060
12	430402009-600	Медичний компресор DK 50 DE - Standard (об'єм 2л, продуктивність 50л/хв при 3,5 бар, 230В/50Гц)	185 250
13	430402009-601	Медичний компресор DK 50 DE - Standard на колесах (об'єм 2л, продуктивність 50л/хв при 3,5 бар, 230В/50Гц)	191 710
14	430402009-300	Медичний компресор DK 50 DE - Advanced (об'єм 2л, продуктивність 60л/хв при 3,5 бар, 230В/50Гц)	190 440
15	430402009-301	Медичний компресор DK 50 DE - Advanced на колесах (об'єм 2л, продуктивність 60л/хв при 3,5 бар, 230В/50Гц)	196 790

Аксессуары для медицинских компрессоров			
16	439000Z09-100	SD 30 Візок для компресора з максимальною вагою 30 кг - опція для DK 50 DS, DE	41 690
17	439000Z09-900	SD 30 T Візок для компресора, шасі на базі SD 30 з трубою для транспортування вентилятора	43 140
18	603021320-000	Комплект мембраних осушувачів з пониженням точки роси до 10°C, опція для DK50 DS і DK50 DE	72 990
19	604031175-000	Тримач для зволожувача, опція для SD 30	10 270
20	604021455-000	Настінний варіант підключення компресора до системи розподілу повітря для DK 50 DE	8 160
21	447000001-266	FS 20A ME фільтр з активованим вугіллям, що усуває дим і запахи, рівень фільтрації - 0,01 мкм для DK 50 DS, DK50 DI	21 510
22	447000001-237	FS 20S ME фільтр з рівнем фільтрації - 0,01 мкм для DK 50 DS, DK50 DE	18 730

Дата: 20.04.2026