

ОБЕРІТЬ ПІДГОЛІВНИК ДЛЯ ВАШОЇ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ УСТАНОВКИ

Асортимент зручних і функціональних підголівників від TECNODENT, спеціально розроблених для забезпечення високої ергономічної цінності для найвибагливіших професіоналів галузі.

 ELLE MOBILE



 ELLE MOBILE



ELLE MOBILE

Підголівник із подвійною артикуляцією типу «ELLE MOBILE». Регулювання висоти здійснюється за допомогою важеля, а нахилу — кнопкою. Має плоску поверхню з магнітною пластиною для кріплення подушки. Опорна частина підголівника виконана зі структурного поліуретану з фарбуванням у тон до кольору RAL крісла.

 ELLE2 MOBILE



 ELLE2 MOBILE




ELLE2 MOBILE

Підголівник із подвійною артикуляцією типу «ELLE2 MOBILE». Регулювання висоти відбувається за допомогою важеля, а нахилу — кнопкою. Поверхня плоска, з магнітною пластиною для кріплення подушки. Опорна частина підголівника виготовлена з цільного поліуретану, що відповідає вибраному PU-варіанту крісла.

COMFORT




COMFORT



COMFORT

Багатоартикуляційний підголівник типу «COMFORT» з можливістю регулювання по трьох осях: висота, глибина та нахил. Опорна частина підголівника виготовлена з термоформованого матеріалу у відтінку RAL 9003, із фарбуванням у тон до кольору RAL крісла, оснащений литою інжекційною ручкою.

LIGHT




LIGHT



LIGHT

Багатоартикуляційний підголівник типу «LIGHT» з регулюванням по трьох осях: висота, глибина та нахил. Оснащений невеликою компактною подушкою. Опорна частина підголівника виконана з термоформованого матеріалу у відтінку RAL 9003, доповнена дизайнерською хромованою ручкою.

VALE




VALE





VALE

Анатомічний підголівник «VALE» із подвійною артикуляцією та об'ємною охоплюючою подушкою. Регулювання висоти здійснюється важелем, нахилу — кнопкою. Опорна частина підголівника виконана з термоформованого матеріалу, фарбованого в тон до кольору RAL крісла.




UNI

Багатоартикуляційний підголівник типу «UNI» з регулюванням по трьох осях: висота, глибина та нахил. Опорна частина підголівника може бути виготовлена з цільного поліуретану, що відповідає вибраному PU-варіанту крісла, або зі структурного поліуретану з фарбуванням у тон до кольору RAL крісла. Оснащений литою інжекційною ручкою.



C95

Магнітна подушка типу «C95»: має D-подібну форму, може використовуватися з підголівником ELLE MOBILE або окремо — для кріплення безпосередньо до спинки крісла. Виконується в стандартній оббивці або з використанням високощільної memory foam.



C2002

Магнітна подушка типу «C2002»: має U-подібну форму, може використовуватися з підголівником ELLE MOBILE або окремо — для кріплення безпосередньо до спинки крісла. Виконується в стандартній оббивці або з використанням високощільної memory foam.